





Caractéristiques


Avantages

1	Rail supérieur avant en acier robuste	Donne une rigidité accrue pour supporter de lourdes charges
2	Poteau central avant amovible	Permet une grande flexibilité dans l'agencement des portes et tiroirs
3	La structure des meubles est fabriquée pour permettre la permutation de tous les types de tiroirs et portes standards	Procure une flexibilité maximale même après la mise en place
4	Construction monocoque de la structure	Procure une rigidité maximale et élimine le besoin de dos fixe
5	Panneau arrière amovible	Permet un accès facile vers les services mécaniques
6	Poteaux arrière munis de tous les percements requis	Permet de supporter tous les types de tiroirs et toutes les hauteurs de tablettes
7	Le bâti du meuble est entièrement fermé	Facilite la maintenance et le nettoyage
8	Tiroir de profondeur étendue	Maximise la capacité d'entreposage
9	Faces avant des tiroirs et portes isolée dans la totalité de l'espace	Réduction du bruit dans le fonctionnement du meuble
10	Coulisseaux de tiroirs à fermeture automatique	Minimise les accidents
11	Pieds de nivellement élargi avec boulon 5/16"	Améliore la solidité du meuble et permet une manipulation plus aisée
12	Différentes options de poignées	Permet de personnaliser le design

Possibilités d'agencement des portes et tiroirs



Notre cabinet a été conçu pour maximiser l'interchangeabilité des mêmes portes et tiroirs pour toutes les hauteurs de cabinets en incluant les hauteurs de portes et tiroirs suivantes :



* Le tiroir du haut et la porte pleine hauteur du meuble de hauteur intermédiaire sont de hauteurs différentes de tous les autres cabinets et ne pourront donc être utilisés qu'à cette position.

Comment bien identifier les numéros de modèles des meubles

Les codes d'identification des meubles et armoires de Bedcolab sont simples à définir et permettent d'aisément de commander le bon produit. Chaque chiffre ou lettre dans le code identifie un aspect spécifique du meuble ou de l'armoire. Voici ci-dessous quelques exemples du catalogue et l'explication des désignations.

Identification des codes de produits





Identification de la ligne de meuble Forte Flush Overlay	FO	A	6A	30	5
Hauteur de cabinet					
- A – hauteur comptoir haut - B – hauteur comptoir bas - ADA – hauteur comptoir intermédiaire					
Type de cabinet					
- Meuble à tiroirs - Meuble à portes - Meuble combiné portes/tiroirs - Meuble mixé portes/tiroirs					
					Quantité de tiroirs
					1 – 16
					Largeur de cabinet
					15" 30"
					18" 36"
					21" 42"
					24" 48"

Pour les meubles de base au sol ou suspendus

Identification de la ligne de meuble Harmony Flush Overlay	FO	E20	48	30	14
Type de cabinet					
- Armoire à porte simple - Armoire avec portes doubles - Armoire avec portes vitrées					
Hauteur de cabinet					
24" 84" *					
30"					
36"					
48"					
(* pour armoire pleine hauteur)					
					Profondeur de l'armoire
					14", 18" ou 22"*
					(* pour armoire pleine hauteur)
					Largeur de l'armoire
					15" 30"
					18" 36"
					21" 42"
					24" 48"


Pour les armoires murales ou pleine hauteur

Il faut se référer aux page 26 et 27 de ce catalogue de la ligne Forte Flush Overlay pour choisir les options de quincaillerie et de particularités des meubles et armoires.




Vues de côté typiques

Cabinets au sol de position debout




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-A1-12-18	12	305
FO-A1-12-21	12	305
FO-A1-15	15	381
FO-A1-18	18	457
FO-A1-21	21	533
FO-A1-24	24	610

Cabinet avec 1 porte




FO-A2-30	30	762
FO-A2-36	36	914
FO-A2-42	42	1067
FO-A2-48	48	1219

Cabinet avec 2 portes




FO-A4-15-1	15	381
FO-A4-18-1	18	457
FO-A4-21-1	21	533
FO-A4-24-1	24	610

Cabinet combinant 1 tiroir et 1 porte




FO-A4-15-2	15	381
FO-A4-18-2	18	457
FO-A4-21-2	21	533
FO-A4-24-2	24	610

Cabinet combinant 2 tiroirs et 1 porte




FO-A5-30-1	30	762
FO-A5-36-1	36	914
FO-A5-42-1 *3	42	1067
FO-A5-48-1 *3	48	1219

Cabinet combinant 1 tiroir et 2 portes




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-A5-30-2	30	762
FO-A5-36-2	36	914
FO-A5-42-2	42	1067
FO-A5-48-2	48	1219

Cabinet combinant 2 tiroirs et 2 portes




FO-A5-30-3	30	762
FO-A5-36-3	36	914
FO-A5-42-3	42	1067
FO-A5-48-3	48	1219

Cabinet combinant 3 tiroirs et 2 portes




FO-A5-30-4	30	762
FO-A5-36-4	36	914
FO-A5-42-4	42	1067
FO-A5-48-4	48	1219

Cabinet combinant 4 tiroirs et 2 portes




FO-A6-30-4	30	762
FO-A6-36-4	36	914
FO-A6-42-4	42	1067
FO-A6-48-4	48	1219

Cabinet combinant 4 tiroirs et 1 porte



FO-A6-30-5	30	762
FO-A6-36-5	36	914
FO-A6-42-5	42	1067
FO-A6-48-5	48	1219


Cabinet combinant 5 tiroirs et 1 porte



Légende :


- *1 : Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 : Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 : Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 : Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur

Des cabinets inversés sont disponibles en ajoutant « RV » au numéro de modèle




Cabinet combinant 7 tiroirs et 1 porte

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-A6-30-7	30	762
FO-A6-36-7	36	914
FO-A6-42-7	42	1067
FO-A6-48-7	48	1219




Cabinet avec 5 tiroirs

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-A7-15-5	15	381
FO-A7-18-5	18	457
FO-A7-21-5	21	533
FO-A7-24-5	24	610
FO-A7-30-5 *1	30	762
FO-A7-36-5 *1	36	914
FO-A7-42-5 *1*3	42	1067
FO-A7-48-5 *1*3	48	1219




Cabinet combinant 5 tiroirs et 1 porte

FO-A6A-30-5	30	762
FO-A6A-36-5	36	914
FO-A6A-42-5	42	1067
FO-A6A-48-5	48	1219




Cabinet avec 6 tiroirs

FO-A7-15-6	15	381
FO-A7-18-6	18	457
FO-A7-21-6	21	533
FO-A7-24-6	24	610
FO-A7-30-6 *1	30	762
FO-A7-36-6 *1	36	914
FO-A7-42-6 *1*3	42	1067
FO-A7-48-6 *1*3	48	1219




Cabinet combinant 6 tiroirs et 1 porte

FO-A6A-30-6	30	762
FO-A6A-36-6	36	914
FO-A6A-42-6	42	1067
FO-A6A-48-6	48	1219




Cabinet avec 7 tiroirs

FO-A7-15-7	15	381
FO-A7-18-7	18	457
FO-A7-21-7	21	533
FO-A7-24-7	24	610
FO-A7-30-7 *1	30	762
FO-A7-36-7 *1	36	914
FO-A7-42-7 *1*3	42	1067
FO-A7-48-7 *1*3	48	1219




Cabinet combinant 7 tiroirs et 1 porte

FO-A6A-30-7	30	762
FO-A6A-36-7	36	914
FO-A6A-42-7	42	1067
FO-A6A-48-7	48	1219




Cabinet avec 8 tiroirs

FO-A7-15-8	15	381
FO-A7-18-8	18	457
FO-A7-21-8	21	533
FO-A7-24-8	24	610
FO-A7-30-8 *1	30	762
FO-A7-36-8 *1	36	914
FO-A7-42-8 *1*3	42	1067
FO-A7-48-8 *1*3	48	1219



Cabinet avec 4 tiroirs

FO-A7-15-4	15	381
FO-A7-18-4	18	457
FO-A7-21-4	21	533
FO-A7-24-4	24	610
FO-A7-30-4 *1	30	762
FO-A7-36-4 *1	36	914
FO-A7-42-4 *1*3	42	1067
FO-A7-48-4 *1*3	48	1219




Légende :

- *1 : Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 : Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseaux à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 : Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseaux à pleine extension
- *4 : Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur


Des cabinets inversés sont disponibles en ajoutant « RV » au numéro de modèle

Cabinets au sol de position debout




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-A8-30-5 *1	30	762
FO-A8-36-5 *1	36	914
FO-A8-42-5 *1*3	42	1067
FO-A8-48-5 *1*3	48	1219

Cabinet combinant 5 tiroirs




FO-A8-30-7 *1	30	762
FO-A8-36-7 *1	36	914
FO-A8-42-7 *1*3	42	1067
FO-A8-48-7 *1*3	48	1219

Cabinet combinant 7 tiroirs




FO-A9-30-6 *1	30	762
FO-A9-36-6 *1	36	914
FO-A9-42-6 *1*3	42	1067
FO-A9-48-6 *1*3	48	1219

Cabinet combinant 6 tiroirs




FO-A9-30-10 *1	30	762
FO-A9-36-10 *1	36	914
FO-A9-42-10 *1*3	42	1067
FO-A9-48-10 *1*3	48	1219

Cabinet combinant 10 tiroirs




FO-A10-30-8	30	762
FO-A10-36-8	36	914
FO-A10-42-8	42	1067
FO-A10-48-8	48	1219

Cabinet combinant 8 tiroirs




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-A10-30-10	30	762
FO-A10-36-10	36	914
FO-A10-42-10	42	1067
FO-A10-48-10	48	1219

Cabinet combinant 10 tiroirs




FO-A10-30-12	30	762
FO-A10-36-12	36	914
FO-A10-42-12	42	1067
FO-A10-48-12	48	1219

Cabinet combinant 12 tiroirs




FO-A10-30-14	30	762
FO-A10-36-14	36	914
FO-A10-42-14	42	1067
FO-A10-48-14	48	1219

Cabinet combinant 14 tiroirs




FO-A10-30-16	30	762
FO-A10-36-16	36	914
FO-A10-42-16	42	1067
FO-A10-48-16	48	1219

Cabinet combinant 16 tiroirs




Légende :

- *1 : Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 : Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 : Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 : Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-A11-15-2 *2	15	381
FO-A11-18-2 *2	18	457
FO-A11-21-2 *2	21	533
FO-A11-24-2 *2	24	610

Cabinet avec 2 tiroirs classeur




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-A11-30-6 *2	30	762
FO-A11-36-6 *2	36	914
FO-A11-42-6 *2	42	1067
FO-A11-48-6 *2	48	1219

Cabinet combinant 2 tiroirs classeur et 4 tiroirs




FO-A11-15-3 *2	15	381
FO-A11-18-3 *2	18	457
FO-A11-21-3 *2	21	533
FO-A11-24-3 *2	24	610

Cabinet combinant 1 tiroir classeur et 2 tiroirs




FO-A11-30-8 *2	30	762
FO-A11-36-8 *2	36	914
FO-A11-42-8 *2	42	1067
FO-A11-48-8 *2	48	1219

Cabinet combinant 2 tiroirs classeur et 6 tiroirs




FO-A11-15-4 *2	15	381
FO-A11-18-4 *2	18	457
FO-A11-21-4 *2	21	533
FO-A11-24-4 *2	24	610

Cabinet combinant 1 tiroir classeur et 3 tiroirs




FO-A11-30-10 *2	30	762
FO-A11-36-10 *2	36	914
FO-A11-42-10 *2	42	1067
FO-A11-48-10 *2	48	1219

Cabinet combinant 2 tiroirs classeur et 8 tiroirs




FO-A11-15-5 *2	15	381
FO-A11-18-5 *2	18	457
FO-A11-21-5 *2	21	533
FO-A11-24-5 *2	24	610

Cabinet combinant 1 tiroir classeur et 4 tiroirs




FO-A12-30-3 *2	30	762
FO-A12-36-3 *2	36	914
FO-A12-42-3 *2	42	1067
FO-A12-48-3 *2	48	1219

Cabinet combinant 1 tiroir classeur, 2 tiroirs et 1 porte




FO-A11-30-4 *2	30	762
FO-A11-36-4 *2	36	914
FO-A11-42-4 *2	42	1067
FO-A11-48-4 *2	48	1219

Cabinet avec 4 tiroirs classeur



FO-A12-30-4 *2	30	762
FO-A12-36-4 *2	36	914
FO-A12-42-4 *2	42	1067
FO-A12-48-4 *2	48	1219

Cabinet combinant 1 tiroir classeur, 3 tiroirs et 1 porte




Légende :

- *1 : Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 : Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 : Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 : Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur


Des cabinets inversés sont disponibles en ajoutant « RV » au numéro de modèle

Cabinets au sol de position debout




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-A12-30-5 *2	30	762
FO-A12-36-5 *2	36	914
FO-A12-42-5 *2	42	1067
FO-A12-48-5 *2	48	1219

Cabinet combinant 1 tiroir classeur, 4 tiroirs et 1 porte




FO-A13-30-4 *2	30	762
FO-A13-36-4 *2	36	914
FO-A13-42-4 *2	42	1067
FO-A13-48-4 *2	48	1219

Cabinet combinant 1 tiroir classeur, 3 tiroirs et 1 porte




FO-A13-30-5 *2	30	762
FO-A13-36-5 *2	36	914
FO-A13-42-5 *2	42	1067
FO-A13-48-5 *2	48	1219

Cabinet combinant 1 tiroir classeur, 4 tiroirs et 1 porte




FO-A13-30-6 *2	30	762
FO-A13-36-6 *2	36	914
FO-A13-42-6 *2	42	1067
FO-A13-48-6 *2	48	1219

Cabinet combinant 1 tiroir classeur, 5 tiroirs et 1 porte




FO-A13-30-7 *2	30	762
FO-A13-36-7 *2	36	914
FO-A13-42-7 *2	42	1067
FO-A13-48-7 *2	48	1219

Cabinet combinant 1 tiroir classeur, 6 tiroirs et 1 porte




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-A20-30	30	762
FO-A20-36	36	914
FO-A20-42	42	1067
FO-A20-48	48	1219

Cabinet de coin avec 1 porte et 1 panneau fixe



FO-A21-30	30	762
FO-A21-36	36	914
FO-A21-42	42	1067
FO-A21-48	48	1219


Cabinet de coin avec 1 porte et 1 panneau fixe



Légende :


- *1 : Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 : Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 : Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 : Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur

Des cabinets inversés sont disponibles en ajoutant « RV » au numéro de modèle



# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-A15-15 *4	15	381
FO-A15-18 *4	18	457
FO-A15-21 *4	21	533
FO-A15-24 *4	24	610

Cabinet-évier avec 1 porte




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-A24-18	18	457
FO-A24-24	24	610

Particularités du cabinet :

- Panneau fixe fourni pour l'installation de services
- Ce cabinet est habituellement utilisé sous les hottes chimiques avec services de comptoirs

Cabinet avec 1 panneau fixe au dessus d'une porte




FO-A15A-15 *4	15	381
FO-A15A-18 *4	18	457
FO-A15A-21 *4	21	533
FO-A15A-24 *4	24	610

Particularités du cabinet :

- Panneau fixe fourni pour l'installation de services
- Ce cabinet est habituellement utilisé sous les hottes chimiques avec services de comptoirs

Cabinet-évier avec 1 panneau fixe au dessus d'une porte




FO-A24-30	30	762
FO-A24-36	36	914
FO-A24-48	48	1219

Particularités du cabinet :


- Panneau fixe fourni pour l'installation de services
- Ce cabinet est habituellement utilisé sous les hottes chimiques avec services de comptoirs

Cabinet avec 1 panneau fixe au dessus de 2 portes



FO-A16-30 *4	30	762
FO-A16-36 *4	36	914
FO-A16-42 *4	42	1067
FO-A16-48 *4	48	1219

Cabinet-évier avec 2 portes




FO-A28-18	18	457
FO-A28-24	24	316

Particularités du cabinet :

- Aucune boîte-poubelle n'est fournie avec le cabinet
- Des boîtes poubelles peuvent être fournies en ajoutant un des suffixes suivant :
 - « GB » pour de l'acier galvanisé
 - « SB » pour de l'acier inoxydable
 - « LP » pour une poubelle étanche

Cabinet-poubelle avec 1 porte




FO-A16A-30 *4	30	762
FO-A16A-36 *4	36	914
FO-A16A-42 *4	42	1067
FO-A16A-48 *4	48	1219

Particularités du cabinet :

- Panneau fixe fourni pour l'installation de services
- Ce cabinet est habituellement utilisé sous les hottes chimiques avec services de comptoirs

Cabinet-évier avec 1 panneau fixe au dessus de 2 portes




FO-A29-36	36	914
FO-A29-48	48	1219

Particularités du cabinet :


- Aucune boîte-poubelle n'est fournie avec le cabinet
- Des boîtes poubelles peuvent être fournies en ajoutant un des suffixes suivant :
 - « GB » pour de l'acier galvanisé
 - « SB » pour de l'acier inoxydable
 - « LP » pour une poubelle étanche

Cabinet-poubelle avec 2 portes




FO-A17-52 *4	52	1321
FO-A17-58 *4	58	1473

Cabinet-évier de bout d'îlot avec 2 portes



FO-A35-15	15	381
FO-A35-18	18	457
FO-A35-21	21	533
FO-A35-24	24	610
FO-A35-30	30	762
FO-A35-36	36	914
FO-A35-42	42	1067
FO-A35-48	48	1219


Cabinet ouvert



Légende :


- *1 : Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 : Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 : Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 : Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur

Cabinets au sol de position assise




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-B1-12-18	12	305
FO-B1-12-21	12	305
FO-B1-15	15	381
FO-B1-18	18	457
FO-B1-21	21	533
FO-B1-24	24	610

Cabinet avec 1 porte



FO-B2-30	30	762
FO-B2-36	36	914
FO-B2-42	42	1067
FO-B2-48	48	1219

Cabinet avec 2 portes




FO-B4-15-1	15	381
FO-B4-18-1	18	457
FO-B4-21-1	21	533
FO-B4-24-1	24	610

Cabinet combinant 1 tiroir et 1 porte




FO-B4-15-2	15	381
FO-B4-18-2	18	457
FO-B4-21-2	21	533
FO-B4-24-2	24	610

Cabinet combinant 2 tiroirs et 1 porte



FO-B5-30-1 *1	30	762
FO-B5-36-1 *1	36	914
FO-B5-42-1 *1*3	42	1067
FO-B5-48-1 *1*3	48	1219

Cabinet combinant 1 tiroir et 2 portes




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-B5-30-2	30	762
FO-B5-36-2	36	914
FO-B5-42-2	42	1067
FO-B5-48-2	48	1219

Cabinet combinant 2 tiroirs et 2 portes




FO-B5-30-4	30	762
FO-B5-36-4	36	914
FO-B5-42-4	42	1067
FO-B5-48-4	48	1219

Cabinet combinant 4 tiroirs et 2 portes




FO-B6-30-3	30	762
FO-B6-36-3	36	914
FO-B6-42-3	42	1067
FO-B6-48-3	48	1219

Cabinet combinant 3 tiroirs et 1 porte




FO-B6-30-4	30	762
FO-B6-36-4	36	914
FO-B6-42-4	42	1067
FO-B6-48-4	48	1219

Cabinet combinant 4 tiroirs et 1 porte



FO-B6-30-5	30	762
FO-B6-36-5	36	914
FO-B6-42-5	42	1067
FO-B6-48-5	48	1219


Cabinet combinant 5 tiroirs et 1 porte



Légende :


- *1 : Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 : Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 : Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 : Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur

Des cabinets inversés sont disponibles en ajoutant « RV » au numéro de modèle




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-B6-30-6	30	762
FO-B6-36-6	36	914
FO-B6-42-6	42	1067
FO-B6-48-6	48	1219

Cabinet combinant 6 tiroirs et 1 porte




FO-B6A-30-4	30	762
FO-B6A-36-4	36	914
FO-B6A-42-4	42	1067
FO-B6A-48-4	48	1219

Cabinet combinant 4 tiroirs et 1 porte




FO-B7-15-3	15	381
FO-B7-18-3	18	457
FO-B7-21-3	21	533
FO-B7-24-3	24	610
FO-B7-30-3 *1	30	762
FO-B7-36-3 *1	36	914
FO-B7-42-3 *1*3	42	1067
FO-B7-48-3 *1*3	48	1219

Cabinet avec 3 tiroirs




FO-B7-15-4	15	381
FO-B7-18-4	18	457
FO-B7-21-4	21	533
FO-B7-24-4	24	610
FO-B7-30-4 *1	30	762
FO-B7-36-4 *1	36	914
FO-B7-42-4 *1*3	42	1067
FO-B7-48-4 *1*3	48	1219

Cabinet avec 4 tiroirs




FO-B7-15-6	15	381
FO-B7-18-6	18	457
FO-B7-21-6	21	533
FO-B7-24-6	24	610
FO-B7-30-6 *1	30	762
FO-B7-36-6 *1	36	914
FO-B7-42-6 *1*3	42	1067
FO-B7-48-6 *1*3	48	1219

Cabinet avec 6 tiroirs




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-B8-30-4 *1	30	762
FO-B8-36-4 *1	36	914
FO-B8-42-4 *1*3	42	1067
FO-B8-48-4 *1*3	48	1219

Cabinet avec 4 tiroirs




FO-B8-30-6 *1	30	762
FO-B8-36-6 *1	36	914
FO-B8-42-6 *1*3	42	1067
FO-B8-48-6 *1*3	48	1219

Cabinet avec 6 tiroirs



FO-B10-30-6	30	762
FO-B10-36-6	36	914
FO-B10-42-6	42	1067
FO-B10-48-6	48	1219

Cabinet avec 6 tiroirs




FO-B10-30-8	30	762
FO-B10-36-8	36	914
FO-B10-42-8	42	1067
FO-B10-48-8	48	1219

Cabinet avec 8 tiroirs



FO-B10-30-12	30	762
FO-B10-36-12	36	914
FO-B10-42-12	42	1067
FO-B10-48-12	48	1219


Cabinet avec 12 tiroirs




Légende :

- *1 : Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 : Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 : Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 : Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur

Cabinets au sol de position assise




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-B11-15-2 *2	15	381
FO-B11-18-2 *2	18	457
FO-B11-21-2 *2	21	533
FO-B11-24-2 *2	24	610




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-B21-30	30	762
FO-B21-36	36	914
FO-B21-42	42	1067
FO-B21-48	48	1219

Cabinet combinant 1 tiroir classeur et 1 tiroir



FO-B11-15-3 *2	15	381
FO-B11-18-3 *2	18	457
FO-B11-21-3 *2	21	533
FO-B11-24-3 *2	24	610

Cabinet de coin avec 1 porte et 1 panneau fixe




FO-B28-18	18	457
FO-B28-24	24	316

Particularités du cabinet :


- Aucune boîte-poubelle n'est fournie avec le cabinet
- Des boîtes poubelles peuvent être fournies en ajoutant un des suffixes suivant :
 - « GB » pour de l'acier galvanisé
 - « SB » pour de l'acier inoxydable
 - « LP » pour une poubelle étanche

Cabinet combinant 1 tiroir classeur et 2 tiroirs



FO-B11-30-4 *2	30	762
FO-B11-36-4 *2	36	914
FO-B11-42-4 *2	42	1067
FO-B11-48-4 *2	48	1219

Cabinet-poubelle avec 1 porte



FO-B35-15	15	381
FO-B35-18	18	457
FO-B35-21	21	533
FO-B35-24	24	610
FO-B35-30	30	762
FO-B35-36	36	914
FO-B35-42	42	1067
FO-B35-48	48	1219


Cabinet combinant 2 tiroirs et 2 tiroirs classeur



FO-B11-30-6 *2	30	762
FO-B11-36-6 *2	36	914
FO-B11-42-6 *2	42	1067
FO-B11-48-6 *2	48	1219


Cabinet ouvert

Cabinet combinant 4 tiroirs et 2 tiroirs classeur




FO-B20-30	30	762
FO-B20-36	36	914
FO-B20-42	42	1067
FO-B20-48	48	1219

Cabinet de coin avec 1 porte et 1 panneau fixe




Légende :

- *1 : Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 : Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 : Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 : Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur




# de modèle		Largeur	
		pouces	mm
FO-B15-15	*4	15	381
FO-B15-18	*4	18	457
FO-B15-21	*4	21	533
FO-B15-24	*4	24	610

Cabinet évier à 1 porte




FO-B16-30	*4	30	762
FO-B16-36	*4	36	914
FO-B16-42	*4	42	1067
FO-B16-48	*4	48	1219

Cabinet évier à 2 portes




FO-B17-52	*4	52	1321
FO-B17-58	*4	58	1473

Cabinet évier de bout d'ilôt à 2 portes




Légende :

- *1 : Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 : Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 : Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 : Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-ADA1-12-18	12	305
FO-ADA1-12-21	12	305
FO-ADA1-15	15	381
FO-ADA1-18	18	457
FO-ADA1-21	21	533
FO-ADA1-24	24	610

Cabinet avec 1 porte




FO-ADA2-30	30	762
FO-ADA2-36	36	914
FO-ADA2-42	42	1067
FO-ADA2-48	48	1219

Cabinet avec 2 portes




FO-ADA4-15-1	15	381
FO-ADA4-18-1	18	457
FO-ADA4-21-1	21	533
FO-ADA4-24-1	24	610

Cabinet combinant 1 tiroir et 1 porte




FO-ADA5-30-1	30	762
FO-ADA5-36-1	36	914
FO-ADA5-42-1 *3	42	1067
FO-ADA5-48-1 *3	48	1219

Cabinet combinant 1 tiroir et 2 portes




FO-ADA5-30-2	30	762
FO-ADA5-36-2	36	914
FO-ADA5-42-2	42	1067
FO-ADA5-48-2	48	1219

Cabinet combinant 2 tiroirs et 2 portes




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-ADA6-30-4	30	762
FO-ADA6-36-4	36	914
FO-ADA6-42-4	42	1067
FO-ADA6-48-4	48	1219

Cabinet combinant 4 tiroirs et 1 porte




FO-ADA6A-30-5	30	762
FO-ADA6A-36-5	36	914
FO-ADA6A-42-5	42	1067
FO-ADA6A-48-5	48	1219

Cabinet combinant 5 tiroirs et 1 porte




FO-ADA6-30-7	30	762
FO-ADA6-36-7	36	914
FO-ADA6-42-7	42	1067
FO-ADA6-48-7	48	1219

Cabinet combinant 7 tiroirs et 1 porte




FO-ADA7-15-4	15	381
FO-ADA7-18-4	18	457
FO-ADA7-21-4	21	533
FO-ADA7-24-4	24	610
FO-ADA7-30-4 *1	30	762
FO-ADA7-36-4 *1	36	914
FO-ADA7-42-4 *1*3	42	1067
FO-ADA7-48-4 *1*3	48	1219

Cabinet combinant 4 tiroirs



FO-ADA8-30-5	30	762
FO-ADA8-36-5	36	914
FO-ADA8-42-5 *3	42	1067
FO-ADA8-48-5 *3	48	1219


Cabinet combinant 5 tiroirs



Légende :


- *1 : Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 : Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 : Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 : Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur

Des cabinets inversés sont disponibles en ajoutant « RV » au numéro de modèle




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-ADA9-30-6	30	762
FO-ADA9-36-6	36	914
FO-ADA9-42-6 *3	42	1067
FO-ADA9-48-6 *3	48	1219

Cabinet combinant 6 tiroirs




FO-ADA10-30-8	30	762
FO-ADA10-36-8	36	914
FO-ADA10-42-8	42	1067
FO-ADA10-48-8	48	1219

Cabinet combinant 8 tiroirs




FO-ADA11-15-3 *2	15	381
FO-ADA11-18-3 *2	18	457
FO-ADA11-21-3 *2	21	533
FO-ADA11-24-3 *2	24	610

Cabinet combinant 2 tiroirs et 1 tiroir classeur




FO-ADA11-30-6 *2	30	762
FO-ADA11-36-6 *2	36	914
FO-ADA11-42-6 *2	42	1067
FO-ADA11-48-6 *2	48	1219

Cabinet combinant 4 tiroirs et 2 tiroirs classeurs



FO-ADA12-30-3 *2	30	762
FO-ADA12-36-3 *2	36	914
FO-ADA12-42-3 *2	42	1067
FO-ADA12-48-3 *2	48	1219


Cabinet combinant 2 tiroirs, 1 tiroir classeur et 1 porte



Légende :


- *1 : Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 : Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 : Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 : Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur

Des cabinets inversés sont disponibles en ajoutant « RV » au numéro de modèle




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-ADA15-15 *4	15	381
FO-ADA15-18 *4	18	457
FO-ADA15-21 *4	21	533
FO-ADA15-24 *4	24	610

Cabinet évier à 1 porte




FO-ADA15A-15 *4	15	381
FO-ADA15A-18 *4	18	457
FO-ADA15A-21 *4	21	533
FO-ADA15A-24 *4	24	610

Cabinet évier à 1 porte et panneau fixe




FO-ADA16-30 *4	30	762
FO-ADA16-36 *4	36	914
FO-ADA16-42 *4	42	1067
FO-ADA16-48 *4	48	1219

Cabinet évier à 2 portes




FO-ADA16A-30 *4	30	762
FO-ADA16A-36 *4	36	914
FO-ADA16A-42 *4	42	1067
FO-ADA16A-48 *4	48	1219

Cabinet évier à 2 portes et panneau fixe




FO-ADA17-52 *4	52	1321
FO-ADA17-58 *4	58	1473

Cabinet évier de bout d'îlot




Légende :

- *1 : Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 : Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 : Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 : Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-ADA20-30	30	762
FO-ADA20-36	36	914
FO-ADA20-42	42	1067
FO-ADA20-48	48	1219

Cabinet de coin avec 1 porte et 1 panneau fixe




FO-ADA21-30	30	762
FO-ADA21-36	36	914
FO-ADA21-42	42	1067
FO-ADA21-48	48	1219

Cabinet de coin avec 1 panneau fixe et 1 porte



FO-ADA24-18	18	457
FO-ADA24-24	24	610

Cabinet avec 1 panneau fixe au-dessus d'une porte




FO-ADA24-30	30	762
FO-ADA24-36	36	914
FO-ADA24-48	48	1219

Particularités du cabinet :

- Panneau fixe fourni pour l'installation de services
- Ce cabinet est habituellement utilisé sous les hottes chimiques avec services de comptoirs

Cabinet avec panneau fixe au dessus de 2 portes




FO-ADA28-18	18	457
FO-ADA28-24	24	316

Particularités du cabinet :

- Aucune boîte-poubelle n'est fournie avec le cabinet
- Des boîtes-poubelles peuvent être fournies en ajoutant un des suffixes suivant :
 - « GB » pour de l'acier galvanisé
 - « SB » pour de l'acier inoxydable
 - « LP » pour une poubelle étanche

Cabinet-poubelle avec 1 porte




Cabinet-poubelle avec 2 portes

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-ADA29-36	36	914
FO-ADA29-48	48	1219


Particularités du cabinet :

- Aucune boîte-poubelle n'est fournie avec le cabinet
- Des boîtes-poubelles peuvent être fournies en ajoutant un des suffixes suivant :
 - « GB » pour de l'acier galvanisé
 - « SB » pour de l'acier inoxydable
 - « LP » pour une poubelle étanche



Cabinet ouvert


FO-ADA35-15	15	381
FO-ADA35-18	18	457
FO-ADA35-21	21	533
FO-ADA35-24	24	610
FO-ADA35-30	30	762
FO-ADA35-36	36	914
FO-ADA35-42	42	1067
FO-ADA35-48	48	1219




Légende :

- *1 : Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 : Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 : Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 : Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur

Cabinets suspendus de 24 3/4" de hauteur




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-OB1-15	15	381
FO-OB1-18	18	914
FO-OB1-21	21	1067
FO-OB1-24	24	1219




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-OB10-30-6	30	752
FO-OB10-36-6	36	914
FO-OB10-42-6	42	1067
FO-OB10-48-6	48	1219

Cabinet suspendu avec 1 porte




FO-OB2-30	30	752
FO-OB2-36	36	914
FO-OB2-42	42	1067
FO-OB2-48	48	1219

Cabinet suspendu à 6 tiroirs




FO-OB10-30-8	30	752
FO-OB10-36-8	36	914
FO-OB10-42-8	42	1067
FO-OB10-48-8	48	1219

Cabinet suspendu avec 2 portes




FO-OB4-15-1 *2	15	381
FO-OB4-18-1 *2	18	457
FO-OB4-21-1 *2	21	533
FO-OB4-24-1 *2	24	610

Cabinet suspendu à 8 tiroirs




FO-OB11-15-2 *2	15	381
FO-OB11-18-2 *2	18	457
FO-OB11-21-2 *2	21	533
FO-OB11-24-2 *2	24	610

Cabinet suspendu combinant 1 tiroir et 1 porte




FO-OB5-30-2	30	752
FO-OB5-36-2	36	914
FO-OB5-42-2	42	1067
FO-OB5-48-2	48	1219

Cabinet suspendu combinant 1 tiroir et 1 tiroir classeur



FO-OB11-15-3 *2	15	381
FO-OB11-18-3 *2	18	457
FO-OB11-21-3 *2	21	533
FO-OB11-24-3 *2	24	610

Cabinet suspendu combinant 2 tiroirs et 2 portes



FO-OB7-15-3	15	381
FO-OB7-18-3	18	457
FO-OB7-21-3	21	533
FO-OB7-24-3	24	610
FO-OB7-30-3	30	752
FO-OB7-36-3	36	914
FO-OB7-42-3	42	1067
FO-OB7-48-3	48	1219


Cabinet suspendu à 3 tiroirs



FO-OB7-15-4	15	381
FO-OB7-18-4	18	457
FO-OB7-21-4	21	533
FO-OB7-24-4	24	610
FO-OB7-30-4	30	752
FO-OB7-36-4	36	914
FO-OB7-42-4	42	1067
FO-OB7-48-4	48	1214


Cabinet suspendu à 4 tiroirs

Cabinet suspendu combinant 2 tiroirs et 1 tiroir classeur




FO-OB35-15	15	381
FO-OB35-18	18	457
FO-OB35-21	21	533
FO-OB35-24	24	610
FO-OB35-30	30	752
FO-OB35-36	36	914
FO-OB35-42	42	1067
FO-OB35-48	48	1219

Cabinet suspendu ouvert



Légende :

- *1 : Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 : Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 : Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 : Les panneaux arrière amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-OC1-15	15	381
FO-OC1-18	18	457
FO-OC1-21	21	533
FO-OC1-24	24	610




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-OC10-30-6	30	762
FO-OC10-36-6	36	914
FO-OC10-42-6	42	1067
FO-OC10-48-6	48	1219

Cabinet suspendu avec 1 porte




FO-OC2-30	30	762
FO-OC2-36	36	914
FO-OC2-42	42	1067
FO-OC2-48	48	1219

Cabinet suspendu à 6 tiroirs




FO-OC11-15-2 *2	15	381
FO-OC11-18-2 *2	18	457
FO-OC11-21-2 *2	21	533
FO-OC11-24-2 *2	24	610

Cabinet suspendu avec 2 portes




FO-OC7-15-3	15	381
FO-OC7-18-3	18	457
FO-OC7-21-3	21	533
FO-OC7-24-3	24	610

Cabinet suspendu combinant 1 tiroir et 1 tiroir classeur




FO-OC11-30-4 *2	30	762
FO-OC11-36-4 *2	36	914
FO-OC11-42-4 *2	42	1067
FO-OC11-48-4 *2	48	1219

Cabinet suspendu à 3 tiroirs



FO-OC10-15-4	15	381
FO-OC10-18-4	18	457
FO-OC10-21-4	21	533
FO-OC10-24-4	24	610


Cabinet suspendu combinant 2 tiroirs et 2 tiroirs classeur



FO-OC35-15	15	381
FO-OC35-18	18	457
FO-OC35-21	21	533
FO-OC35-24	24	610
FO-OC35-30	30	762
FO-OC35-36	36	914
FO-OC35-42	42	1067
FO-OC35-48	48	1219

Cabinet suspendu à 4 tiroirs

Cabinet suspendu ouvert



Légende :


- *1 : Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 : Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 : Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 : Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur

Armoire murale de 24" de hauteur




Armoire ouverte

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-E10-24-15-14	15	381
FO-E10-24-18-14	18	457
FO-E10-24-21-14	21	533
FO-E10-24-24-14	24	610
FO-E10-24-30-14	30	762
FO-E10-24-36-14	36	914
FO-E10-24-42-14	42	1067
FO-E10-24-48-14	48	1219
FO-E10-24-15-18	15	381
FO-E10-24-18-18	18	457
FO-E10-24-21-18	21	533
FO-E10-24-24-18	24	610
FO-E10-24-30-18	30	762
FO-E10-24-36-18	36	914
FO-E10-24-42-18	42	1067
FO-E10-24-48-18	48	1219




Armoire avec 2 portes sur pentures

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-E20-24-30-14	30	762
FO-E20-24-36-14	36	914
FO-E20-24-42-14	42	1067
FO-E20-24-48-14	48	1219
FO-E20-24-30-18	30	762
FO-E20-24-36-18	36	914
FO-E20-24-42-18	42	1067
FO-E20-24-48-18	48	1219




Armoire avec 2 portes vitrées sur pentures

FO-E30-24-30-14	30	762
FO-E30-24-36-14	36	914
FO-E30-24-42-14	42	1067
FO-E30-24-48-14	48	1219
FO-E30-24-30-18	30	762
FO-E30-24-36-18	36	914
FO-E30-24-42-18	42	1067
FO-E30-24-48-18	48	1219



Armoire avec 1 porte sur pentures

FO-E20-24-15-14	15	381
FO-E20-24-18-14	18	457
FO-E20-24-21-14	21	533
FO-E20-24-24-14	24	610
FO-E20-24-15-18	15	381
FO-E20-24-18-18	18	457
FO-E20-24-21-18	21	533
FO-E20-24-24-18	24	610




Armoire avec 1 porte vitrée sur pentures

FO-E30-24-15-14	15	381
FO-E30-24-18-14	18	457
FO-E30-24-21-14	21	533
FO-E30-24-24-14	24	610
FO-E30-24-15-18	15	381
FO-E30-24-18-18	18	457
FO-E30-24-21-18	21	533
FO-E30-24-24-18	24	610


Particularités du cabinet :

- Les portes en verre sans cadre sont fournies avec du verre régulier de 5 mm d'épaisseur avec des poignées encastrées dans le verre
- Les portes en verre avec cadres en acier sont fournies avec du verre régulier de 3 mm d'épaisseur




Armoire de coin avec 1 porte sur pentures

FO-E22-24-30-14	30	762
FO-E22-24-36-14	36	914
FO-E22-24-42-14	42	1067
FO-E22-24-48-14	48	1219
FO-E22-24-30-18	30	762
FO-E22-24-36-18	36	914
FO-E22-24-42-18	42	1067
FO-E22-24-48-18	48	1219




Armoire de coin avec 1 porte vitrée sur pentures

FO-E32-24-30-14	30	762
FO-E32-24-36-14	36	914
FO-E32-24-42-14	42	1067
FO-E32-24-48-14	48	1219
FO-E32-24-30-18	30	762
FO-E32-24-36-18	36	914
FO-E32-24-42-18	42	1067
FO-E32-24-48-18	48	1219




Armoire de 14" de profondeur




Armoire de 18" de profondeur

Des cabinets inversés sont disponibles en ajoutant « RV » au numéro de modèle



Armoire ouverte

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-E10-30-15-14	15	381
FO-E10-30-18-14	18	457
FO-E10-30-21-14	21	533
FO-E10-30-24-14	24	610
FO-E10-30-30-14	30	762
FO-E10-30-36-14	36	914
FO-E10-30-42-14	42	1067
FO-E10-30-48-14	48	1219
FO-E10-30-15-18	15	381
FO-E10-30-18-18	18	457
FO-E10-30-21-18	21	533
FO-E10-30-24-18	24	610
FO-E10-30-30-18	30	762
FO-E10-30-36-18	36	914
FO-E10-30-42-18	42	1067
FO-E10-30-48-18	48	1219




Armoire avec 2 portes vitrées sur pentures

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-E30-30-30-14	30	762
FO-E30-30-36-14	36	914
FO-E30-30-42-14	42	1067
FO-E30-30-48-14	48	1219
FO-E30-30-30-18	30	762
FO-E30-30-36-18	36	914
FO-E30-30-42-18	42	1067
FO-E30-30-48-18	48	1219


Particularités du cabinet :

- Les portes en verre sans cadre sont fournis avec du verre régulier de 5 mm d'épaisseur avec des poignées encavées dans le verre
- Les portes en verre avec cadres en acier sont fournis avec du verre régulier de 3 mm d'épaisseur




Armoire avec 1 porte sur pentures

FO-E20-30-15-14	15	381
FO-E20-30-18-14	18	457
FO-E20-30-21-14	21	533
FO-E20-30-24-14	24	610
FO-E20-30-15-18	15	381
FO-E20-30-18-18	18	457
FO-E20-30-21-18	21	533
FO-E20-30-24-18	24	610




Armoire avec 1 porte vitrée sur pentures

FO-E30-30-15-14	15	381
FO-E30-30-18-14	18	457
FO-E30-30-21-14	21	533
FO-E30-30-24-14	24	610
FO-E30-30-15-18	15	381
FO-E30-30-18-18	18	457
FO-E30-30-21-18	21	533
FO-E30-30-24-18	24	610




Armoire de coin avec 1 porte sur pentures

FO-E22-30-30-14	30	762
FO-E22-30-36-14	36	914
FO-E22-30-42-14	42	1067
FO-E22-30-48-14	48	1219
FO-E22-30-30-18	30	762
FO-E22-30-36-18	36	914
FO-E22-30-42-18	42	1067
FO-E22-30-48-18	48	1219




Armoire avec 2 portes sur pentures

FO-E20-30-30-14	30	762
FO-E20-30-36-14	36	914
FO-E20-30-42-14	42	1067
FO-E20-30-48-14	48	1219
FO-E20-30-30-18	30	762
FO-E20-30-36-18	36	914
FO-E20-30-42-18	42	1067
FO-E20-30-48-18	48	1219




Armoire de coin avec 1 porte vitrée sur pentures

FO-E32-30-30-14	30	762
FO-E32-30-36-14	36	914
FO-E32-30-42-14	42	1067
FO-E32-30-48-14	48	1219
FO-E32-30-30-18	30	762
FO-E32-30-36-18	36	914
FO-E32-30-42-18	42	1067
FO-E32-30-48-18	48	1219




Armoire de 14" de profondeur



Armoire de 18" de profondeur


Des cabinets inversés sont disponibles en ajoutant « RV » au numéro de modèle

Armoire murale de 36" de hauteur




Armoire ouverte

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-E10-36-15-14	15	381
FO-E10-36-18-14	18	457
FO-E10-36-21-14	21	533
FO-E10-36-24-14	24	610
FO-E10-36-30-14	30	762
FO-E10-36-36-14	36	914
FO-E10-36-42-14	42	1067
FO-E10-36-48-18	48	1219
FO-E10-36-15-18	15	381
FO-E10-36-18-18	18	457
FO-E10-36-21-18	21	533
FO-E10-36-24-18	24	610
FO-E10-36-30-18	30	762
FO-E10-36-36-18	36	914
FO-E10-36-42-18	42	1067
FO-E10-36-48-18	48	1219




Armoire avec 2 portes sur pentures

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-E20-36-30-14	30	762
FO-E20-36-36-14	36	914
FO-E20-36-42-14	42	1067
FO-E20-36-48-14	48	1219
FO-E20-36-30-18	30	762
FO-E20-36-36-18	36	914
FO-E20-36-42-18	42	1067
FO-E20-36-48-18	48	1219




Armoire avec 2 portes vitrées sur pentures

FO-E30-36-30-14	30	762
FO-E30-36-36-14	36	914
FO-E30-36-42-14	42	1067
FO-E30-36-48-14	48	1219
FO-E30-36-30-18	30	762
FO-E30-36-36-18	36	914
FO-E30-36-42-18	42	1067
FO-E30-36-48-18	48	1219



Armoire avec 1 porte sur pentures

FO-E20-36-15-14	15	381
FO-E20-36-18-14	18	457
FO-E20-36-21-14	21	533
FO-E20-36-24-14	24	610
FO-E20-36-15-18	15	381
FO-E20-36-18-18	18	457
FO-E20-36-21-18	21	533
FO-E20-36-24-18	24	610




Armoire avec 1 porte vitrée sur pentures

FO-E30-36-15-14	15	381
FO-E30-36-18-14	18	457
FO-E30-36-21-14	21	533
FO-E30-36-24-14	24	610
FO-E30-36-15-18	15	381
FO-E30-36-18-18	18	457
FO-E30-36-21-18	21	533
FO-E30-36-24-18	24	610


Particularités du cabinet :

- Les portes en verre sans cadre sont fournies avec du verre régulier de 5 mm d'épaisseur avec des poignées encastrées dans le verre
- Les portes en verre avec cadres en acier sont fournis avec du verre régulier de 3 mm d'épaisseur




Armoire de coin avec 1 porte sur pentures

FO-E22-36-30-14	30	762
FO-E22-36-36-14	36	914
FO-E22-36-42-14	42	1067
FO-E22-36-48-14	48	1219
FO-E22-36-30-18	30	762
FO-E22-36-36-18	36	914
FO-E22-36-42-18	42	1067
FO-E22-36-48-18	48	1219




Armoire de coin avec 1 porte vitrée sur pentures


FO-E32-36-30-14	30	762
FO-E32-36-36-14	36	914
FO-E32-36-42-14	42	1067
FO-E32-36-48-14	48	1219
FO-E32-36-30-18	30	762
FO-E32-36-36-18	36	914
FO-E32-36-42-18	42	1067
FO-E32-36-48-18	48	1219



Armoire de 14" de profondeur




Armoire de 18" de profondeur




Armoire ouverte

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-E10-48-15-14	15	381
FO-E10-48-18-14	18	457
FO-E10-48-21-14	21	533
FO-E10-48-24-14	24	610
FO-E10-48-30-14	30	762
FO-E10-48-36-14	36	914
FO-E10-48-42-14	42	1067
FO-E10-48-48-14	48	1219
FO-E10-48-15-18	15	381
FO-E10-48-18-18	18	457
FO-E10-48-21-18	21	533
FO-E10-48-24-18	24	610
FO-E10-48-30-18	30	762
FO-E10-48-36-18	36	914
FO-E10-48-42-18	42	1067
FO-E10-48-48-18	48	1219




Armoire avec 2 portes sur pentures

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-E20-48-30-14	30	762
FO-E20-48-36-14	36	914
FO-E20-48-42-14	42	1067
FO-E20-48-48-14	48	1219
FO-E20-48-30-18	30	762
FO-E20-48-36-18	36	914
FO-E20-48-42-18	42	1067
FO-E20-48-48-18	48	1219




Armoire avec 2 portes vitrées sur pentures

FO-E30-48-30-14	30	762
FO-E30-48-36-14	36	914
FO-E30-48-42-14	42	1067
FO-E30-48-48-14	48	1219
FO-E30-48-30-18	30	762
FO-E30-48-36-18	36	914
FO-E30-48-42-18	42	1067
FO-E30-48-48-18	48	1219



Armoire avec 1 porte sur pentures

FO-E20-48-15-14	15	381
FO-E20-48-18-14	18	457
FO-E20-48-21-14	21	533
FO-E20-48-24-14	24	610
FO-E20-48-15-18	15	381
FO-E20-48-18-18	18	457
FO-E20-48-21-18	21	533
FO-E20-48-24-18	24	610




Armoire avec 1 porte vitrée sur pentures

FO-E30-48-15-14	15	381
FO-E30-48-18-14	18	457
FO-E30-48-21-14	21	533
FO-E30-48-24-14	24	610
FO-E30-48-15-18	15	381
FO-E30-48-18-18	18	457
FO-E30-48-21-18	21	533
FO-E30-48-24-18	24	610


Particularités du cabinet :

- Les portes en verre sans cadre sont fournies avec du verre régulier de 5 mm d'épaisseur avec des poignées encastrées dans le verre
- Les portes en verre avec cadres en acier sont fournis avec du verre régulier de 3 mm d'épaisseur




Armoire de coin avec 1 porte sur pentures

FO-E22-48-30-14	30	762
FO-E22-48-36-14	36	914
FO-E22-48-42-14	42	1067
FO-E22-48-48-14	48	1219
FO-E22-48-30-18	30	762
FO-E22-48-36-18	36	914
FO-E22-48-42-18	42	1067
FO-E22-48-48-18	48	1219



Armoire de coin avec 1 porte vitrée sur pentures

FO-E32-48-30-14	30	762
FO-E32-48-36-14	36	914
FO-E32-48-42-14	42	1067
FO-E32-48-48-14	48	1219
FO-E32-48-30-18	30	762
FO-E32-48-36-18	36	914
FO-E32-48-42-18	42	1067
FO-E32-48-48-18	48	1219




Armoire de 14" de profondeur




Armoire de 18" de profondeur

Des cabinets inversés sont disponibles en ajoutant « RV » au numéro de modèle




Armoire ouverte

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-F10-84-15-14	15	381
FO-F10-84-18-14	18	457
FO-F10-84-21-14	21	533
FO-F10-84-24-14	24	610
FO-F10-84-30-14	30	762
FO-F10-84-36-14	36	914
FO-F10-84-42-14	42	1067
FO-F10-84-48-14	48	1219
FO-F10-84-15-18	15	381
FO-F10-84-18-18	18	457
FO-F10-84-21-18	21	533
FO-F10-84-24-18	24	610
FO-F10-84-30-18	30	762
FO-F10-84-36-18	36	914
FO-F10-84-42-18	42	1067
FO-F10-84-48-18	48	1219
FO-F10-84-15-22	15	381
FO-F10-84-18-22	18	457
FO-F10-84-21-22	21	533
FO-F10-84-24-22	24	610
FO-F10-84-30-22	30	762
FO-F10-84-36-22	36	914
FO-F10-84-42-22	42	1067
FO-F10-84-48-22	48	1219




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-F20-84-30-14	30	762
FO-F20-84-36-14	36	914
FO-F20-84-42-14	42	1067
FO-F20-84-48-14	48	1219
FO-F20-84-30-18	30	762
FO-F20-84-36-18	36	914
FO-F20-84-42-18	42	1067
FO-F20-84-48-18	48	1219
FO-F20-84-30-22	30	762
FO-F20-84-36-22	36	914
FO-F20-84-42-22	42	1067
FO-F20-84-48-22	48	1219

Armoire avec 2 portes sur pentures




FO-F21-84-15-14	15	381
FO-F21-84-18-14	18	457
FO-F21-84-21-14	21	533
FO-F21-84-24-14	24	610
FO-F21-84-15-18	15	381
FO-F21-84-18-18	18	457
FO-F21-84-21-18	21	533
FO-F21-84-24-18	24	610
FO-F21-84-15-22	15	381
FO-F21-84-18-22	18	457
FO-F21-84-21-22	21	533
FO-F21-84-24-22	24	610

Armoire avec 2 portes sur pentures




FO-F20-84-15-14	15	381
FO-F20-84-18-14	18	457
FO-F20-84-21-14	21	533
FO-F20-84-24-14	24	610
FO-F20-84-15-18	15	381
FO-F20-84-18-18	18	457
FO-F20-84-21-18	21	533
FO-F20-84-24-18	24	610
FO-F20-84-15-22	15	381
FO-F20-84-18-22	18	457
FO-F20-84-21-22	21	533
FO-F20-84-24-22	24	610

Armoire avec 1 porte sur pentures




FO-F21-84-30-14	30	762
FO-F21-84-36-14	36	914
FO-F21-84-42-14	42	1067
FO-F21-84-48-14	48	1219
FO-F21-84-30-18	30	762
FO-F21-84-36-18	36	914
FO-F21-84-42-18	42	1067
FO-F21-84-48-18	48	1219
FO-F21-84-30-22	30	762
FO-F21-84-36-22	36	914
FO-F21-84-42-22	42	1067
FO-F21-84-48-22	48	1219

Armoire avec 4 portes sur pentures




Les armoires pleine hauteur sont disponibles avec des profondeurs de 14", 18" et 22"




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-F30-84-15-14	15	381
FO-F30-84-18-14	18	457
FO-F30-84-21-14	21	533
FO-F30-84-24-14	24	610
FO-F30-84-15-18	15	381
FO-F30-84-18-18	18	457
FO-F30-84-21-18	21	533
FO-F30-84-24-18	24	610
FO-F30-84-15-22	15	381
FO-F30-84-18-22	18	457
FO-F30-84-21-22	21	533
FO-F30-84-24-22	24	610

Armoire avec 1 porte vitrée sur pentures




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FO-F31-84-15-14	15	381
FO-F31-84-18-14	18	457
FO-F31-84-21-14	21	533
FO-F31-84-24-14	24	610
FO-F31-84-15-18	15	381
FO-F31-84-18-18	18	457
FO-F31-84-21-18	21	533
FO-F31-84-24-18	24	610
FO-F31-84-15-22	15	381
FO-F31-84-18-22	18	457
FO-F31-84-21-22	21	533
FO-F31-84-24-22	24	610

Armoire avec 2 portes vitrées sur pentures



FO-F30-84-30-14	30	762
FO-F30-84-36-14	36	914
FO-F30-84-42-14	42	1067
FO-F30-84-48-14	48	1219
FO-F30-84-30-18	30	762
FO-F30-84-36-18	36	914
FO-F30-84-42-18	42	1067
FO-F30-84-48-18	48	1219
FO-F30-84-30-22	30	762
FO-F30-84-36-22	36	914
FO-F30-84-42-22	42	1067
FO-F30-84-48-22	48	1219

Armoire avec 2 portes vitrées sur pentures




FO-F31-84-30-14	30	762
FO-F31-84-36-14	36	914
FO-F31-84-42-14	42	1067
FO-F31-84-48-14	48	1219
FO-F31-84-30-18	30	762
FO-F31-84-36-18	36	914
FO-F31-84-42-18	42	1067
FO-F31-84-48-18	48	1219
FO-F31-84-30-22	30	762
FO-F31-84-36-22	36	914
FO-F31-84-42-22	42	1067
FO-F31-84-48-22	48	1219

Armoire avec 4 portes vitrées sur pentures

Particularités du cabinet :

- Les portes en verre avec cadres en acier sont fournis avec du verre régulier de 3 mm d'épaisseur




Les armoires pleine hauteur sont disponibles avec des profondeurs de 14", 18" et 22"

1 OPTIONS DE QUINCAILLERIE

En standard - poignée de 4" c/c en acier fini nickel brossé

- WP ☐ Poignée de 4" c/c en acier inoxydable
 PP ☐ Poignée encastrée noire de 4" x 2"
 AP ☐ Poignée encastrée en aluminium de 4" x 2"



2 COULISSEUX DE TIROIRS

Standard — Coulisseaux à fermeture automatique et ouverture de 75 % du tiroir - SEFA 8M - 150 lb

Standard — Coulisseaux à pleine ouverture du tiroir sur les tiroirs classeur - SEFA 8M - 200 lb


Standard — Coulisseaux à pleine ouverture du tiroir sur les tiroirs de plus de 36" de largeur - SEFA 8M - 200 lb

- TZ ☐ Coulisseaux à pleine ouverture du tiroir sur tous les tiroirs du projet - SEFA 8M 100 lb
 TY ☐ Coulisseaux à pleine ouverture du tiroir avec fermeture automatique sur tous les tiroirs du projet - SEFA 8M 100 lb
 TX ☐ Coulisseaux à pleine ouverture du tiroir sur tous les tiroirs du projet - SEFA 8M - 200 lb

3 PENTURES

En standard - pentures à 5 articulations en acier nickel brossé

- FH ☐ Pentures en acier inoxydable à 5 articulations
 MH ☐ Pentures polyamide en acier nickel brossé MB-20



4 SERRURES

En standard - aucune serrure n'est fournie

- KA ☐ Serrure à cylindre 8 rondelles sur toutes les portes et tous les tiroirs du projet
 KT ☐ Serrure à cylindre 8 rondelles sur tous les tiroirs du projet
 KP ☐ Serrure à cylindre 8 rondelles sur toutes les portes du projet
 K1 ☐ Serrure à cylindre 8 rondelles sur tous les premiers tiroirs du haut des cabinets
 KF ☐ Serrure à cylindre 8 rondelles sur tous les tiroirs classeur seulement
 KC ☐ Quincaillerie pour cadenas sur toutes les portes et tous les tiroirs du projet
 XI ☐ Système de verrouillage ne permettant que l'ouverture d'un tiroir à la fois (avec coulisseaux pleine ouverture seulement) - standard sur les meubles mobiles
 TP ☐ Panneaux séparateurs de sécurité entre les tiroirs
 L1 ☐ Pour des serrures différentes avec clé maitresse pour le projet
 L2 ☐ Pour des serrures identiques par cabinet avec clé maitresse pour le projet
 L3 ☐ Pour des serrures identiques par local et avec clé maitresse par local
 L4 ☐ Pour des serrures identiques pour tout le projet

5 LOQUETS DE PORTE

En standard - loquet de porte à ressort



6 PORTE CARTES

En standard - aucune porte-carte n'est fournie

- CH ☐ Porte-carte en aluminium de 4" x 2" sur tous les tiroirs
 CD ☐ Porte-carte en aluminium de 4" x 2" sur toutes les portes



7 TABLETTES DE MEUBLE

En standard - Une (1) tablette pleine profondeur et réglable aux 1/2" c/c

- T1 ☐ Une tablette additionnelle par cabinet
- P1 ☐ Tirette dans le haut des meubles de 15", 18", 21" et 24" seulement
- PR ☐ Tirette dans le haut sur le côté droit du meuble
- PL ☐ Tirette dans le haut sur le côté gauche du meuble
- S2 ☐ Tablette divisée en profondeur (2 morceaux) et réglable aux 1/2" c/c
- FS ☐ Tablette sur coulisseaux pleine ouverture - 200 lb

8 PANNEAUX DE FINITION

En standard - Panneaux amovibles dans le dos des meubles sur les sections avec portes (ouvert sur les sections avec tiroirs)

- BP ☐ Panneaux amovibles sur les meubles avec tiroirs
- FO ☐ Panneau plat en acier sur l'arrière du meuble
- FT ☐ Panneaux plats en acier sur le dessus et l'arrière du meuble

9 OPTIONS DES SUPPORTS DE MEUBLES AU SOL

En standard - Espace coup-de-pied de 3" x 4" de haut intégré à l'avant des meubles avec des niveleurs de 3/8" x 2 1/2" de haut

- PN ☐ Meuble fourni avec capuchon de protection en caoutchouc gris sur les niveleurs
- SS ☐ Meuble fourni avec quatre roulettes de 4" en caoutchouc avec frein sur les deux roulettes avants - 175 lb
- WB ☐ Meuble fourni sans coup-de-pied (meuble 4" moins haut)
- RT ☐ Meuble fourni avec coup-de-pied de 3" x 4" sur le côté droit (non disponible sur les armoires pleine hauteur)
- LT ☐ Meuble fourni avec coup-de-pied de 3" x 4" sur le côté gauche (non disponible sur les armoires pleine hauteur)
- VT ☐ Meuble fourni avec une grille d'aération dans l'espace coup-de-pied

10 OPTIONS ADDITIONNELLES SUR LES MEUBLES

- RV ☐ Inversement de l'arrangement des portes et tiroirs
- SK ☐ Meuble fourni avec support pour évier incluant 2 profilés en acier et 4 tiges d'ajustement filetées
- LG ☐ Pour du verre laminé de sécurité de 6 mm au lieu du verre régulier de 3 mm
- TG ☐ Pour du verre trempé de 6 mm au lieu du verre régulier de 3 mm
- SB ☐ Contenant en acier inoxydable inséré dans les cabinets poubelle
- GB ☐ Contenant en acier galvanisé inséré dans les cabinets poubelle
- LP ☐ Contenant étanche inséré dans les cabinets poubelle
- WC ☐ Grille(s) d'aération insérée(s) dans le(s) porte(s) du cabinet
- SS4 ☐ Même construction de meuble mais fourni en acier inoxydable qualité 304
- SS6 ☐ Même construction de meuble mais fourni en acier inoxydable qualité 316



BEDCOLAB LTÉE

**2305, avenue Francis-Hughes
Laval, Québec, Canada H7S 1N5**

Téléphone : 514.384.2820 / 1.800.461.6414

Télécopieur : 514.384.9210

Courriel : information@bedcolab.com

Site Web : www.bedcolab.com



Agent autorisé :