





Caractéristiques


Avantages

1	Rail supérieur avant en acier robuste	Donne une rigidité accrue pour supporter de lourdes charges
2	Poteau central avant amovible	Permet une grande flexibilité dans l'agencement des portes et tiroirs
3	La structure des meubles est fabriquée pour permettre la permutation de tous les types de tiroirs et portes standards	Procure une flexibilité maximale même après la mise en place
4	Construction monocoque de la structure	Procure une rigidité maximale et élimine le besoin de dos fixe
5	Panneau arrière amovible	Permet un accès facile vers les services mécaniques
6	Poteaux arrière munis de tous les percements requis	Permet de supporter tous les types de tiroirs et toutes les hauteurs de tablettes
7	Le bâti du meuble est entièrement fermé	Facilite la maintenance et le nettoyage
8	Tiroir de profondeur étendue	Maximise la capacité d'entreposage
9	Faces avant des tiroirs et portes en bois de 3/4" en érable clair	Crée un meuble élégant et de style particulier
10	Coulisseaux de tiroirs à fermeture automatique	Minimise les accidents
11	Coulisseaux de tiroirs à fermeture automatique	Améliore la solidité du meuble et permet une manipulation plus aisée
12	Différentes options de poignées	Permet de personnaliser le design

Possibilités d'agencement des portes et tiroirs



Notre cabinet a été conçu pour maximiser l'interchangeabilité des mêmes portes et tiroirs pour toutes les hauteurs de cabinets en incluant les hauteurs de portes et tiroirs suivantes :



* Le tiroir du haut et la porte pleine hauteur du meuble de hauteur intermédiaire sont de hauteurs différentes de tous les autres cabinets et ne pourront donc être utilisés qu'à cette position.

Comment bien identifier les numéros de modèles des meubles

Les codes d'identification des meubles et armoires de Bedcolab sont simples à définir et permettent d'aisément commander le bon produit. Chaque chiffre ou lettre dans le code identifie un aspect spécifique du meuble ou de l'armoire. Voici ci-dessous quelques exemples du catalogue et l'explication des désignations

Identification des codes de produits





Identification de la ligne de meuble Harmony Flush Overlay	HO	A	6A	30	5
Hauteur de cabinet					
- A – hauteur comptoir haut - B – hauteur comptoir bas - ADA – hauteur comptoir intermédiaire					
Type de cabinet					
- Meuble à tiroirs - Meuble à portes - Meuble combiné portes/tiroirs - Meuble mixé portes/tiroirs					
					Quantité de tiroirs
					1 – 16
					Largeur de cabinet
					15" 30"
					18" 36"
					21" 42"
					24" 48"

Pour les meubles de base au sol ou suspendus

Identification de la ligne de meuble Harmony Flush Overlay	HO	E20	48	30	14
Type de cabinet					
- Armoire à porte simple - Armoire avec portes doubles - Armoire avec portes vitrées					
Hauteur de cabinet					
24" 84" *					
30"					
36"					
48"					
(* pour armoire pleine hauteur)					
					Profondeur de l'armoire
					14", 18" ou 22"*
					(* pour armoire pleine hauteur)
					Largeur de l'armoire
					15" 30"
					18" 36"
					21" 42"
					24" 48"


Pour les armoires murales ou pleine hauteur

Il faut se référer aux page 26 et 27 de ce catalogue de la ligne Harmony Flush Overlay pour choisir les options de quincaillerie et de particularités des meubles et armoires.




Vues de côté typiques

Cabinets au sol de position debout




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
HO-A1-12-18	12	305
HO-A1-12-21	12	305
HO-A1-15	15	381
HO-A1-18	18	457
HO-A1-21	21	533
HO-A1-24	24	610

Cabinet avec 1 porte



HO-A2-30	30	762
HO-A2-36	36	914
HO-A2-42	42	1067
HO-A2-48	48	1219

Cabinet avec 2 portes




HO-A4-15-1	15	381
HO-A4-18-1	18	457
HO-A4-21-1	21	533
HO-A4-24-1	24	610

Cabinet combinant 1 tiroir et 1 porte




HO-A4-15-2	15	381
HO-A4-18-2	18	457
HO-A4-21-2	21	533
HO-A4-24-2	24	610

Cabinet combinant 2 tiroirs et 1 porte




HO-A5-30-1	30	762
HO-A5-36-1	36	914
HO-A5-42-1	42	1067
HO-A5-48-1	48	1219

Cabinet combinant 1 tiroir et 2 portes




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
HO-A5-30-2	30	762
HO-A5-36-2	36	914
HO-A5-42-2	42	1067
HO-A5-48-2	48	1219

Cabinet combinant 2 tiroirs et 2 portes




HO-A5-30-3	30	762
HO-A5-36-3	36	914
HO-A5-42-3	42	1067
HO-A5-48-3	48	1219

Cabinet combinant 3 tiroirs et 2 portes




HO-A5-30-4	30	762
HO-A5-36-4	36	914
HO-A5-42-4	42	1067
HO-A5-48-4	48	1219

Cabinet combinant 4 tiroirs et 2 portes




HO-A6-30-4	30	762
HO-A6-36-4	36	914
HO-A6-42-4	42	1067
HO-A6-48-4	48	1219

Cabinet combinant 4 tiroirs et 1 porte



HO-A6-30-5	30	762
HO-A6-36-5	36	914
HO-A6-42-5	42	1067
HO-A6-48-5	48	1219


Cabinet combinant 4 tiroirs et 1 porte



Légende :


- *1 : Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 : Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 : Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 : Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur

Des cabinets inversés sont disponibles en ajoutant « RV » au numéro de modèle




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
HO-A6-30-7	30	762
HO-A6-36-7	36	914
HO-A6-42-7	42	1067
HO-A6-48-7	48	1219

Cabinet combinant 7 tiroirs et 1 porte




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
HO-A7-15-5	15	381
HO-A7-18-5	18	457
HO-A7-21-5	21	533
HO-A7-24-5	24	610
HO-A7-30-5 *1	30	762
HO-A7-36-5 *1	36	914
HO-A7-42-5 *1 *3	42	1067
HO-A7-48-5 *1 *3	48	1219

Cabinet avec 5 tiroirs




HO-A6A-30-5	30	762
HO-A6A-36-5	36	914
HO-A6A-42-5	42	1067
HO-A6A-48-5	48	1219

Cabinet combinant 5 tiroirs et 1 porte




HO-A7-15-6	15	381
HO-A7-18-6	18	457
HO-A7-21-6	21	533
HO-A7-24-6	24	610
HO-A7-30-6 *1	30	762
HO-A7-36-6 *1	36	914
HO-A7-42-6 *1 *3	42	1067
HO-A7-48-6 *1 *3	48	1219

Cabinet avec 6 tiroirs




HO-A6A-30-6	30	762
HO-A6A-36-6	36	914
HO-A6A-42-6	42	1067
HO-A6A-48-6	48	1219

Cabinet combinant 6 tiroirs et 1 porte




HO-A7-15-7	15	381
HO-A7-18-7	18	457
HO-A7-21-7	21	533
HO-A7-24-7	24	610
HO-A7-30-7 *1	30	762
HO-A7-36-7 *1	36	914
HO-A7-42-7 *1 *3	42	1067
HO-A7-48-7 *1 *3	48	1219

Cabinet avec 7 tiroirs



HO-A6A-30-7	30	762
HO-A6A-36-7	36	914
HO-A6A-42-7	42	1067
HO-A6A-48-7	48	1219

Cabinet combinant 7 tiroirs et 1 porte




HO-A7-15-8	15	381
HO-A7-18-8	18	457
HO-A7-21-8	21	533
HO-A7-24-8	24	610
HO-A7-30-8 *1	30	762
HO-A7-36-8 *1	36	914
HO-A7-42-8 *1 *3	42	1067
HO-A7-48-8 *1 *3	48	1219

Cabinet avec 8 tiroirs



HO-A7-15-4	15	381
HO-A7-18-4	18	457
HO-A7-21-4	21	533
HO-A7-24-4	24	610
HO-A7-30-4 *1	30	762
HO-A7-36-4 *1	36	914
HO-A7-42-4 *1 *3	42	1067
HO-A7-48-4 *1 *3	48	1219

Cabinet avec 4 tiroirs




Légende :


- *1 : Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 : Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 : Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 : Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur

Des cabinets inversés sont disponibles en ajoutant « RV » au numéro de modèle

Cabinets au sol de position debout

	# de modèle	Largeur	
		pouces	mm
	HO-A8-30-5 *1	30	762
	HO-A8-36-5 *1	36	914
	HO-A8-42-5 *1 *3	42	1067
	HO-A8-48-5 *1 *3	48	1219


Cabinet combinant 5 tiroirs

	HO-A8-30-7 *1	30	762
	HO-A8-36-7 *1	36	914
	HO-A8-42-7 *1 *3	42	1067
	HO-A8-48-7 *1 *3	48	1219


Cabinet combinant 7 tiroirs

	HO-A9-30-6 *1	30	762
	HO-A9-36-6 *1	36	914
	HO-A9-42-6 *1 *3	42	1067
	HO-A9-48-6 *1 *3	48	1219


Cabinet combinant 6 tiroirs

	HO-A9-30-10 *1	30	762
	HO-A9-36-10 *1	36	914
	HO-A9-42-10 *1 *3	42	1067
	HO-A9-48-10 *1 *3	48	1219


Cabinet combinant 10 tiroirs

	HO-A10-30-8	30	762
	HO-A10-36-8	36	914
	HO-A10-42-8	42	1067
	HO-A10-48-8	48	1219


Cabinet combinant 8 tiroirs

	# de modèle	Largeur	
		pouces	mm
	HO-A10-30-10	30	762
	HO-A10-36-10	36	914
	HO-A10-42-10	42	1067
	HO-A10-48-10	48	1219


Cabinet combinant 10 tiroirs

	HO-A10-30-12	30	762
	HO-A10-36-12	36	914
	HO-A10-42-12	42	1067
	HO-A10-48-12	48	1219


Cabinet combinant 12 tiroirs

	HO-A10-30-14	30	762
	HO-A10-36-14	36	914
	HO-A10-42-14	42	1067
	HO-A10-48-14	48	1219

Cabinet combinant 14 tiroirs

	HO-A10-30-16	30	762
	HO-A10-36-16	36	914
	HO-A10-42-16	42	1067
	HO-A10-48-16	48	1219

Cabinet combinant 16 tiroirs



Légende :

- *1 : Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 : Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 : Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 : Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
HO-A11-15-2 *2	15	381
HO-A11-18-2 *2	18	457
HO-A11-21-2 *2	21	533
HO-A11-24-2 *2	24	610

Cabinet avec 2 tiroirs classeur

HO-A11-15-3 *2	15	381
HO-A11-18-3 *2	18	457
HO-A11-21-3 *2	21	533
HO-A11-24-3 *2	24	610

Cabinet combinant 1 tiroir classeur et 2 tiroirs

HO-A11-15-4 *2	15	381
HO-A11-18-4 *2	18	457
HO-A11-21-4 *2	21	533
HO-A11-24-4 *2	24	610

Cabinet combinant 1 tiroir classeur et 3 tiroirs

HO-A11-15-5 *2	15	381
HO-A11-18-5 *2	18	457
HO-A11-21-5 *2	21	533
HO-A11-24-5 *2	24	610

Cabinet combinant 1 tiroir classeur et 4 tiroirs

HO-A11-30-4 *2	30	762
HO-A11-36-4 *2	36	914
HO-A11-42-4 *2	42	1067
HO-A11-48-4 *2	48	1219

Cabinet avec 4 tiroirs classeur

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
HO-A11-30-6 *2	30	762
HO-A11-36-6 *2	36	914
HO-A11-42-6 *2	42	1067
HO-A11-48-6 *2	48	1219

Cabinet combinant 2 tiroirs classeur et 4 tiroirs

HO-A11-30-8 *2	30	762
HO-A11-36-8 *2	36	914
HO-A11-42-8 *2	42	1067
HO-A11-48-8 *2	48	1219

Cabinet combinant 2 tiroirs classeur et 6 tiroirs

HO-A11-30-10 *2	30	762
HO-A11-36-10 *2	36	914
HO-A11-42-10 *2	42	1067
HO-A11-48-10 *2	48	1219


Cabinet combinant 2 tiroirs classeur et 8 tiroirs

HO-A12-30-3 *2	30	762
HO-A12-36-3 *2	36	914
HO-A12-42-3 *2	42	1067
HO-A12-48-3 *2	48	1219

Cabinet combinant 1 tiroir classeur, 2 tiroirs et 1 porte

HO-A12-30-4 *2	30	762
HO-A12-36-4 *2	36	914
HO-A12-42-4 *2	42	1067
HO-A12-48-4 *2	48	1219

Cabinet combinant 1 tiroir classeur, 3 tiroirs et 1 porte




Légende :


- *1 : Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 : Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 : Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 : Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur

Des cabinets inversés sont disponibles en ajoutant « RV » au numéro de modèle


Cabinets au sol de position debout

	# de modèle	Largeur	
		pouces	mm
	HO-A12-30-5 *2	30	762
	HO-A12-36-5 *2	36	914
	HO-A12-42-5 *2	42	1067
	HO-A12-48-5 *2	48	1219


Cabinet combinant 1 tiroir classeur, 4 tiroirs et 1 porte

	HO-A13-30-4 *2	30	762
	HO-A13-36-4 *2	36	914
	HO-A13-42-4 *2	42	1067
	HO-A13-48-4 *2	48	1219


Cabinet combinant 1 tiroir classeur, 3 tiroirs et 1 porte

	HO-A13-30-5 *2	30	762
	HO-A13-36-5 *2	36	914
	HO-A13-42-5 *2	42	1067
	HO-A13-48-5 *2	48	1219


Cabinet combinant 1 tiroir classeur, 4 tiroirs et 1 porte

	HO-A13-30-6 *2	30	762
	HO-A13-36-6 *2	36	914
	HO-A13-42-6 *2	42	1067
	HO-A13-48-6 *2	48	1219


Cabinet combinant 1 tiroir classeur, 5 tiroirs et 1 porte

	HO-A13-30-7 *2	30	762
	HO-A13-36-7 *2	36	914
	HO-A13-42-7 *2	42	1067
	HO-A13-48-7 *2	48	1219


Cabinet combinant 1 tiroir classeur, 6 tiroirs et 1 porte

	# de modèle	Largeur	
		pouces	mm
	HO-A20-30	30	762
	HO-A20-36	36	914
	HO-A20-42	42	1067
	HO-A20-48	48	1219

Cabinet de coin avec 1 porte et 1 panneau fixe

	HO-A21-30	30	762
	HO-A21-36	36	914
	HO-A21-42	42	1067
	HO-A21-48	48	1219

Cabinet de coin avec 1 porte et 1 panneau fixe



Légende :

- *1 : Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 : Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 : Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 : Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur

Des cabinets inversés sont disponibles en ajoutant « RV » au numéro de modèle

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
HO-A15-15 *4	15	381
HO-A15-18 *4	18	457
HO-A15-21 *4	21	533
HO-A15-24 *4	24	610

Cabinet-évier avec 1 porte

HO-A15A-15 *4	15	381
HO-A15A-18 *4	18	457
HO-A15A-21 *4	21	533
HO-A15A-24 *4	24	610

Cabinet-évier avec 1 panneau fixe au dessus d'une porte

Particularités du cabinet :

- Panneau fixe fourni pour l'installation de services
- Ce cabinet est habituellement utilisé sous les hottes chimiques avec services de comptoirs

HO-A16-30 *4	30	762
HO-A16-36 *4	36	914
HO-A16-42 *4	42	1067
HO-A16-48 *4	48	1219

Cabinet-évier avec 2 portes

HO-A16A-30 *4	30	762
HO-A16A-36 *4	36	914
HO-A16A-42 *4	42	1067
HO-A16A-48 *4	48	1219

Cabinet-évier avec 1 panneau fixe au dessus de 2 portes

Particularités du cabinet :

- Panneau fixe fourni pour l'installation de services
- Ce cabinet est habituellement utilisé sous les hottes chimiques avec services de comptoirs

HO-A17-52 *4	52	1321
HO-A17-58 *4	58	1473

Cabinet-évier de bout d'îlot avec 2 portes

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
HO-A24-18	18	457
HO-A24-24	24	610

Cabinet avec 1 panneau fixe au dessus d'une porte

HO-A24-30	30	762
HO-A24-36	36	914
HO-A24-48	48	1219

Cabinet avec 1 panneau fixe au dessus de 2 portes

Particularités du cabinet :

- Panneau fixe fourni pour l'installation de services
- Ce cabinet est habituellement utilisé sous les hottes chimiques avec services de comptoirs

HO-A28-18	18	457
HO-A28-24	24	316

Cabinet-poubelle avec 1 porte

Particularités du cabinet :

- Aucune boîte-poubelle n'est fournie avec le cabinet
- Des boîtes-poubelles peuvent être fournies en ajoutant un des suffixes suivant :
 - « GB » pour de l'acier galvanisé
 - « SB » pour de l'acier inoxydable
 - « LP » pour une poubelle étanche

HO-A29-36	36	914
HO-A29-48	48	1219


Cabinet-poubelle avec 2 portes

Particularités du cabinet :

- Aucune boîte-poubelle n'est fournie avec le cabinet
- Des boîtes-poubelles peuvent être fournies en ajoutant un des suffixes suivant :
 - « GB » pour de l'acier galvanisé
 - « SB » pour de l'acier inoxydable
 - « LP » pour une poubelle étanche

HO-A35-15	15	381
HO-A35-18	18	457
HO-A35-21	21	533
HO-A35-24	24	610
HO-A35-30	30	762
HO-A35-36	36	914
HO-A35-42	42	1067
HO-A35-48	48	1219


Cabinet ouvert




Légende :

- *1 : Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 : Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 : Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 : Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur


Cabinets au sol de position assise

	Largeur		
	# de modèle	pouces	mm
	HO-B1-12-18	12	305
	HO-B1-12-21	12	305
	HO-B1-15	15	381
	HO-B1-18	18	457
	HO-B1-21	21	533
	HO-B1-24	24	610


Cabinet avec 1 porte

	HO-B2-30	30	762
	HO-B2-36	36	914
	HO-B2-42	42	1067
	HO-B2-48	48	1219


Cabinet avec 2 portes

	HO-B4-15-1	15	381
	HO-B4-18-1	18	457
	HO-B4-21-1	21	533
	HO-B4-24-1	24	610


Cabinet combinant 1 tiroir et 1 porte

	HO-B4-15-2	15	381
	HO-B4-18-2	18	457
	HO-B4-21-2	21	533
	HO-B4-24-2	24	610


Cabinet combinant 2 tiroirs et 1 porte

	HO-B5-30-1 *1	30	762
	HO-B5-36-1 *1	36	914
	HO-B5-42-1 *1 *3	42	1067
	HO-B5-48-1 *1 *3	48	1219


Cabinet combinant 1 tiroir et 2 portes

	Largeur		
	# de modèle	pouces	mm
	HO-B5-30-2	30	762
	HO-B5-36-2	36	914
	HO-B5-42-2	42	1067
	HO-B5-48-2	48	1219


Cabinet combinant 2 tiroirs et 2 portes

	HO-B5-30-4	30	762
	HO-B5-36-4	36	914
	HO-B5-42-4	42	1067
	HO-B5-48-4	48	1219


Cabinet combinant 4 tiroirs et 2 portes

	HO-B6-30-3	30	762
	HO-B6-36-3	36	914
	HO-B6-42-3	42	1067
	HO-B6-48-3	48	1219


Cabinet combinant 3 tiroirs et 1 porte

	HO-B6-30-4	30	762
	HO-B6-36-4	36	914
	HO-B6-42-4	42	1067
	HO-B6-48-4	48	1219

Cabinet combinant 4 tiroirs et 1 porte

	HO-B6-30-5	30	762
	HO-B6-36-5	36	914
	HO-B6-42-5	42	1067
	HO-B6-48-5	48	1219


Cabinet combinant 5 tiroirs et 1 porte




Légende :


- *1 : Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 : Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 : Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 : Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur

Des cabinets inversés sont disponibles en ajoutant « RV » au numéro de modèle


	Largeur		
	# de modèle	pouces	mm
	HO-B6-30-6	30	762
	HO-B6-36-6	36	914
	HO-B6-42-6	42	1067
	HO-B6-48-6	48	1219

Cabinet combinant 6 tiroirs et 1 porte


	HO-B6A-30-4	30	762
	HO-B6A-36-4	36	914
	HO-B6A-42-4	42	1067
	HO-B6A-48-4	48	1219

	Largeur		
	# de modèle	pouces	mm
	HO-B8-30-4 *1	30	762
	HO-B8-36-4 *1	36	914
	HO-B8-42-4 *1 *3	42	1067
	HO-B8-48-4 *1 *3	48	1219

Cabinet avec 4 tiroirs


	HO-B8A-30-4	30	762
	HO-B8A-36-4	36	914
	HO-B8A-42-4	42	1067
	HO-B8A-48-4	48	1219

Cabinet combinant 4 tiroirs et 1 porte


	HO-B7-15-3	15	381
	HO-B7-18-3	18	457
	HO-B7-21-3	21	533
	HO-B7-24-3	24	610
	HO-B7-30-3 *	30	762
	HO-B7-36-3 *	36	914
	HO-B7-42-3 *1 *3	42	1067
	HO-B7-48-3 *1 *3	48	1219

Cabinet avec 3 tiroirs


Cabinet avec 6 tiroirs

	HO-B10-30-6	30	762
	HO-B10-36-6	36	914
	HO-B10-42-6	42	1067
	HO-B10-48-6	48	1219


Cabinet avec 6 tiroirs

	HO-B7-15-4	15	381
	HO-B7-18-4	18	457
	HO-B7-21-4	21	533
	HO-B7-24-4	24	610
	HO-B7-30-4 *1	30	762
	HO-B7-36-4 *1	36	914
	HO-B7-42-4 *1 *3	42	1067
	HO-B7-48-4 *1 *3	48	1219


Cabinet avec 4 tiroirs

	HO-B10-30-8	30	762
	HO-B10-36-8	36	914
	HO-B10-42-8	42	1067
	HO-B10-48-8	48	1219


Cabinet avec 8 tiroirs

	HO-B7-15-6	15	381
	HO-B7-18-6	18	457
	HO-B7-21-6	21	533
	HO-B7-24-6	24	610
	HO-B7-30-6 *1	30	762
	HO-B7-36-6 *1	36	914
	HO-B7-42-6 *1 *3	42	1067
	HO-B7-48-6 *1 *3	48	1219

Cabinet avec 6 tiroirs

	HO-B10-30-12	30	762
	HO-B10-36-12	36	914
	HO-B10-42-12	42	1067
	HO-B10-48-12	48	1219


Cabinet avec 12 tiroirs




Légende :


- *1 : Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 : Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 : Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 : Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur

Cabinets au sol de position assise


	# de modèle	Largeur	
		pouces	mm
	HO-B11-15-2 *2	15	381
	HO-B11-18-2 *2	18	457
	HO-B11-21-2 *2	21	533
	HO-B11-24-2 *2	24	610

	# de modèle	Largeur	
		pouces	mm
	HO-B21-30	30	762
	HO-B21-36	36	914
	HO-B21-42	42	1067
	HO-B21-48	48	1219

Cabinet combinant 1 tiroir classeur et 1 tiroir

	HO-B11-15-3 *2	15	381
	HO-B11-18-3 *2	18	457
	HO-B11-21-3 *2	21	533
	HO-B11-24-3 *2	24	610


Cabinet de coin avec 1 porte et 1 panneau fixe

	HO-B28-18	18	457
	HO-B28-24	24	316

Particularités du cabinet :

- Aucune boîte-poubelle n'est fournie avec le cabinet
- Des boîtes-poubelles peuvent être fournies en ajoutant un des suffixes suivant :
 - « GB » pour de l'acier galvanisé
 - « SB » pour de l'acier inoxydable
 - « LP » pour une poubelle étanche


Cabinet combinant 1 tiroir classeur et 2 tiroirs

	HO-B11-30-4 *2	30	762
	HO-B11-36-4 *2	36	914
	HO-B11-42-4 *2	42	1067
	HO-B11-48-4 *2	48	1219

Cabinet-poubelle avec 1 porte


	HO-B35-15	15	381
	HO-B35-18	18	457
	HO-B35-21	21	533
	HO-B35-24	24	610
	HO-B35-30	30	762
	HO-B35-36	36	914
	HO-B35-42	42	1067
	HO-B35-48	48	1219

Cabinet combinant 2 tiroirs et 2 tiroirs classeur


	HO-B11-30-6 *2	30	762
	HO-B11-36-6 *2	36	914
	HO-B11-42-6 *2	42	1067
	HO-B11-48-6 *2	48	1219

Cabinet ouvert

Cabinet combinant 4 tiroirs et 2 tiroirs classeur


	HO-B20-30	30	762
	HO-B20-36	36	914
	HO-B20-42	42	1067
	HO-B20-48	48	1219

Cabinet de coin avec 1 porte et 1 panneau fixe




Légende :

- *1 : Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 : Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 : Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 : Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
HQ-B15-15 *4	15	381
HQ-B15-18 *4	18	457
HQ-B15-21 *4	21	533
HQ-B15-24 *4	24	610

Cabinet évier à 1 porte




HQ-B16-30 *4	30	762
HQ-B16-36 *4	36	914
HQ-B16-42 *4	42	1067
HQ-B16-48 *4	48	1219

Cabinet évier à 2 portes



HQ-B17-52 *4	52	1321
HQ-B17-58 *4	58	1473


Cabinet évier de bout d'îlot à 2 portes



Légende :


- *1 : Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 : Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseaux à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 : Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseaux à pleine extension
- *4 : Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur

Cabinets au sol de hauteur intermédiaire




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
HO-ADA1-12-18	12	305
HO-ADA1-12-21	12	305
HO-ADA1-15	15	381
HO-ADA1-18	18	457
HO-ADA1-21	21	533
HO-ADA1-24	24	610

Cabinet avec 1 porte




HO-ADA2-30	30	762
HO-ADA2-36	36	914
HO-ADA2-42	42	1067
HO-ADA2-48	48	1219

Cabinet avec 2 portes




HO-ADA4-15-1	15	381
HO-ADA4-18-1	18	457
HO-ADA4-21-1	21	533
HO-ADA4-24-1	24	610

Cabinet combinant 1 tiroir et 1 porte




HO-ADA5-30-1	30	762
HO-ADA5-36-1	36	914
HO-ADA5-42-1	42	1067
HO-ADA5-48-1	48	1219

Cabinet combinant 1 tiroir et 2 portes




HO-ADA5-30-2	30	762
HO-ADA5-36-2	36	914
HO-ADA5-42-2	42	1067
HO-ADA5-48-2	48	1219

Cabinet combinant 2 tiroirs et 2 portes




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
HO-ADA6-30-4	30	762
HO-ADA6-36-4	36	914
HO-ADA6-42-4	42	1067
HO-ADA6-48-4	48	1219

Cabinet combinant 4 tiroirs et 1 porte




HO-ADA6A-30-5	30	762
HO-ADA6A-36-5	36	914
HO-ADA6A-42-5	42	1067
HO-ADA6A-48-5	48	1219

Cabinet combinant 5 tiroirs et 1 porte




HO-ADA6-30-7	30	762
HO-ADA6-36-7	36	914
HO-ADA6-42-7	42	1067
HO-ADA6-48-7	48	1219

Cabinet combinant 7 tiroirs et 1 porte




HO-ADA7-15-4	15	381
HO-ADA7-18-4	18	457
HO-ADA7-21-4	21	533
HO-ADA7-24-4	24	610
HO-ADA7-30-4 *1	30	762
HO-ADA7-36-4 *1	36	914
HO-ADA7-42-4 *1*3	42	1067
HO-ADA7-48-4 *1*3	48	1219

Cabinet combinant 4 tiroirs



HO-ADA8-30-5	30	762
HO-ADA8-36-5	36	914
HO-ADA8-42-5 *3	42	1067
HO-ADA8-48-5 *3	48	1219


Cabinet combinant 5 tiroirs



Légende :


- *1 : Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 : Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 : Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 : Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur

Des cabinets inversés sont disponibles en ajoutant « RV » au numéro de modèle




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
HO-ADA9-30-6	30	762
HO-ADA9-36-6	36	914
HO-ADA9-42-6 *3	42	1067
HO-ADA9-48-6 *3	48	1219

Cabinet combinant 6 tiroirs




HO-ADA10-30-8	30	762
HO-ADA10-36-8	36	914
HO-ADA10-42-8	42	1067
HO-ADA10-48-8	48	1219

Cabinet combinant 8 tiroirs




HO-ADA11-15-3 *2	15	381
HO-ADA11-18-3 *2	18	457
HO-ADA11-21-3 *2	21	533
HO-ADA11-24-3 *2	24	610

Cabinet combinant 2 tiroirs et 1 tiroir classeur




HO-ADA11-30-6 *2	30	762
HO-ADA11-36-6 *2	36	914
HO-ADA11-42-6 *2	42	1067
HO-ADA11-48-6 *2	48	1219

Cabinet combinant 4 tiroirs et 2 tiroirs classeurs



HO-ADA12-30-3 *2	30	762
HO-ADA12-36-3 *2	36	914
HO-ADA12-42-3 *2	42	1067
HO-ADA12-48-3 *2	48	1219


Cabinet combinant 2 tiroirs, 1 tiroir classeur et 1 porte



Légende :


- *1 : Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 : Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 : Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 : Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur

Des cabinets inversés sont disponibles en ajoutant « RV » au numéro de modèle




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
HO-ADA15-15 *4	15	381
HO-ADA15-18 *4	18	457
HO-ADA15-21 *4	21	533
HO-ADA15-24 *4	24	610

Cabinet évier à 1 porte




HO-ADA15A-15 *4	15	381
HO-ADA15A-18 *4	18	457
HO-ADA15A-21 *4	21	533
HO-ADA15A-24 *4	24	610

Cabinet évier à 1 porte et panneau fixe




HO-ADA16-30 *4	30	762
HO-ADA16-36 *4	36	914
HO-ADA16-42 *4	42	1067
HO-ADA16-48 *4	48	1219

Cabinet évier à 2 portes




HO-ADA16A-30 *4	30	762
HO-ADA16A-36 *4	36	914
HO-ADA16A-42 *4	42	1067
HO-ADA16A-48 *4	48	1219

Cabinet évier à 2 portes et panneau fixe




HO-ADA17-52 *4	52	1321
HO-ADA17-58 *4	58	1473

Cabinet évier de bout d'îlot




Légende :

- *1 : Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 : Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 : Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 : Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
HO-ADA20-30	30	762
HO-ADA20-36	36	914
HO-ADA20-42	42	1067
HO-ADA20-48	48	1219

Cabinet de coin avec 1 porte et 1 panneau fixe




HO-ADA21-30	30	762
HO-ADA21-36	36	914
HO-ADA21-42	42	1067
HO-ADA21-48	48	1219

Cabinet de coin avec 1 panneau fixe et 1 porte



HO-ADA24-18	18	457
HO-ADA24-24	24	610

Cabinet avec 1 panneau fixe au-dessus d'une porte




HO-ADA24-30	30	762
HO-ADA24-36	36	914
HO-ADA24-48	48	1219

Particularités du cabinet :

- Panneau fixe fourni pour l'installation de services
- Ce cabinet est habituellement utilisé sous les hottes chimiques avec services de comptoirs

Cabinet avec panneau fixe au dessus de 2 portes




HO-ADA28-18	18	457
HO-ADA28-24	24	316

Particularités du cabinet :

- Aucune boîte-poubelle n'est fournie avec le cabinet
- Des boîtes-poubelles peuvent être fournies en ajoutant un des suffixes suivant :
 - « GB » pour de l'acier galvanisé
 - « SB » pour de l'acier inoxydable
 - « LP » pour une poubelle étanche

Cabinet-poubelle avec 1 porte



Cabinet-poubelle avec 2 portes

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
HO-ADA29-36	36	914
HO-ADA29-48	48	1219


Particularités du cabinet :

- Aucune boîte-poubelle n'est fournie avec le cabinet
- Des boîtes-poubelles peuvent être fournies en ajoutant un des suffixes suivant :
 - « GB » pour de l'acier galvanisé
 - « SB » pour de l'acier inoxydable
 - « LP » pour une poubelle étanche



Cabinet ouvert


HO-ADA35-15	15	381
HO-ADA35-18	18	457
HO-ADA35-21	21	533
HO-ADA35-24	24	610
HO-ADA35-30	30	762
HO-ADA35-36	36	914
HO-ADA35-42	42	1067
HO-ADA35-48	48	1219



Légende :

- *1 : Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 : Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 : Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 : Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur

Cabinets suspendus de 24 3/4" de hauteur

	Largeur	
	# de modèle	pouces mm
	HO-OB1-15	15 381
	HO-OB1-18	18 914
	HO-OB1-21	21 1067
	HO-OB1-24	24 1219

	Largeur	
	# de modèle	pouces mm
	HO-OB10-30-6	30 752
	HO-OB10-36-6	36 914
	HO-OB10-42-6	42 1067
	HO-OB10-48-6	48 1219


Cabinet suspendu avec 1 porte

	HO-OB2-30	30 752
	HO-OB2-36	36 914
	HO-OB2-42	42 1067
	HO-OB2-48	48 1219

Cabinet suspendu à 6 tiroirs

	HO-OB10-30-8	30 752
	HO-OB10-36-8	36 914
	HO-OB10-42-8	42 1067
	HO-OB10-48-8	48 1219

Cabinet suspendu avec 2 portes

	HO-OB4-15-1	15 381
	HO-OB4-18-1	18 457
	HO-OB4-21-1	21 533
	HO-OB4-24-1	24 610

Cabinet suspendu à 8 tiroirs

	HO-OB11-15-2 *	15 381
	HO-OB11-18-2 *	18 457
	HO-OB11-21-2 *	21 533
	HO-OB11-24-2 *	24 610

Cabinet suspendu combinant 1 tiroir et 1 porte

	HO-OB5-30-2	30 752
	HO-OB5-36-2	36 914
	HO-OB5-42-2	42 1067
	HO-OB5-48-2	48 1219

Cabinet suspendu combinant 1 tiroir et 1 tiroir classeur

	HO-OB11-15-3 *	15 381
	HO-OB11-18-3 *	18 457
	HO-OB11-21-3 *	21 533
	HO-OB11-24-3 *	24 610

Cabinet suspendu combinant 2 tiroirs et 2 portes

	HO-OB7-15-3	15 381
	HO-OB7-18-3	18 457
	HO-OB7-21-3	21 533
	HO-OB7-24-3	24 610


Cabinet suspendu combinant 2 tiroirs et 1 tiroir classeur

	HO-OB35-15	15 381
	HO-OB35-18	18 457
	HO-OB35-21	21 533
	HO-OB35-24	24 610
	HO-OB35-30	30 752
	HO-OB35-36	36 914
	HO-OB35-42	42 1067
	HO-OB35-48	48 1219

Cabinet suspendu à 3 tiroirs

	HO-OB7-15-4	15 381
	HO-OB7-18-4	18 457
	HO-OB7-21-4	21 533
	HO-OB7-24-4	24 610

Cabinet suspendu à 4 tiroirs



Légende :

- *1 : Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 : Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 : Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 : Les panneaux arrière amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur



# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
H0-OC1-15	15	381
H0-OC1-18	18	457
H0-OC1-21	21	533
H0-OC1-24	24	610



# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
H0-OC10-30-6	30	762
H0-OC10-36-6	36	914
H0-OC10-42-6	42	1067
H0-OC10-48-6	48	1219

Cabinet suspendu avec 1 porte



H0-OC2-30	30	762
H0-OC2-36	36	914
H0-OC2-42	42	1067
H0-OC2-48	48	1219

Cabinet suspendu à 6 tiroirs



H0-OC11-15-2 *2	15	381
H0-OC11-18-2 *2	18	457
H0-OC11-21-2 *2	21	533
H0-OC11-24-2 *2	24	610

Cabinet suspendu avec 2 portes



H0-OC7-15-3	15	381
H0-OC7-18-3	18	457
H0-OC7-21-3	21	533
H0-OC7-24-3	24	610

Cabinet suspendu combinant 1 tiroir et 1 tiroir classeur



H0-OC11-30-4 *2	30	762
H0-OC11-36-4 *2	36	914
H0-OC11-42-4 *2	42	1067
H0-OC11-48-4 *2	48	1219

Cabinet suspendu à 3 tiroirs



H0-OC10-15-4	15	381
H0-OC10-18-4	18	457
H0-OC10-21-4	21	533
H0-OC10-24-4	24	610


Cabinet suspendu combinant 2 tiroirs et 2 tiroirs classeur



H0-OC35-15	15	381
H0-OC35-18	18	457
H0-OC35-21	21	533
H0-OC35-24	24	610
H0-OC35-30	30	762
H0-OC35-36	36	914
H0-OC35-42	42	1067
H0-OC35-48	48	1219

Cabinet suspendu à 4 tiroirs

Cabinet suspendu ouvert



Légende :


- *1 : Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 : Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 : Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 : Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur

Armoire murale de 24" de hauteur



Armoire ouverte

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
HO-E10-24-15-14	15	381
HO-E10-24-18-14	18	457
HO-E10-24-21-14	21	533
HO-E10-24-24-14	24	610
HO-E10-24-30-14	30	762
HO-E10-24-36-14	36	914
HO-E10-24-42-14	42	1067
HO-E10-24-48-14	48	1219
HO-E10-24-15-18	15	381
HO-E10-24-18-18	18	457
HO-E10-24-21-18	21	533
HO-E10-24-24-18	24	610
HO-E10-24-30-18	30	762
HO-E10-24-36-18	36	914
HO-E10-24-42-18	42	1067
HO-E10-24-48-18	48	1219




Armoire avec 2 portes sur pentures

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
HO-E20-24-30-14	30	762
HO-E20-24-36-14	36	914
HO-E20-24-42-14	42	1067
HO-E20-24-48-14	48	1219
HO-E20-24-30-18	30	762
HO-E20-24-36-18	36	914
HO-E20-24-42-18	42	1067
HO-E20-24-48-18	48	1219




Armoire avec 2 portes vitrées sur pentures

HO-E30-24-30-14	30	762
HO-E30-24-36-14	36	914
HO-E30-24-42-14	42	1067
HO-E30-24-48-14	48	1219
HO-E30-24-30-18	30	762
HO-E30-24-36-18	36	914
HO-E30-24-42-18	42	1067
HO-E30-24-48-18	48	1219




Armoire avec 1 porte sur pentures

HO-E20-24-15-14	15	381
HO-E20-24-18-14	18	457
HO-E20-24-21-14	21	533
HO-E20-24-24-14	24	610
HO-E20-24-15-18	15	381
HO-E20-24-18-18	18	457
HO-E20-24-21-18	21	533
HO-E20-24-24-18	24	610




Armoire avec 1 porte vitrée sur pentures

HO-E30-24-15-14	15	381
HO-E30-24-18-14	18	457
HO-E30-24-21-14	21	533
HO-E30-24-24-14	24	610
HO-E30-24-15-18	15	381
HO-E30-24-18-18	18	457
HO-E30-24-21-18	21	533
HO-E30-24-24-18	24	610




Armoire de coin avec 1 porte sur pentures

HO-E22-24-30-14	30	762
HO-E22-24-36-14	36	914
HO-E22-24-42-14	42	1067
HO-E22-24-48-14	48	1219
HO-E22-24-30-18	30	762
HO-E22-24-36-18	36	914
HO-E22-24-42-18	42	1067
HO-E22-24-48-18	48	1219




Armoire de coin avec 1 porte vitrée sur pentures

HO-E32-24-30-14	30	762
HO-E32-24-36-14	36	914
HO-E32-24-42-14	42	1067
HO-E32-24-48-14	48	1219
HO-E32-24-30-18	30	762
HO-E32-24-36-18	36	914
HO-E32-24-42-18	42	1067
HO-E32-24-48-18	48	1219



Armoire de 14" de profondeur




Armoire de 18" de profondeur

Des cabinets inversés sont disponibles en ajoutant « RV » au numéro de modèle



Armoire ouverte

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
HO-E10-30-15-14	15	381
HO-E10-30-18-14	18	457
HO-E10-30-21-14	21	533
HO-E10-30-24-14	24	610
HO-E10-30-30-14	30	762
HO-E10-30-36-14	36	914
HO-E10-30-42-14	42	1067
HO-E10-30-48-14	48	1219
HO-E10-30-15-18	15	381
HO-E10-30-18-18	18	457
HO-E10-30-21-18	21	533
HO-E10-30-24-18	24	610
HO-E10-30-30-18	30	762
HO-E10-30-36-18	36	914
HO-E10-30-42-18	42	1067
HO-E10-30-48-18	48	1219




Armoire avec 2 portes vitrées sur pentures

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
HO-E30-30-30-14	30	762
HO-E30-30-36-14	36	914
HO-E30-30-42-14	42	1067
HO-E30-30-48-14	48	1219
HO-E30-30-30-18	30	762
HO-E30-30-36-18	36	914
HO-E30-30-42-18	42	1067
HO-E30-30-48-18	48	1219

Particularités du cabinet :

- Les portes en verre sans cadre sont fournis avec du verre régulier de 5 mm d'épaisseur avec des poignées encaquées dans le verre
- Les portes en verre avec cadres en acier sont fournis avec du verre régulier de 3 mm d'épaisseur




Armoire avec 1 porte sur pentures

HO-E20-30-15-14	15	381
HO-E20-30-18-14	18	457
HO-E20-30-21-14	21	533
HO-E20-30-24-14	24	610
HO-E20-30-15-18	15	381
HO-E20-30-18-18	18	457
HO-E20-30-21-18	21	533
HO-E20-30-24-18	24	610




Armoire avec 1 porte vitrée sur pentures

HO-E30-30-15-14	15	381
HO-E30-30-18-14	18	457
HO-E30-30-21-14	21	533
HO-E30-30-24-14	24	610
HO-E30-30-15-18	15	381
HO-E30-30-18-18	18	457
HO-E30-30-21-18	21	533
HO-E30-30-24-18	24	610




Armoire avec 2 portes sur pentures

HO-E20-30-30-14	30	762
HO-E20-30-36-14	36	914
HO-E20-30-42-14	42	1067
HO-E20-30-48-14	48	1219
HO-E20-30-30-18	30	762
HO-E20-30-36-18	36	914
HO-E20-30-42-18	42	1067
HO-E20-30-48-18	48	1219




Armoire de coin avec 1 porte sur pentures

HO-E22-30-30-14	30	762
HO-E22-30-36-14	36	914
HO-E22-30-42-14	42	1067
HO-E22-30-48-14	48	1219
HO-E22-30-30-18	30	762
HO-E22-30-36-18	36	914
HO-E22-30-42-18	42	1067
HO-E22-30-48-18	48	1219




Armoire de coin avec 1 porte vitrée sur pentures

HO-E32-30-30-14	30	762
HO-E32-30-36-14	36	914
HO-E32-30-42-14	42	1067
HO-E32-30-48-14	48	1219
HO-E32-30-30-18	30	762
HO-E32-30-36-18	36	914
HO-E32-30-42-18	42	1067
HO-E32-30-48-18	48	1219



Armoire de 14" de profondeur



Armoire de 18" de profondeur


Des cabinets inversés sont disponibles en ajoutant « RV » au numéro de modèle

Armoire murale de 36" de hauteur




Armoire ouverte

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
HO-E10-36-15-14	15	381
HO-E10-36-18-14	18	457
HO-E10-36-21-14	21	533
HO-E10-36-24-14	24	610
HO-E10-36-30-14	30	762
HO-E10-36-36-14	36	914
HO-E10-36-42-14	42	1067
HO-E10-36-48-14	48	1219
HO-E10-36-15-18	15	381
HO-E10-36-18-18	18	457
HO-E10-36-21-18	21	533
HO-E10-36-24-18	24	610
HO-E10-36-30-18	30	762
HO-E10-36-36-18	36	914
HO-E10-36-42-18	42	1067
HO-E10-36-48-18	48	1219




Armoire avec 2 portes sur pentures

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
HO-E20-36-30-14	30	762
HO-E20-36-36-14	36	914
HO-E20-36-42-14	42	1067
HO-E20-36-48-14	48	1219
HO-E20-36-30-18	30	762
HO-E20-36-36-18	36	914
HO-E20-36-42-18	42	1067
HO-E20-36-48-18	48	1219




Armoire avec 2 portes vitrées sur pentures

HO-E30-36-30-14	30	762
HO-E30-36-36-14	36	914
HO-E30-36-42-14	42	1067
HO-E30-36-48-14	48	1219
HO-E30-36-30-18	30	762
HO-E30-36-36-18	36	914
HO-E30-36-42-18	42	1067
HO-E30-36-48-18	48	1219



Armoire avec 1 porte sur pentures

HO-E20-36-15-14	15	381
HO-E20-36-18-14	18	457
HO-E20-36-21-14	21	533
HO-E20-36-24-14	24	610
HO-E20-36-15-18	15	381
HO-E20-36-18-18	18	457
HO-E20-36-21-18	21	533
HO-E20-36-24-18	24	610




Armoire avec 1 porte vitrée sur pentures

HO-E30-36-15-14	15	381
HO-E30-36-18-14	18	457
HO-E30-36-21-14	21	533
HO-E30-36-24-14	24	610
HO-E30-36-15-18	15	381
HO-E30-36-18-18	18	457
HO-E30-36-21-18	21	533
HO-E30-36-24-18	24	610


Particularités du cabinet :

- Les portes en verre sans cadre sont fournies avec du verre régulier de 5 mm d'épaisseur avec des poignées encastrées dans le verre
- es portes en verre avec cadres en acier sont fournis avec du verre régulier de 3 mm d'épaisseur




Armoire de coin avec 1 porte sur pentures

HO-E22-36-30-14	30	762
HO-E22-36-36-14	36	914
HO-E22-36-42-14	42	1067
HO-E22-36-48-14	48	1219
HO-E22-36-30-18	30	762
HO-E22-36-36-18	36	914
HO-E22-36-42-18	42	1067
HO-E22-36-48-18	48	1219




Armoire de coin avec 1 porte vitrée sur pentures

HO-E32-36-30-14	30	762
HO-E32-36-36-14	36	914
HO-E32-36-42-14	42	1067
HO-E32-36-48-14	48	1219
HO-E32-36-30-18	30	762
HO-E32-36-36-18	36	914
HO-E32-36-42-18	42	1067
HO-E32-36-48-18	48	1219



Armoire de 14" de profondeur




Armoire de 18" de profondeur

Des cabinets inversés sont disponibles en ajoutant « RV » au numéro de modèle




Armoire ouverte

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
HO-E10-48-15-14	15	381
HO-E10-48-18-14	18	457
HO-E10-48-21-14	21	533
HO-E10-48-24-14	24	610
HO-E10-48-30-14	30	762
HO-E10-48-36-14	36	914
HO-E10-48-42-14	42	1067
HO-E10-48-48-14	48	1219
HO-E10-48-15-18	15	381
HO-E10-48-18-18	18	457
HO-E10-48-21-18	21	533
HO-E10-48-24-18	24	610
HO-E10-48-30-18	30	762
HO-E10-48-36-18	36	914
HO-E10-48-42-18	42	1067
HO-E10-48-48-18	48	1219



Armoire avec 2 portes sur pentures

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
HO-E20-48-30-14	30	762
HO-E20-48-36-14	36	914
HO-E20-48-42-14	42	1067
HO-E20-48-48-14	48	1219
HO-E20-48-30-18	30	762
HO-E20-48-36-18	36	914
HO-E20-48-42-18	42	1067
HO-E20-48-48-18	48	1219




Armoire avec 2 portes vitrées sur pentures

HO-E30-48-30-14	30	762
HO-E30-48-36-14	36	914
HO-E30-48-42-14	42	1067
HO-E30-48-48-14	48	1219
HO-E30-48-30-18	30	762
HO-E30-48-36-18	36	914
HO-E30-48-42-18	42	1067
HO-E30-48-48-18	48	1219


Particularités du cabinet :

- Les portes en verre sans cadre sont fournies avec du verre régulier de 5 mm d'épaisseur avec des poignées encavées dans le verre
- es portes en verre avec cadres en acier sont fournis avec du verre régulier de 3 mm d'épaisseur




Armoire avec 1 porte sur pentures

HO-E20-48-15-14	15	381
HO-E20-48-18-14	18	457
HO-E20-48-21-14	21	533
HO-E20-48-24-14	24	610
HO-E20-48-15-18	15	381
HO-E20-48-18-18	18	457
HO-E20-48-21-18	21	533
HO-E20-48-24-18	24	610




Armoire avec 1 porte vitrée sur pentures

HO-E30-48-15-14	15	381
HO-E30-48-18-14	18	457
HO-E30-48-21-14	21	533
HO-E30-48-24-14	24	610
HO-E30-48-15-18	15	381
HO-E30-48-18-18	18	457
HO-E30-48-21-18	21	533
HO-E30-48-24-18	24	610




Armoire de coin avec 1 porte sur pentures

HO-E22-48-30-14	30	762
HO-E22-48-36-14	36	914
HO-E22-48-42-14	42	1067
HO-E22-48-48-14	48	1219
HO-E22-48-30-18	30	762
HO-E22-48-36-18	36	914
HO-E22-48-42-18	42	1067
HO-E22-48-48-18	48	1219



Armoire de coin avec 1 porte vitrée sur pentures

HO-E32-48-30-14	30	762
HO-E32-48-36-14	36	914
HO-E32-48-42-14	42	1067
HO-E32-48-48-14	48	1219
HO-E32-48-30-18	30	762
HO-E32-48-36-18	36	914
HO-E32-48-42-18	42	1067
HO-E32-48-48-18	48	1219




Armoire de 14" de profondeur




Armoire de 18" de profondeur

Des cabinets inversés sont disponibles en ajoutant « RV » au numéro de modèle




Armoire ouverte

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
HO-F10-84-15-14	15	381
HO-F10-84-18-14	18	457
HO-F10-84-21-14	21	533
HO-F10-84-24-14	24	610
HO-F10-84-30-14	30	762
HO-F10-84-36-14	36	914
HO-F10-84-42-14	42	1067
HO-F10-84-48-14	48	1219
HO-F10-84-15-18	15	381
HO-F10-84-18-18	18	457
HO-F10-84-21-18	21	533
HO-F10-84-24-18	24	610
HO-F10-84-30-18	30	762
HO-F10-84-36-18	36	914
HO-F10-84-42-18	42	1067
HO-F10-84-48-18	48	1219
HO-F10-84-15-22	15	381
HO-F10-84-18-22	18	457
HO-F10-84-21-22	21	533
HO-F10-84-24-22	24	610
HO-F10-84-30-22	30	762
HO-F10-84-36-22	36	914
HO-F10-84-42-22	42	1067
HO-F10-84-48-22	48	1219




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
HO-F20-84-30-14	30	762
HO-F20-84-36-14	36	914
HO-F20-84-42-14	42	1067
HO-F20-84-48-14	48	1219
HO-F20-84-30-18	30	762
HO-F20-84-36-18	36	914
HO-F20-84-42-18	42	1067
HO-F20-84-48-18	48	1219
HO-F20-84-30-22	30	762
HO-F20-84-36-22	36	914
HO-F20-84-42-22	42	1067
HO-F20-84-48-22	48	1219

Armoire avec 2 portes sur pentures




HO-F21-84-15-14	15	381
HO-F21-84-18-14	18	457
HO-F21-84-21-14	21	533
HO-F21-84-24-14	24	610
HO-F21-84-15-18	15	381
HO-F21-84-18-18	18	457
HO-F21-84-21-18	21	533
HO-F21-84-24-18	24	610
HO-F21-84-15-22	15	381
HO-F21-84-18-22	18	457
HO-F21-84-21-22	21	533
HO-F21-84-24-22	24	610

Armoire avec 2 portes sur pentures




HO-F20-84-15-14	15	381
HO-F20-84-18-14	18	457
HO-F20-84-21-14	21	533
HO-F20-84-24-14	24	610
HO-F20-84-15-18	15	381
HO-F20-84-18-18	18	457
HO-F20-84-21-18	21	533
HO-F20-84-24-18	24	610
HO-F20-84-15-22	15	381
HO-F20-84-18-22	18	457
HO-F20-84-21-22	21	533
HO-F20-84-24-22	24	610

Armoire avec 1 porte sur pentures




HO-F21-84-30-14	30	762
HO-F21-84-36-14	36	914
HO-F21-84-42-14	42	1067
HO-F21-84-48-14	48	1219
HO-F21-84-30-18	30	762
HO-F21-84-36-18	36	914
HO-F21-84-42-18	42	1067
HO-F21-84-48-18	48	1219
HO-F21-84-30-22	30	762
HO-F21-84-36-22	36	914
HO-F21-84-42-22	42	1067
HO-F21-84-48-22	48	1219

Armoire avec 4 portes sur pentures




Les armoires pleine hauteur sont disponibles avec des profondeurs de 14", 18" et 22"




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
HO-F30-84-15-14	15	381
HO-F30-84-18-14	18	457
HO-F30-84-21-14	21	533
HO-F30-84-24-14	24	610
HO-F30-84-15-18	15	381
HO-F30-84-18-18	18	457
HO-F30-84-21-18	21	533
HO-F30-84-24-18	24	610
HO-F30-84-15-22	15	381
HO-F30-84-18-22	18	457
HO-F30-84-21-22	21	533
HO-F30-84-24-22	24	610

Armoire avec 1 porte vitrée sur pentures




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
HO-F31-84-15-14	15	381
HO-F31-84-18-14	18	457
HO-F31-84-21-14	21	533
HO-F31-84-24-14	24	610
HO-F31-84-15-18	15	381
HO-F31-84-18-18	18	457
HO-F31-84-21-18	21	533
HO-F31-84-24-18	24	610
HO-F31-84-15-22	15	381
HO-F31-84-18-22	18	457
HO-F31-84-21-22	21	533
HO-F31-84-24-22	24	610

Armoire avec 2 portes vitrées sur pentures



HO-F30-84-30-14	30	762
HO-F30-84-36-14	36	914
HO-F30-84-42-14	42	1067
HO-F30-84-48-14	48	1219
HO-F30-84-30-18	30	762
HO-F30-84-36-18	36	914
HO-F30-84-42-18	42	1067
HO-F30-84-48-18	48	1219
HO-F30-84-30-22	30	762
HO-F30-84-36-22	36	914
HO-F30-84-42-22	42	1067
HO-F30-84-48-22	48	1219

Armoire avec 2 portes vitrées sur pentures




HO-F31-84-30-14	30	762
HO-F31-84-36-14	36	914
HO-F31-84-42-14	42	1067
HO-F31-84-48-14	48	1219
HO-F31-84-30-18	30	762
HO-F31-84-36-18	36	914
HO-F31-84-42-18	42	1067
HO-F31-84-48-18	48	1219
HO-F31-84-30-22	30	762
HO-F31-84-36-22	36	914
HO-F31-84-42-22	42	1067
HO-F31-84-48-22	48	1219

Armoire avec 4 portes vitrées sur pentures

Particularités du cabinet :

- Les portes en verre avec cadres en acier sont fournis avec du verre régulier de 3 mm d'épaisseur



Les armoires pleine hauteur sont disponibles avec des profondeurs de 14", 18" et 22"

1 OPTIONS DE QUINCAILLERIE

En standard - poignée de 4" c/c en acier fini nickel brossé

WP ☐ Poignée de 4" c/c en acier inoxydable



2 COULISSEAUX DE TIROIRS

En standard - Coulisseaux à fermeture automatique et ouverture de 75 % du tiroir - SEFA 8M - 150 lb

En standard - Coulisseaux à pleine ouverture du tiroir sur les tiroirs classeur - SEFA 8M - 200 lb

En standard - Coulisseaux à pleine ouverture du tiroir sur les tiroirs de plus de 36" de largeur - SEFA 8M - 200 lb

TZ ☐ Coulisseaux à pleine ouverture du tiroir sur tous les tiroirs du projet - SEFA 8M 100 lb

TY ☐ Coulisseaux à pleine ouverture du tiroir avec fermeture automatique sur tous les tiroirs du projet - SEFA 8M 100 lb


TX ☐ Coulisseaux à pleine ouverture du tiroir sur tous les tiroirs du projet - SEFA 8M - 200 lb

3 PENTURES

En standard - pentures à 5 articulations en acier nickel brossé

FH ☐ Pentures en acier inoxydable à 5 articulations

MH ☐ Pentures polyamide en acier nickel brossé MB-20



4 SERRURES

En standard - aucune serrure n'est fournie

KA ☐ Serrure à cylindre 8 rondelles sur toutes les portes et tous les tiroirs du projet

KT ☐ Serrure à cylindre 8 rondelles sur tous les tiroirs du projet

KP ☐ Serrure à cylindre 8 rondelles sur toutes les portes du projet

K1 ☐ Serrure à cylindre 8 rondelles sur tous les premiers tiroirs du haut des cabinets

KF ☐ Serrure à cylindre 8 rondelles sur tous les tiroirs classeur seulement

KC ☐ Quincaillerie pour cadenas sur toutes les portes et tous les tiroirs du projet

XI ☐ Système de verouillage ne permettant que l'ouverture d'un tiroir à la fois (avec coulisseaux pleine ouverture seulement)
- standard sur les meubles mobiles

TP ☐ Panneaux séparateurs de sécurité entre les tiroirs

L1 ☐ Pour des serrures différentes avec clé maitresse pour le projet

L2 ☐ Pour des serrures identiques par cabinet avec clé maitresse pour le projet

L3 ☐ Pour des serrures identiques par local et avec clé maitresse par local

L4 ☐ Pour des serrures identiques pour tout le projet

5 LOQUETS DE PORTE

En standard - loquet de porte à ressort



6 PORTE CARTES

En standard - aucune porte-carte n'est fournie

CH ☐ Porte-carte en aluminium de 4" x 2" sur tous les tiroirs

CD ☐ Porte-carte en aluminium de 4" x 2" sur toutes les portes



7 TABLETTES DE MEUBLE

En standard - Une (1) tablette pleine profondeur et réglable aux 1/2" c/c

- T1 ☐ Une tablette additionnelle par cabinet
- P1 ☐ Tirette dans le haut des meubles de 15", 18", 21" et 24" seulement
- PR ☐ Tirette dans le haut sur le côté droit du meuble
- PL ☐ Tirette dans le haut sur le côté gauche du meuble
- S2 ☐ Tablette divisée en profondeur (2 morceaux) et réglable aux 1/2" c/c
- FS ☐ Tablette sur coulisseaux pleine ouverture - 200 lb

8 PANNEAUX DE FINITION

En standard - Panneaux amovibles dans le dos des meubles sur les sections avec portes (ouvert sur les sections avec tiroirs)

- BP ☐ Panneaux amovibles sur les meubles avec tiroirs
- FO ☐ Panneau plat en acier sur l'arrière du meuble
- FT ☐ Panneaux plats en acier sur le dessus et l'arrière du meuble

9 OPTIONS DES SUPPORTS DE MEUBLES AU SOL

En standard - Espace coup-de-pied de 3" x 4" de haut intégré à l'avant des meubles avec des niveleurs de 3/8" x 2 1/2" de haut

- PN ☐ Meuble fourni avec capuchon de protection en caoutchouc gris sur les niveleurs
- SS ☐ Meuble fourni avec quatre roulettes de 4" en caoutchouc avec frein sur les deux roulettes avants - 175 lb
- WB ☐ Meuble fourni sans coup-de-pied (meuble 4" moins haut)
- RT ☐ Meuble fourni avec coup-de-pied de 3" x 4" sur le côté droit (non disponible sur les armoires pleine hauteur)
- LT ☐ Meuble fourni avec coup-de-pied de 3" x 4" sur le côté gauche (non disponible sur les armoires pleine hauteur)
- VT ☐ Meuble fourni avec une grille d'aération dans l'espace coup-de-pied

10 OPTIONS ADDITIONNELLES SUR LES MEUBLES

- RV ☐ Inversement de l'arrangement des portes et tiroirs
- SK ☐ Meuble fourni avec support pour évier incluant 2 profilés en acier et 4 tiges d'ajustement filetées
- LG ☐ Pour du verre laminé de sécurité de 6 mm au lieu du verre régulier de 3 mm
- TG ☐ Pour du verre trempé de 6 mm au lieu du verre régulier de 3 mm
- SB ☐ Contenant en acier inoxydable inséré dans les cabinets poubelle
- GB ☐ Contenant en acier galvanisé inséré dans les cabinets poubelle
- LP ☐ Contenant étanche inséré dans les cabinets poubelle
- WC ☐ Grille(s) d'aération insérée(s) dans le(les) porte(s) du cabinet
- SS4 ☐ Même construction de meuble mais fourni en acier inoxydable qualité 304
- SS6 ☐ Même construction de meuble mais fourni en acier inoxydable qualité 316



BEDCOLAB LTÉE

**2305, avenue Francis-Hughes
Laval, Québec, Canada H7S 1N5**

Téléphone : 514.384.2820 / 1.800.461.6414

Télécopieur : 514.384.9210

Courriel : information@bedcolab.com

Site Web : www.bedcolab.com



Agent autorisé :