





Caractéristiques


Avantages

1	Rail supérieur avant en acier robuste.	Donne une rigidité accrue pour supporter de lourdes charges.
2	Poteau central avant amovible.	Permet une grande flexibilité dans l'agencement des portes et tiroirs.
3	La structure des meubles est fabriquée pour permettre la permutation de tous les types de tiroirs et portes standards.	Procure une flexibilité maximale même après la mise en place.
4	Construction monocoque de la structure.	Procure une rigidité maximale et élimine le besoin de dos fixe.
5	Panneau arrière amovible.	Permet un accès facile vers les services mécaniques.
6	Poteaux arrière munis de tous les percements requis.	Permet de supporter tous les types de tiroirs et toutes les hauteurs de tablettes.
7	Le bâti du meuble est entièrement fermé.	Facilite la maintenance et le nettoyage.
8	Tiroir de profondeur étendue.	Maximise la capacité d'entreposage.
9	Faces avant des tiroirs et portes isolée dans la totalité de l'espace.	Réduction du bruit dans le fonctionnement du meuble.
10	Coulisseaux de tiroirs à fermeture automatique.	Minimise les accidents.
11	Pieds de nivellement élargi avec boulon 5/16".	Améliore la solidité du meuble et permet une manipulation plus aisée.
12	Différentes options de poignées.	Permet de personnaliser le design.

Possibilités d'agencement des portes et tiroirs



Notre cabinet a été conçu pour maximiser l'interchangeabilité des mêmes portes et tiroirs pour toutes les hauteurs de cabinets en incluant les hauteurs de portes et tiroirs suivantes :



* Le tiroir du haut et la porte pleine hauteur du meuble de hauteur intermédiaire sont de hauteurs différentes de tous les autres cabinets et ne pourront donc être utilisés qu'à cette position.

Comment bien identifier les numéros de modèles des meubles

Les codes d'identification des meubles et armoires de Bedcolab sont simples à définir et permettent d'aisément commander le bon produit. Chaque chiffre ou lettre dans le code identifie un aspect spécifique du meuble ou de l'armoire. Voici ci-dessous quelques exemples du catalogue et l'explication des désignations.


Identification des codes de produits

FI A 6A 30 5					FI E20 48 30 14				
Identification de la ligne de meuble Forte Inset					Identification de la ligne de meuble Forte Inset				
Hauteur de cabinet					Type de cabinet				
- A – hauteur comptoir haut - B – hauteur comptoir bas - ADA – hauteur comptoir intermédiaire					Profondeur de l'armoire				
Type de cabinet					- Armoire à porte simple - Armoire avec portes doubles - Armoire avec portes vitrées				
- Meuble à tiroirs - Meuble à portes - Meuble combiné portes/tiroirs - Meuble mixé portes/tiroirs					14", 18" ou 22"* (* pour armoire pleine hauteur)				
Quantité de tiroirs					Hauteur de cabinet				
1 à 16					Largeur de l'armoire				
Largeur du cabinet					24" 84" * 30" 36" 48" (* pour armoire pleine hauteur)				
15" 30" 18" 36" 21" 42" 24" 48"					15" 30" 18" 36" 21" 42" 24" 48"				

Pour les meubles de base au sol ou suspendus


Pour les armoires murales ou pleine hauteur

Il faut se référer aux page 38 et 39 de ce catalogue de la ligne Forte Inset pour choisir les options de quincaillerie et de particularités des meubles et armoires.




Vues de côté typiques

Cabinets au sol de position debout




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-A1-12-18	12	305
FI-A1-12-21	12	305
FI-A1-15	15	381
FI-A1-18	18	457
FI-A1-21	21	533
FI-A1-24	24	610

Cabinet avec 1 porte




FI-A2-30	30	762
FI-A2-36	36	914
FI-A2-42	42	1067
FI-A2-48	48	1219

Cabinet avec 2 portes




FI-A3-30	30	762
FI-A3-36	36	914
FI-A3-42	42	1067
FI-A3-48	48	1219

Cabinet avec 2 portes coulissantes




FI-A4-15-1	15	381
FI-A4-18-1	18	457
FI-A4-21-1	21	533
FI-A4-24-1	24	610

Cabinet combinant 1 tiroir et 1 porte




FI-A4-15-2	15	381
FI-A4-18-2	18	457
FI-A4-21-2	21	533
FI-A4-24-2	24	610

Cabinet combinant 2 tiroirs et 1 porte




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-A5-30-1	30	762
FI-A5-36-1	36	914
FI-A5-42-1	42	1067
FI-A5-48-1	48	1219

Cabinet combinant 1 tiroir et 2 portes




FI-A5-30-2	30	762
FI-A5-36-2	36	914
FI-A5-42-2	42	1067
FI-A5-48-2	48	1219

Cabinet combinant 2 tiroirs et 2 portes




FI-A5-30-3	30	762
FI-A5-36-3	36	914
FI-A5-42-3	42	1067
FI-A5-48-3	48	1219

Cabinet combinant 3 tiroirs et 2 portes




FI-A5-30-4	30	762
FI-A5-36-4	36	914
FI-A5-42-4	42	1067
FI-A5-48-4	48	1219

Cabinet combinant 4 tiroirs et 2 portes



FI-A6-30-4	30	762
FI-A6-36-4	36	914
FI-A6-42-4	42	1067
FI-A6-48-4	48	1219


Cabinet combinant 4 tiroirs et 1 porte



Légende :


- *1 Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur

Des cabinets inversés sont disponibles en ajoutant "RV" au numéro de modèle.




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-A6-30-5	30	762
FI-A6-36-5	36	914
FI-A6-42-5	42	1067
FI-A6-48-5	48	1219

Cabinet combinant 5 tiroirs et 1 porte




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-A7-15-4	15	381
FI-A7-18-4	18	457
FI-A7-21-4	21	533
FI-A7-24-4	24	610
FI-A7-30-4 *1	30	762
FI-A7-36-4 *1	36	914
FI-A7-42-4 *1*3	42	1067
FI-A7-48-4 *1*3	48	1219

Cabinet avec 4 tiroirs




FI-A6-30-7	30	762
FI-A6-36-7	36	914
FI-A6-42-7	42	1067
FI-A6-48-7	48	1219

Cabinet combinant 7 tiroirs et 1 porte




FI-A7-15-5	15	381
FI-A7-18-5	18	457
FI-A7-21-5	21	533
FI-A7-24-5	24	610
FI-A7-30-5 *1	30	762
FI-A7-36-5 *1	36	914
FI-A7-42-5 *1*3	42	1067
FI-A7-48-5 *1*3	48	1219

Cabinet avec 5 tiroirs




FI-A6A-30-5	30	762
FI-A6A-36-5	36	914
FI-A6A-42-5	42	1067
FI-A6A-48-5	48	1219

Cabinet combinant 5 tiroirs et 1 porte




FI-A7-15-6	15	381
FI-A7-18-6	18	457
FI-A7-21-6	21	533
FI-A7-24-6	24	610
FI-A7-30-6 *1	30	762
FI-A7-36-6 *1	36	914
FI-A7-42-6 *1*3	42	1067
FI-A7-48-6 *1*3	48	1219

Cabinet avec 6 tiroirs




FI-A6A-30-6	30	762
FI-A6A-36-6	36	914
FI-A6A-42-6	42	1067
FI-A6A-48-6	48	1219

Cabinet combinant 6 tiroirs et 1 porte




FI-A7-15-7	15	381
FI-A7-18-7	18	457
FI-A7-21-7	21	533
FI-A7-24-7	24	610
FI-A7-30-7 *1	30	762
FI-A7-36-7 *1	36	914
FI-A7-42-7 *1*3	42	1067
FI-A7-48-7 *1*3	48	1219

Cabinet avec 7 tiroirs




FI-A6A-30-7	30	762
FI-A6A-36-7	36	914
FI-A6A-42-7	42	1067
FI-A6A-48-7	48	1219

Cabinet combinant 7 tiroirs et 1 porte



FI-A7-15-8	15	381
FI-A7-18-8	18	457
FI-A7-21-8	21	533
FI-A7-24-8	24	610
FI-A7-30-8 *1	30	762
FI-A7-36-8 *1	36	914
FI-A7-42-8 *1*3	42	1067
FI-A7-48-8 *1*3	48	1219

Cabinet avec 8 tiroirs




Légende :

- *1 Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur


Des cabinets inversés sont disponibles en ajoutant "RV" au numéro de modèle.

Cabinets au sol de position debout




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-A8-30-5 *1	30	762
FI-A8-36-5 *1	36	914
FI-A8-42-5 *1*3	42	1067
FI-A8-48-5 *1*3	48	1219

Cabinet combinant 5 tiroirs




FI-A8-30-7 *1	30	762
FI-A8-36-7 *1	36	914
FI-A8-42-7 *1*3	42	1067
FI-A8-48-7 *1*3	48	1219

Cabinet combinant 7 tiroirs




FI-A9-30-6 *1	30	762
FI-A9-36-6 *1	36	914
FI-A9-42-6 *1*3	42	1067
FI-A9-48-6 *1*3	48	1219

Cabinet combinant 6 tiroirs




FI-A9-30-10 *1	30	762
FI-A9-36-10 *1	36	914
FI-A9-42-10 *1*3	42	1067
FI-A9-48-10 *1*3	48	1219

Cabinet combinant 10 tiroirs




FI-A10-30-8	30	762
FI-A10-36-8	36	914
FI-A10-42-8	42	1067
FI-A10-48-8	48	1219

Cabinet combinant 8 tiroirs




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-A10-30-10	30	762
FI-A10-36-10	36	914
FI-A10-42-10	42	1067
FI-A10-48-10	48	1219

Cabinet combinant 10 tiroirs




FI-A10-30-12	30	762
FI-A10-36-12	36	914
FI-A10-42-12	42	1067
FI-A10-48-12	48	1219

Cabinet combinant 10 tiroirs




FI-A10-30-14	30	762
FI-A10-36-14	36	914
FI-A10-42-14	42	1067
FI-A10-48-14	48	1219

Cabinet combinant 14 tiroirs




FI-A10-30-16	30	762
FI-A10-36-16	36	914
FI-A10-42-16	42	1067
FI-A10-48-16	48	1219

Cabinet combinant 16 tiroirs




Légende :

- *1 Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-A11-15-2 *2	15	381
FI-A11-18-2 *2	18	457
FI-A11-21-2 *2	21	533
FI-A11-24-2 *2	24	610

Cabinet avec 2 tiroirs classeur




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-A11-30-6 *2	30	762
FI-A11-36-6 *2	36	914
FI-A11-42-6 *2	42	1067
FI-A11-48-6 *2	48	1219

Cabinet combinant 2 tiroirs classeur et 4 tiroirs




FI-A11-15-3 *2	15	381
FI-A11-18-3 *2	18	457
FI-A11-21-3 *2	21	533
FI-A11-24-3 *2	24	610

Cabinet combinant 1 tiroir classeur et 2 tiroirs




FI-A11-30-8 *2	30	762
FI-A11-36-8 *2	36	914
FI-A11-42-8 *2	42	1067
FI-A11-48-8 *2	48	1219

Cabinet combinant 2 tiroirs classeur et 6 tiroirs




FI-A11-15-4 *2	15	381
FI-A11-18-4 *2	18	457
FI-A11-21-4 *2	21	533
FI-A11-24-4 *2	24	610

Cabinet combinant 1 tiroir classeur et 3 tiroirs




FI-A11-30-10 *2	30	762
FI-A11-36-10 *2	36	914
FI-A11-42-10 *2	42	1067
FI-A11-48-10 *2	48	1219

Cabinet combinant 2 tiroirs classeur et 8 tiroirs




FI-A11-15-5 *2	15	381
FI-A11-18-5 *2	18	457
FI-A11-21-5 *2	21	533
FI-A11-24-5 *2	24	610

Cabinet combinant 1 tiroir classeur et 4 tiroirs




FI-A12-30-3 *2	30	762
FI-A12-36-3 *2	36	914
FI-A12-42-3 *2	42	1067
FI-A12-48-3 *2	48	1219

Cabinet combinant 1 tiroir classeur, 2 tiroirs et 1 porte




FI-A11-30-4 *2	30	762
FI-A11-36-4 *2	36	914
FI-A11-42-4 *2	42	1067
FI-A11-48-4 *2	48	1219

Cabinet avec 4 tiroirs classeur



FI-A12-30-4 *2	30	762
FI-A12-36-4 *2	36	914
FI-A12-42-4 *2	42	1067
FI-A12-48-4 *2	48	1219

Cabinet combinant 1 tiroir classeur, 3 tiroirs et 1 porte




Légende :

- *1 Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur


Des cabinets inversés sont disponibles en ajoutant "RV" au numéro de modèle.

Cabinets au sol de position debout




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-A12-30-5 *2	30	762
FI-A12-36-5 *2	36	914
FI-A12-42-5 *2	42	1067
FI-A12-48-5 *2	48	1219

Cabinet combinant 1 tiroir classeur, 4 tiroirs et 1 porte




FI-A13-30-4 *2	30	762
FI-A13-36-4 *2	36	914
FI-A13-42-4 *2	42	1067
FI-A13-48-4 *2	48	1219

Cabinet combinant 1 tiroir classeur, 3 tiroirs et 1 porte




FI-A13-30-5 *2	30	762
FI-A13-36-5 *2	36	914
FI-A13-42-5 *2	42	1067
FI-A13-48-5 *2	48	1219

Cabinet combinant 1 tiroir classeur, 4 tiroirs et 1 porte




FI-A13-30-6 *2	30	762
FI-A13-36-6 *2	36	914
FI-A13-42-6 *2	42	1067
FI-A13-48-6 *2	48	1219

Cabinet combinant 1 tiroir classeur, 5 tiroirs et 1 porte



FI-A13-30-7 *2	30	762
FI-A13-36-7 *2	36	914
FI-A13-42-7 *2	42	1067
FI-A13-48-7 *2	48	1219

Cabinet combinant 1 tiroir classeur, 6 tiroirs et 1 porte




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-A18-31	14,5	787

Description


- Tablette en 2 morceaux

Cabinet de coin avec 1 porte




FI-A18S-31 *4	14,5	787
---------------	------	-----

Cabinet-évier de coin avec 1 porte




FI-A20-30	30	762
FI-A20-36	36	914
FI-A20-42	42	1067
FI-A20-48	48	1219

Cabinet de coin avec 1 porte et 1 panneau fixe



FI-A21-30	30	762
FI-A21-36	36	914
FI-A21-42	42	1067
FI-A21-48	48	1219


Cabinet de coin avec 1 porte et 1 panneau fixe



Légende :


- *1 Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur

Des cabinets inversés sont disponibles en ajoutant "RV" au numéro de modèle.



# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-A15-15 *4	15	381
FI-A15-18 *4	18	457
FI-A15-21 *4	21	533
FI-A15-24 *4	24	610

Cabinet-évier avec 1 porte




FI-A15A-15 *4	15	381
FI-A15A-18 *4	18	457
FI-A15A-21 *4	21	533
FI-A15A-24 *4	24	610

Particularités du cabinet :


- Panneau fixe fourni pour l'installation de services
- Ce cabinet est habituellement utilisé sous les hottes chimiques avec services de comptoirs

Cabinet-évier avec 1 panneau fixe au dessus d'une porte



FI-A16-30 *4	30	762
FI-A16-36 *4	36	914
FI-A16-42 *4	42	1067
FI-A16-48 *4	48	1219

Cabinet-évier avec 2 portes




FI-A16A-30 *4	30	762
FI-A16A-36 *4	36	914
FI-A16A-42 *4	42	1067
FI-A16A-48 *4	48	1219

Particularités du cabinet :


- Panneau fixe fourni pour l'installation de services
- Ce cabinet est habituellement utilisé sous les hottes chimiques avec services de comptoirs

Cabinet-évier avec 1 panneau fixe au dessus de 2 portes



FI-A17-52 *4	52	1321
FI-A17-58 *4	58	1473

Cabinet-évier de bout d'îlot avec 2 portes




FI-A24-18	18	457
FI-A24-24	24	610

Particularités du cabinet :

- Panneau fixe fourni pour l'installation de services
- Ce cabinet est habituellement utilisé sous les hottes chimiques avec services de comptoirs

Cabinet avec 1 panneau fixe au dessus d'une porte




FI-A24-30	30	762
FI-A24-36	36	914
FI-A24-48	48	1219

Particularités du cabinet :

- Panneau fixe fourni pour l'installation de services
- Ce cabinet est habituellement utilisé sous les hottes chimiques avec services de comptoirs

Cabinet avec 1 panneau fixe au dessus de 2 portes




FI-A28-18	18	457
FI-A28-24	24	316

Particularités du cabinet :

- Aucune boîte-poubelle n'est fournie avec le cabinet
- Des boîtes poubelles peuvent être fournies en ajoutant un des suffixes suivant :
 - "GB" pour de l'acier galvanisé
 - "SB" pour de l'acier inoxydable
 - "LP" pour une poubelle étanche

Cabinet-poubelle avec 1 porte




FI-A29-36	36	914
FI-A29-48	48	1219

Particularités du cabinet :


- Aucune boîte-poubelle n'est fournie avec le cabinet
- Des boîtes poubelles peuvent être fournies en ajoutant un des suffixes suivant :
 - "GB" pour de l'acier galvanisé
 - "SB" pour de l'acier inoxydable
 - "LP" pour une poubelle étanche

Cabinet-poubelle avec 2 portes



Légende :

- *1 Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur




Cabinet ouvert

de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-A35-15	15	381
FI-A35-18	18	457
FI-A35-21	21	533
FI-A35-24	24	610
FI-A35-30	30	762
FI-A35-36	36	914
FI-A35-42	42	1067
FI-A35-48	48	1219

Particularités :

- Fourni avec deux (2) tablettes réglables




Cabinet pour pompe à vide avec 1 porte

FI-A41-15	15	381
FI-A41-18	18	457
FI-A41-21	21	533
FI-A41-24	24	610

Particularités :

Tous les cabinets pour pompe sont fournis avec les accessoires suivants :

- Tablette avec rebords surélevés, soutenue sur des coulisseaux à pleine extension d'une capacité de 200 lb.
- Une prise double 120V/20A dans le dos interne du cabinet qui est relié à un interrupteur situé sur le panneau fixe avant du cabinet, le tout préfilé vers une boîte de jonction située sur le l'arrière du cabinet (accessible par un panneau d'accès dans le dos du meuble)
- Mur à double-paroi perforé pour les côtés, l'arrière et le haut du cabinet et muni d'un isolant acoustique
- Le cabinet peut être fourni avec de l'écriture en sérigraphie en ajoutant le suffixe "SC" au numéro de modèle.




Cabinet pour pompe à vide avec 2 portes

FI-A41-30	30	762
FI-A41-36	36	914
FI-A41-42	42	1067
FI-A41-48	48	1219




Étiquette standard sur les cabinets pour pompe

EN LETTRAGE NOIR




Cabinet avec 1 porte et 1 panneau d'accès de 8" x 6 1/2" en acier inoxydable

FI-A42-15	15	381
FI-A42-18	18	457
FI-A42-21	21	533
FI-A42-24	24	610




Cabinet avec 2 portes et 2 panneaux d'accès de 8" x 6 1/2" en acier inoxydable

FI-A42-30	30	762
FI-A42-36	36	914
FI-A42-42	42	1067
FI-A42-48	48	1219


**Légende :**

- *1 Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseaux à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseaux à pleine extension
- *4 Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur




Dimensions (pouces)		
# de modèle	larg.	prof.
FI-A23-1821	18	21
FI-A23-2118	21	18
FI-A23-2121	21	21
FI-A23-2418	24	18
FI-A23-2421	24	21

Cabinet pour produits inflammables avec 1 porte




FI-A23-3018	30	18
FI-A23-3021	30	21
FI-A23-3618	36	18
FI-A23-3621	36	21
FI-A23-4218	42	18
FI-A23-4221	42	21
FI-A23-4818	48	18
FI-A23-4821	48	21

Cabinet pour produits inflammables avec 2 portes



Dimensions (pouces)		
# de modèle	larg.	prof.
FI-A23-1821-CT	18	21
FI-A23-2118-CT	21	18
FI-A23-2121-CT	21	21
FI-A23-2418-CT	24	18
FI-A23-2421-CT	24	21

Cabinet mobile pour produits inflammables avec 1 porte



FI-A23-3018-CT	30	18
FI-A23-3021-CT	30	21
FI-A23-3618-CT	36	18
FI-A23-3621-CT	36	21
FI-A23-4218-CT	42	18
FI-A23-4221-CT	42	21
FI-A23-4818-CT	48	18
FI-A23-4821-CT	48	21


Cabinet mobile pour produits inflammables avec 2 portes

Particularités :

Tous les cabinets pour produits inflammable sont fournis selon ce qui suit :


- Les cabinets rencontrent les normes O.S.H.A. et le N.F.P.A. Code no. 30 pour les liquides inflammable
- Un mécanisme de fermeture automatique des portes en cas d'incendie est intégré et dissimulé dans la structure du cabinet. Les portes peuvent être gardées ouvertes à l'aide d'une chaînette et fusible thermique.
- Le cabinet est équipé sur l'arrière de 2 ouvertures de ventilation avec grille pare-feu
- Les portes sont munis de pentures continus en acier peint
- L'espace coup-de-pied correspond aux dimensions des espaces coup-de-pied de tous les autres cabinets
- Chaque cabinet est fourni avec 1 tablette en acier galvanisé réglable en hauteur au 2" c/c
- Le fond interne du meuble est en acier peint avec rebords sur le pourtour de 2" de hauteur
- Poignée munie d'une serrure à trois points de verrouillage
- Fourni en standard de couleur « Jaune sécurité »
- Par défaut, la signalisation du cabinet est fournie avec un autocollant apposé sur le devant de la porte. Le cabinet peut être fournie avec de la sérigraphie en ajoutant "SC" à la fin du code de produits
- Ajoutez "IP" à la fin du code produit pour commander un plateau de rétention amovible étanche en acier peint pour faciliter le nettoyage en cas de déversement de liquide.


Listés par Intertek conformes à la norme UL1275 et UL1275C



Etiquette standard sur les cabinets
pour produits inflammable


EN LETTRAGE ROUGE






# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-A25-18	18	457
FI-A25-24	24	610

Cabinet pour produits corrosifs avec 1 porte




FI-A25-18-18	18	457
FI-A25-24-18	24	610

Cabinet pour produits corrosifs avec 1 porte et 18" de profondeur




FI-A26-18	18	457
FI-A26-24	24	610

Cabinet pour produits corrosifs avec 1 porte et 1 panneau fixe



FI-A26-18-18	18	457
FI-A26-24-18	24	610

Cabinet pour produits corrosifs avec 1 porte, 1 panneau fixe et 18" de profondeur



FI-A25-24-SS	24	610
--------------	----	-----

Particularités :


- Le cabinet est fourni avec 4 roulettes pivotantes dont les 2 sur le devant avec fermeture d'arrêt

* Le cabinet est muni d'un dos et d'un dessus en acier peint

Cabinet mobile pour produits corrosifs avec 1 porte

Particularités :**Pour tous les cabinets de produits corrosifs montrés sur cette page**

- Le cabinet a un intérieur monocoque de résistance chimique en HDPE de couleur blanche avec une tablette réglable à deux positions sur toute la longueur et la profondeur du cabinet
- Le cabinet peut être ventilé vers la hotte chimique en ajoutant le suffixe « V » au numéro de modèle
- Le cabinet peut être fourni avec de l'écriture en sérigraphie en ajoutant le suffixe « SC » au numéro de catalogue




FI-A25-30-SS	30	762
--------------	----	-----

Particularités :


- Le cabinet est fourni avec 4 roulettes pivotantes dont les 2 sur le devant avec fermeture d'arrêt
- Le cabinet est muni d'un dos et d'un dessus en acier peint

Cabinet mobile pour produits corrosifs avec 2 portes




FI-A25-30	30	762
FI-A25-36	36	914
FI-A25-48	48	1219

Cabinet pour produits corrosifs avec 2 portes




FI-A25-30-18	30	762
FI-A25-36-18	36	914
FI-A25-48-18	48	1219

Cabinet pour produits corrosifs avec 2 portes et 18" de profondeur




FI-A26-30	30	762
FI-A26-36	36	914
FI-A26-48	48	1219

Cabinet pour produits corrosifs avec 2 portes et 1 panneau fixe


**Légende :**

- *1 Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 Les panneaux arrière amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur




Lettrage des cabinets pour produits corrosifs

EN LETTRAGE BLEU




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-B1-12-18	12	305
FI-B1-12-21	12	305
FI-B1-15	15	381
FI-B1-18	18	457
FI-B1-21	21	533
FI-B1-24	24	610

Cabinet avec 1 porte




FI-B2-30	30	762
FI-B2-36	36	914
FI-B2-42	42	1067
FI-B2-48	48	1219

Cabinet avec 2 portes



FI-B3-30	30	762
FI-B3-36	36	914
FI-B3-42	42	1067
FI-B3-48	48	1219

Cabinet avec 2 portes coulissantes




FI-B4-15-1	15	381
FI-B4-18-1	18	457
FI-B4-21-1	21	533
FI-B4-24-1	24	610

Cabinet combinant 1 tiroir et 1 porte




FI-B4-15-2	15	381
FI-B4-18-2	18	457
FI-B4-21-2	21	533
FI-B4-24-2	24	610

Cabinet combinant 2 tiroirs et 1 porte




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-B5-30-1 *1	30	762
FI-B5-36-1 *1	36	914
FI-B5-42-1 *1*3	42	1067
FI-B5-48-1 *1*3	48	1219

Cabinet combinant 1 tiroir et 2 portes




FI-B5-30-2	30	762
FI-B5-36-2	36	914
FI-B5-42-2	42	1067
FI-B5-48-2	48	1219

Cabinet combinant 2 tiroirs et 2 portes




FI-B5-30-4	30	762
FI-B5-36-4	36	914
FI-B5-42-4	42	1067
FI-B5-48-4	48	1219

Cabinet combinant 4 tiroirs et 2 portes




FI-B6-30-3	30	762
FI-B6-36-3	36	914
FI-B6-42-3	42	1067
FI-B6-48-3	48	1219

Cabinet combinant 3 tiroirs et 2 portes



FI-B6-30-4	30	762
FI-B6-36-4	36	914
FI-B6-42-4	42	1067
FI-B6-48-4	48	1219

Cabinet combinant 4 tiroirs et 1 porte




Légende :


- *1 Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur

Des cabinets inversés sont disponibles en ajoutant "RV" au numéro de modèle.


Cabinets au sol de position assise

	Largeur	
	# de modèle	pouces mm
	FI-B6-30-5	30 762
	FI-B6-36-5	36 914
	FI-B6-42-5	42 1067
	FI-B6-48-5	48 1219


Cabinet combinant 5 tiroirs et 1 porte

	FI-B6-30-6	30 762
	FI-B6-36-6	36 914
	FI-B6-42-6	42 1067
	FI-B6-48-6	48 1219

Cabinet combinant 6 tiroirs et 1 porte

	FI-B6A-30-4	30 762
	FI-B6A-36-4	36 914
	FI-B6A-42-4	42 1067
	FI-B6A-48-4	48 1219

Cabinet combinant 4 tiroirs et 1 porte

	FI-B7-15-3	15 381
	FI-B7-18-3	18 457
	FI-B7-21-3	21 533
	FI-B7-24-3	24 610
	FI-B7-30-3 *1	30 762
	FI-B7-36-3 *1	36 914
	FI-B7-42-3 *1*3	42 1067
	FI-B7-48-3 *1*3	48 1219


Cabinet avec 3 tiroirs

	FI-B7-15-4	15 381
	FI-B7-18-4	18 457
	FI-B7-21-4	21 533
	FI-B7-24-4	24 610
	FI-B7-30-4 *1	30 762
	FI-B7-36-4 *1	36 914
	FI-B7-42-4 *1*3	42 1067
	FI-B7-48-4 *1*3	48 1219


Cabinet avec 4 tiroirs

	Largeur	
	# de modèle	pouces mm
	FI-B7-15-6	15 381
	FI-B7-18-6	18 457
	FI-B7-21-6	21 533
	FI-B7-24-6	24 610
	FI-B7-30-6 *1	30 762
	FI-B7-36-6 *1	36 914
	FI-B7-42-6 *1*3	42 1067
	FI-B7-48-6 *1*3	48 1219


Cabinet avec 6 tiroirs

	FI-B8-30-4 *1	30 762
	FI-B8-36-4 *1	36 914
	FI-B8-42-4 *1*3	42 1067
	FI-B8-48-4 *1*3	48 1219

Cabinet avec 4 tiroirs

	FI-B8-30-6 *1	30 762
	FI-B8-36-6 *1	36 914
	FI-B8-42-6 *1*3	42 1067
	FI-B8-48-6 *1*3	48 1219


Cabinet avec 6 tiroirs

	FI-B10-30-6	30 762
	FI-B10-36-6	36 914
	FI-B10-42-6	42 1067
	FI-B10-48-6	48 1219

Cabinet avec 6 tiroirs

	FI-B10-30-8	30 762
	FI-B10-36-8	36 914
	FI-B10-42-8	42 1067
	FI-B10-48-8	48 1219

Cabinet avec 8 tiroirs




Légende :

- *1 Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur

Des cabinets inversés sont disponibles en ajoutant "RV" au numéro de modèle.




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-B10-30-12	30	762
FI-B10-36-12	36	914
FI-B10-42-12	42	1067
FI-B10-48-12	48	1219




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-B42-15	15	381
FI-B42-18	18	457
FI-B42-21	21	533
FI-B42-24	24	610

Cabinet avec 12 tiroirs



FI-B11-15-2 *2	15	381
FI-B11-18-2 *2	18	457
FI-B11-21-2 *2	21	533
FI-B11-24-2 *2	24	610

Cabinet 1 porte avec 1 chute de 8" x 6 1/2" de haut



FI-B42-30	30	762
FI-B42-36	36	914
FI-B42-42	42	1067
FI-B42-48	48	1219


Cabinet combinant 1 tiroir et 1 tiroir classeur



FI-B11-15-3 *2	15	381
FI-B11-18-3 *2	18	457
FI-B11-21-3 *2	21	533
FI-B11-24-3 *2	24	610


Cabinet 2 portes avec 1 chute de 8" x 6 1/2" de haut

Cabinet combinant 2 tiroirs et 1 tiroir classeur




FI-B11-30-4 *2	30	762
FI-B11-36-4 *2	36	914
FI-B11-42-4 *2	42	1067
FI-B11-48-4 *2	48	1219

Cabinet combinant 2 tiroirs et 2 tiroirs classeur



FI-B11-30-6 *2	30	762
FI-B11-36-6 *2	36	914
FI-B11-42-6 *2	42	1067
FI-B11-48-6 *2	48	1219


Cabinet combinant 4 tiroirs et 2 tiroirs classeur




Légende :

- *1 Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur


Cabinets au sol de position assise

	Largeur		
	# de modèle	pouces	mm
	FI-B18-31	14,5	787


Cabinet de coin à 45°

	FI-B18S-31 *4	14,5	787
---	---------------	------	-----


Cabinet évier de coin à 45°

	FI-B20-30	30	762
	FI-B20-36	36	914
	FI-B20-42	42	1067
	FI-B20-48	48	1219

Cabinet de coin à 1 porte

	FI-B21-30	30	762
	FI-B21-36	36	914
	FI-B21-42	42	1067
	FI-B21-48	48	1219


Cabinet de coin à 1 porte

	FI-B28-18	18	457
	FI-B28-24	24	316


Cabinet poubelle à 1 porte

Particularités :


- Aucun contenant d'inclus
- Des contenants peuvent être fournis en ajoutant un des suffixes suivant au numéro de catalogue :
 - "GB" pour un contenant en acier galvanisé
 - "SB" pour un contenant en acier inox qualité 304
 - "LP" pour un contenant étanche à l'eau.

	Largeur		
	# de modèle	pouces	mm
	FI-B35-15	15	381
	FI-B35-18	18	457
	FI-B35-21	21	533
	FI-B35-24	24	610
	FI-B35-30	30	762
	FI-B35-36	36	914
	FI-B35-42	42	1067
	FI-B35-48	48	1219


Cabinet ouvert

	FI-B15-15 *4	15	381
	FI-B15-18 *4	18	457
	FI-B15-21 *4	21	533
	FI-B15-24 *4	24	610

Cabinet à 1 porte


	FI-B16-30 *4	30	762
	FI-B16-36 *4	36	914
	FI-B16-42 *4	42	1067
	FI-B16-48 *4	48	1219

Cabinet à 2 portes

	FI-B17-52	52	1321
	FI-B17-58	58	1473


Cabinet de bout d'îlot à 2 portes

--	--	--	--




Légende :


- *1 Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur

	Dimensions (pouces)		
	# de modèle	larg.	prof.
	FI-B23-2418	24	18
	FI-B23-2421	24	21


Cabinet pour produits inflammables avec 1 porte

	FI-B23-3018	30	18
	FI-B23-3021	30	21
	FI-B23-3618	36	18
	FI-B23-3621	36	21
	FI-B23-4218	42	18
	FI-B23-4221	42	21
	FI-B23-4818	48	18
	FI-B23-4821	48	21

Cabinet pour produits inflammables avec 2 portes

	Dimensions (pouces)		
	# de modèle	larg.	prof.
	FI-B23-2418-CT	24	18
	FI-B23-2421-CT	24	21

Cabinet mobile pour produits inflammables avec 1 porte

	FI-B23-3018-CT	30	18
	FI-B23-3021-CT	30	21
	FI-B23-3618-CT	36	18
	FI-B23-3621-CT	36	21
	FI-B23-4218-CT	42	18
	FI-B23-4221-CT	42	21
	FI-B23-4818-CT	48	18
	FI-B23-4821-CT	48	21


Cabinet mobile pour produits inflammables avec 2 portes

Particularités :

Tous les cabinets pour produits inflammable sont fournis selon ce qui suit :


- Les cabinets rencontrent les normes O.S.H.A. et le N.F.P.A. Code no. 30 pour les liquides inflammable
- Un mécanisme de fermeture automatique des portes en cas d'incendie est intégré et dissimulé dans la structure du cabinet. Les portes peuvent être gardées ouvertes à l'aide d'une chaînette et fusible thermique.
- Le cabinet est équipé sur l'arrière de 2 ouvertures de ventilation avec grille pare-feu
- Les portes sont munis de pentures continus en acier peint
- L'espace coup-de-pied correspond aux dimensions des espaces coup-de-pied de tous les autres cabinets
- Chaque cabinet est fourni avec 1 tablette en acier galvanisé réglable en hauteur au 2" c/c
- Le fond interne du meuble est en acier peint avec rebords sur le pourtour de 2" de hauteur
- Poignée munie d'une serrure à trois points de verrouillage
- Fourni en standard de couleur « Jaune sécurité »
- Par défaut, la signalisation du cabinet est fournie avec un autocollant apposé sur le devant de la porte. Le cabinet peut être fournie avec de la sérigraphie en ajoutant "SC" à la fin du code de produits
- Ajoutez "IP" à la fin du code produit pour commander un plateau de rétention amovible étanche en acier peint pour faciliter le nettoyage en cas de déversement de liquide.


Listés par Intertek conformes à la norme UL1275 et UL1275C



Etiquette standard sur les cabinets
pour produits inflammable

EN LETTRAGE ROUGE







# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-B25-18	18	457
FI-B25-24	24	610

Particularités :**Pour tous les cabinets de produits corrosifs montrés sur cette page**


- Le cabinet a un intérieur monocoque de résistance chimique en HDPE de couleur blanche avec une tablette réglable à deux positions sur toute la longueur et la profondeur du cabinet.
- Le cabinet peut être ventilé vers la hotte chimique en ajoutant le suffixe "V" au numéro de modèle
- Le cabinet peut être fourni avec de l'écriture en sérigraphie en ajoutant le suffixe "SC" après le numéro de catalogue.

Cabinet pour produits corrosifs avec 1 porte

FI-B25-18-18	18	457
FI-B25-24-18	24	610



FI-B25-30-18	30	762
FI-B25-36-18	36	914
FI-B25-48-18	48	1219


Cabinet pour produits corrosifs avec 1 porte et 18" de profondeur

FI-B25-24-SS	24	533
--------------	----	-----

Particularités :

- Le cabinet est fourni avec 4 roulettes pivotantes dont les 2 sur le devant avec fermeture d'arrêt.

Le cabinet est muni d'un dos et d'un dessus en acier peint


Cabinet mobile pour produits corrosifs avec 2 portes**Cabinet mobile pour produits corrosifs avec 1 porte**

FI-B25-30-SS	30	610
--------------	----	-----


Description

- Le cabinet est fourni avec 4 roulettes pivotantes dont les 2 sur le devant avec fermeture d'arrêt.


Le cabinet est muni d'un dos et d'un dessus en acier peint

Cabinet mobile pour produits corrosifs avec 2 portes

FI-B25-30	30	762
FI-B25-36	36	914
FI-B25-48	48	1219


Cabinet pour produits corrosifs avec 2 portes**Légende :**

- *1 Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseaux à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseaux à pleine extension
- *4 Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur




Lettrage des cabinets pour produits corrosifs

EN LETTRAGE BLEU




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-ADA1-12-18	12	305
FI-ADA1-12-21	12	305
FI-ADA1-15	15	381
FI-ADA1-18	18	457
FI-ADA1-21	21	533
FI-ADA1-24	24	610

Cabinet avec 1 porte




FI-ADA2-30	30	762
FI-ADA2-36	36	914
FI-ADA2-42	42	1067
FI-ADA2-48	48	1219

Cabinet avec 2 portes




FI-ADA3-30	30	762
FI-ADA3-36	36	914
FI-ADA3-42	42	1067
FI-ADA3-48	48	1219

Cabinet avec 2 portes coulissantes




FI-ADA4-15-1	15	381
FI-ADA4-18-1	18	457
FI-ADA4-21-1	21	533
FI-ADA4-24-1	24	610

Cabinet combinant 1 tiroir et 1 porte




FI-ADA5-30-1	30	762
FI-ADA5-36-1	36	914
FI-ADA5-42-1 *3	42	1067
FI-ADA5-48-1 *3	48	1219

Cabinet combinant 1 tiroir et 2 portes




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-ADA5-30-2	30	762
FI-ADA5-36-2	36	914
FI-ADA5-42-2	42	1067
FI-ADA5-48-2	48	1219

Cabinet combinant 2 tiroirs et 2 portes




FI-ADA6-30-4	30	762
FI-ADA6-36-4	36	914
FI-ADA6-42-4	42	1067
FI-ADA6-48-4	48	1219

Cabinet combinant 4 tiroirs et 1 porte




FI-ADA6A-30-5	30	762
FI-ADA6A-36-5	36	914
FI-ADA6A-42-5	42	1067
FI-ADA6A-48-5	48	1219

Cabinet combinant 5 tiroirs et 1 porte




FI-ADA6-30-7	30	762
FI-ADA6-36-7	36	914
FI-ADA6-42-7	42	1067
FI-ADA6-48-7	48	1219

Cabinet combinant 7 tiroirs et 1 porte



FI-ADA7-15-4	15	381
FI-ADA7-18-4	18	457
FI-ADA7-21-4	21	533
FI-ADA7-24-4	24	610
FI-ADA7-30-4 *1	30	762
FI-ADA7-36-4 *1	36	914
FI-ADA7-42-4 *1 *3	42	1067
FI-ADA7-48-4 *1 *3	48	1219

Cabinet combinant 4 tiroirs




Légende :

- *1 Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur


Des cabinets inversés sont disponibles en ajoutant "RV" au numéro de modèle.

Cabinets au sol de hauteur intermédiaire




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-ADA8-30-5	30	762
FI-ADA8-36-5	36	914
FI-ADA8-42-5 *3	42	1067
FI-ADA8-48-5 *3	48	1219

Cabinet combinant 5 tiroirs




FI-ADA9-30-6	30	762
FI-ADA9-36-6	36	914
FI-ADA9-42-6 *3	42	1067
FI-ADA9-48-6 *3	48	1219

Cabinet combinant 6 tiroirs




FI-ADA10-30-8	30	762
FI-ADA10-36-8	36	914
FI-ADA10-42-8	42	1067
FI-ADA10-48-8	48	1219

Cabinet combinant 8 tiroirs




FI-ADA11-15-3 *2	15	381
FI-ADA11-18-3 *2	18	457
FI-ADA11-21-3 *2	21	533
FI-ADA11-24-3 *2	24	610

Cabinet combinant 2 tiroirs et 1 tiroir classeur




FI-ADA11-30-6 *2	30	762
FI-ADA11-36-6 *2	36	914
FI-ADA11-42-6 *2	42	1067
FI-ADA11-48-6 *2	48	1219

Cabinet combinant 4 tiroirs et 2 tiroirs classeurs




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-ADA12-30-3 *2	30	762
FI-ADA12-36-3 *2	36	914
FI-ADA12-42-3 *2	42	1067
FI-ADA12-48-3 *2	48	1219

Cabinet combinant 2 tiroirs, 1 tiroir classeur et 1 porte




FI-ADA14-30-LR	30	762
FI-ADA14-36-LR	36	914
FI-ADA14-42-LR	42	1067
FI-ADA14-48-LR	48	1219

Espace évier ouvert avec 2 supports latéraux




FI-ADA14-30	30	762
FI-ADA14-36	36	914
FI-ADA14-42	42	1067
FI-ADA14-48	48	1219

Cabinet évier ouvert




FI-ADA14-30-L	30	762
FI-ADA14-36-L	36	914
FI-ADA14-42-L	42	1067
FI-ADA14-48-L	48	1219

Espace évier ouvert avec 1 support latéral gauche



FI-ADA14-30-R	30	762
FI-ADA14-36-R	36	914
FI-ADA14-42-R	42	1067
FI-ADA14-48-R	48	1219


Espace évier ouvert avec 1 support latéral droit




Légende :

- *1 Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur


Des cabinets inversés sont disponibles en ajoutant "RV" au numéro de modèle.

	Largeur		
	# de modèle	pouces	mm
	FI-ADA18-31	14,5	787


Cabinet de coin à 45°

	FI-B18S-31 *4	14,5	787
---	---------------	------	-----


Cabinet évier de coin à 45°

	FI-ADA20-30	30	762
	FI-ADA20-36	36	914
	FI-ADA20-42	42	1067
	FI-ADA20-48	48	1219


Cabinet de coin à 1 porte

	FI-ADA21-30	30	762
	FI-ADA21-36	36	914
	FI-ADA21-42	42	1067
	FI-ADA21-48	48	1219


Cabinet de coin à 1 porte

	Largeur		
	# de modèle	pouces	mm
	FI-ADA15-15 *4	15	381
	FI-ADA15-18 *4	18	457
	FI-ADA15-21 *4	21	533
	FI-ADA15-24 *4	24	610


Cabinet évier à 1 porte

	FI-ADA15A-15 *4	15	381
	FI-ADA15A-18 *4	18	457
	FI-ADA15A-21 *4	21	533
	FI-ADA15A-24 *4	24	610


Cabinet évier à 1 porte et panneau fixe

	FI-ADA16-30 *4	30	762
	FI-ADA16-36 *4	36	914
	FI-ADA16-42 *4	42	1067
	FI-ADA16-48 *4	48	1219


Cabinet évier à 2 portes

	FI-ADA16A-30 *4	30	762
	FI-ADA16A-36 *4	36	914
	FI-ADA16A-42 *4	42	1067
	FI-ADA16A-48 *4	48	1219

Cabinet évier à 2 portes et panneau fixe


	FI-ADA17-52 *4	52	1321
	FI-ADA17-58 *4	58	1473

Cabinet évier de bout d'îlot



Légende :


- *1 Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur



# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-ADA24-18	18	457
FI-ADA24-24	24	610

Particularités du cabinet :


- Panneau fixe fourni pour l'installation de services
- Ce cabinet est habituellement utilisé sous les hottes chimiques avec services de comptoirs

Cabinet avec 1 panneau fixe au dessus d'une porte

FI-ADA24-30	30	762
FI-ADA24-36	36	914
FI-ADA24-48	48	1219

Particularités du cabinet :


- Panneau fixe fourni pour l'installation de services
- Ce cabinet est habituellement utilisé sous les hottes chimiques avec services de comptoirs

Cabinet avec panneau fixe au dessus de 2 portes


FI-ADA35-15	15	381
FI-ADA35-18	18	457
FI-ADA35-21	21	533
FI-ADA35-24	24	610
FI-ADA35-30	30	762
FI-ADA35-36	36	914
FI-ADA35-42	42	1067
FI-ADA35-48	48	1219

Cabinet ouvert**Particularités du cabinet :**

- Fourni avec 2 tablettes réglables en hauteur




FI-ADA41-15	15	381
FI-ADA41-18	18	457
FI-ADA41-21	21	533
FI-ADA41-24	24	610

Cabinet pour pompe à vide avec 1 porte

FI-ADA41-30	30	762
FI-ADA41-36	36	914
FI-ADA41-42	42	1067
FI-ADA41-48	48	1219

Particularités :**Tous les cabinets pour pompe sont fournis avec les accessoires suivants :**


- Tablette avec rebords surélevés, soutenue sur des coulisseaux à pleine extension d'une capacité de 200 lb
- Une prise double 120V/20A dans le dos interne du cabinet qui est reliée à un interrupteur situé sur le panneau fixe avant du cabinet, le tout préfilé vers une boîte de jonction située sur l'arrière du cabinet (accessible par un panneau d'accès dans le dos du meuble)
- Mur à double-paroi perforé pour les côtés, l'arrière et le haut du cabinet et muni d'un isolant acoustique
- Le cabinet peut être fourni avec de l'écriture en sérigraphie en ajoutant le suffixe "SC" au numéro de modèle

Cabinet pour pompe à vide avec 2 portes

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-ADA28-18	18	457
FI-ADA28-24	24	316

Description

- Bins are not included.
- Bins can be supplied by adding the following letters after catalog number:
 - "GB" for galvanized steel;
 - "SB" for stainless steel T.304;
 - "LP" for leak proof.

Cabinet-poubelle avec 1 porte

FI-ADA29-36	36	914
FI-ADA29-48	48	1219


Description

- Bins are not included.
- Bins can be supplied by adding the following letters after catalog number:
 - "GB" for galvanized steel;
 - "SB" for stainless steel T.304;
 - "LP" for leak proof.


Cabinet-poubelle avec 2 portes

Étiquette standard sur les cabinets pour pompe


EN LETTRAGE NOIR

**Légende :**


- *1 Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseaux à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseaux à pleine extension
- *4 Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur

	Dimensions (pouces)		
	# de modèle	larg.	prof.
	FI-ADA23-1821	18	21
	FI-ADA23-2118	21	18
	FI-ADA23-2121	21	21
	FI-ADA23-2418	24	18
	FI-ADA23-2421	24	21


Cabinet pour produits inflammables avec 1 porte

	FI-ADA23-3018	30	18
	FI-ADA23-3021	30	21
	FI-ADA23-3618	36	18
	FI-ADA23-3621	36	21
	FI-ADA23-4218	42	18
	FI-ADA23-4221	42	21
	FI-ADA23-4818	48	18
	FI-ADA23-4821	48	21

Cabinet pour produits inflammables avec 2 portes

	Dimensions (pouces)		
	# de modèle	larg.	prof.
	FI-ADA23-1821-CT	18	21
	FI-ADA23-2118-CT	21	18
	FI-ADA23-2121-CT	21	21
	FI-ADA23-2418-CT	24	18
	FI-ADA23-2421-CT	24	21

Cabinet mobile pour produits inflammables avec 1 porte

	FI-ADA23-3018-CT	30	18
	FI-ADA23-3021-CT	30	21
	FI-ADA23-3618-CT	36	18
	FI-ADA23-3621-CT	36	21
	FI-ADA23-4218-CT	42	18
	FI-ADA23-4221-CT	42	21
	FI-ADA23-4818-CT	48	18
	FI-ADA23-4821-CT	48	21


Cabinet mobile pour produits inflammables avec 2 portes

Particularités :

Tous les cabinets pour produits inflammable sont fournis selon ce qui suit :


- Les cabinets rencontrent les normes O.S.H.A. et le N.F.P.A. Code no. 30 pour les liquides inflammable
- Un mécanisme de fermeture automatique des portes en cas d'incendie est intégré et dissimulé dans la structure du cabinet. Les portes peuvent être gardées ouvertes à l'aide d'une chaînette et fusible thermique.
- Le cabinet est équipé sur l'arrière de 2 ouvertures de ventilation avec grille pare-feu
- Les portes sont munis de pentures continus en acier peint
- L'espace coup-de-pied correspond aux dimensions des espaces coup-de-pied de tous les autres cabinets
- Chaque cabinet est fourni avec 1 tablette en acier galvanisé réglable en hauteur au 2" c/c
- Le fond interne du meuble est en acier peint avec rebords sur le pourtour de 2" de hauteur
- Poignée munie d'une serrure à trois points de verrouillage
- Fourni en standard de couleur « Jaune sécurité »
- Par défaut, la signalisation du cabinet est fournie avec un autocollant apposé sur le devant de la porte. Le cabinet peut être fournie avec de la sérigraphie en ajoutant "SC" à la fin du code de produits
- Ajoutez "IP" à la fin du code produit pour commander un plateau de rétention amovible étanche en acier peint pour faciliter le nettoyage en cas de déversement de liquide.

Listés par Intertek conformes à la norme UL1275 et UL1275C




Etiquette standard sur les cabinets
pour produits inflammable

EN LETTRAGE ROUGE




Cabinets pour produits corrosifs de hauteur intermédiaire




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-ADA25-18	18	457
FI-ADA25-24	24	610

Cabinet pour produits corrosifs avec 1 porte




FI-ADA25-18-18	18	457
FI-ADA25-24-18	24	610

Cabinet pour produits corrosifs avec 1 porte et 18" de profondeur




FI-ADA26-18	18	457
FI-ADA26-24	24	610

Cabinet pour produits corrosifs avec 1 porte et 1 panneau fixe



FI-ADA26-18-18	18	457
FI-ADA26-24-18	24	610

Cabinet pour produits corrosifs avec 1 porte, 1 panneau fixe et 18" de profondeur



FI-ADA25-24-SS	24	533
----------------	----	-----

Particularités :

- Le cabinet est fourni avec 4 roulettes pivotantes dont les 2 sur le devant avec fermeture d'arrêt.


Le cabinet est muni d'un dos et d'un dessus en acier peint

Cabinet mobile pour produits corrosifs avec 1 porte

Particularités :

Pour tous les cabinets de produits corrosifs montrés sur cette page :

- Le cabinet a un intérieur monocoque de résistance chimique en HDPE de couleur blanche avec une tablette réglable à deux positions sur toute la longueur et la profondeur du cabinet.
- Le cabinet peut être ventilé vers la hotte chimique en ajoutant le suffixe "V" au numéro de modèle.
- Le cabinet peut être fourni avec de l'écriture en sérigraphie en ajoutant le suffixe "SC" au numéro de catalogue.




FI-ADA25-30-SS	30	610
----------------	----	-----

Particularités :

- Le cabinet est fourni avec 4 roulettes pivotantes dont les 2 sur le devant avec fermeture d'arrêt.


Le cabinet est muni d'un dos et d'un dessus en acier peint

Cabinet mobile pour produits corrosifs avec 2 portes




FI-ADA25-30	30	762
FI-ADA25-36	36	914
FI-ADA25-48	48	1219

Cabinet pour produits corrosifs avec 2 portes




FI-ADA25-30-18	30	762
FI-ADA25-36-18	36	914
FI-ADA25-48-18	48	1219

Cabinet pour produits corrosifs avec 2 portes et 18" de profondeur




FI-ADA26-30	30	762
FI-ADA26-36	36	914
FI-ADA26-48	48	1219

Cabinet pour produits corrosifs avec 2 portes et 1 panneau fixe




Légende :

- *1 Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 Les panneaux arrière amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur




Lettrage des cabinets pour produits corrosifs

EN LETTRAGE BLEU




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-OB1-15	15	381
FI-OB1-18	18	457
FI-OB1-21	21	533
FI-OB1-24	24	610

Cabinet suspendu avec 1 porte




FI-OB2-30	30	762
FI-OB2-36	36	914
FI-OB2-42	42	1067
FI-OB2-48	48	1219

Cabinet suspendu avec 2 portes




FI-OB4-15-1 *2	15	381
FI-OB4-18-1 *2	18	457
FI-OB4-21-1 *2	21	533
FI-OB4-24-1 *2	24	610

Cabinet suspendu combinant 1 tiroir et 1 porte




FI-OB5-30-2	30	762
FI-OB5-36-2	36	914
FI-OB5-42-2	42	1067
FI-OB5-48-2	48	1219

Cabinet suspendu combinant 2 tiroirs et 2 portes




FI-OB7-15-3	15	381
FI-OB7-18-3	18	457
FI-OB7-21-3	21	533
FI-OB7-24-3	24	610
FI-OB7-30-3	30	762
FI-OB7-36-3	36	914
FI-OB7-42-3	42	1067
FI-OB7-48-3	48	1219

Cabinet suspendu à 3 tiroirs




FI-OB7-15-4	15	381
FI-OB7-18-4	18	457
FI-OB7-21-4	21	533
FI-OB7-24-4	24	610
FI-OB7-30-4	30	762
FI-OB7-36-4	36	914
FI-OB7-42-4	42	1067
FI-OB7-48-4	48	1219

Cabinet suspendu à 4 tiroirs




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-OB10-30-6	30	762
FI-OB10-36-6	36	914
FI-OB10-42-6	42	1067
FI-OB10-48-6	48	1219

Cabinet suspendu à 6 tiroirs




FI-OB10-30-8	30	762
FI-OB10-36-8	36	914
FI-OB10-42-8	42	1067
FI-OB10-48-8	48	1219

Cabinet suspendu à 8 tiroirs




FI-OB11-15-2 *2	15	381
FI-OB11-18-2 *2	18	457
FI-OB11-21-2 *2	21	533
FI-OB11-24-2 *2	24	610

Cabinet suspendu combinant 1 tiroir et 1 tiroir classeur




FI-OB11-15-3 *2	15	381
FI-OB11-18-3 *2	18	457
FI-OB11-21-3 *2	21	533
FI-OB11-24-3 *2	24	610

Cabinet suspendu combinant 2 tiroirs et 1 tiroir classeur



FI-OB35-15	15	381
FI-OB35-18	18	457
FI-OB35-21	21	533
FI-OB35-24	24	610
FI-OB35-30	30	762
FI-OB35-36	36	914
FI-OB35-42	42	1067
FI-OB35-48	48	1219


Cabinet suspendu ouvert




Légende :

- *1 Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur

Cabinets suspendu de 19 3/8" de hauteur




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-OC1-15	15	381
FI-OC1-18	18	457
FI-OC1-21	21	533
FI-OC1-24	24	610




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-OC10-30-6	30	762
FI-OC10-36-6	36	914
FI-OC10-42-6	42	1067
FI-OC10-48-6	48	1219

Cabinet suspendu avec 1 porte




FI-OC2-30	30	762
FI-OC2-36	36	914
FI-OC2-42	42	1067
FI-OC2-48	48	1219

Cabinet suspendu à 6 tiroirs




FI-OC11-15-2 *2	15	381
FI-OC11-18-2 *2	18	457
FI-OC11-21-2 *2	21	533
FI-OC11-24-2 *2	24	610

Cabinet suspendu avec 2 portes




FI-OC7-15-3	15	381
FI-OC7-18-3	18	457
FI-OC7-21-3	21	533
FI-OC7-24-3	24	610

Cabinet suspendu combinant 1 tiroir et 1 tiroir classeur




FI-OC11-30-4 *2	30	762
FI-OC11-36-4 *2	36	914
FI-OC11-42-4 *2	42	1067
FI-OC11-48-4 *2	48	1219

Cabinet suspendu à 3 tiroirs



FI-OC7-15-4	15	381
FI-OC7-18-4	18	457
FI-OC7-21-4	21	533
FI-OC7-24-4	24	610


Cabinet suspendu combinant 2 tiroirs et 2 tiroirs classeur



FI-OC35-15	15	381
FI-OC35-18	18	457
FI-OC35-21	21	533
FI-OC35-24	24	610
FI-OC35-30	30	762
FI-OC35-36	36	914
FI-OC35-42	42	1067
FI-OC35-48	48	1219


Cabinet suspendu à 4 tiroirs

Cabinet suspendu ouvert




Légende :

- *1 Les cabinets de 30" ou plus de largeur sont fournis avec 2 poignées par tiroir
- *2 Les tiroirs classeurs sont fournis avec des coulisseurs à pleine extension et des tiges support pour chemises de format lettre ou légale
- *3 Ces cabinets sont automatiquement fournis avec coulisseurs à pleine extension
- *4 Les panneaux arrières amovibles de ces cabinets sont de 9" de hauteur




Armoire ouverte

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-F10-84-15-14	15	381
FI-F10-84-18-14	18	457
FI-F10-84-21-14	21	533
FI-F10-84-24-14	24	610
FI-F10-84-30-14	30	762
FI-F10-84-36-14	36	914
FI-F10-84-42-14	42	1067
FI-F10-84-48-14	48	1219
FI-F10-84-15-18	15	381
FI-F10-84-18-18	18	457
FI-F10-84-21-18	21	533
FI-F10-84-24-18	24	610
FI-F10-84-30-18	30	762
FI-F10-84-36-18	36	914
FI-F10-84-42-18	42	1067
FI-F10-84-48-18	48	1219
FI-F10-84-15-22	15	381
FI-F10-84-18-22	18	457
FI-F10-84-21-22	21	533
FI-F10-84-24-22	24	610
FI-F10-84-30-22	30	762
FI-F10-84-36-22	36	914
FI-F10-84-42-22	42	1067
FI-F10-84-48-22	48	1219




Armoire avec 2 portes sur pentures

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-F20-84-30-14	30	762
FI-F20-84-36-14	36	914
FI-F20-84-42-14	42	1067
FI-F20-84-48-14	48	1219
FI-F20-84-30-18	30	762
FI-F20-84-36-18	36	914
FI-F20-84-42-18	42	1067
FI-F20-84-48-18	48	1219
FI-F20-84-30-22	30	762
FI-F20-84-36-22	36	914
FI-F20-84-42-22	42	1067
FI-F20-84-48-22	48	1219




FI-F21-84-15-14	15	381
FI-F21-84-18-14	18	457
FI-F21-84-21-14	21	533
FI-F21-84-24-14	24	610
FI-F21-84-15-18	15	381
FI-F21-84-18-18	18	457
FI-F21-84-21-18	21	533
FI-F21-84-24-18	24	610
FI-F21-84-15-22	15	381
FI-F21-84-18-22	18	457
FI-F21-84-21-22	21	533
FI-F21-84-24-22	24	610

Armoire avec 2 portes sur pentures




FI-F20-84-15-14	15	381
FI-F20-84-18-14	18	457
FI-F20-84-21-14	21	533
FI-F20-84-24-14	24	610
FI-F20-84-15-18	15	381
FI-F20-84-18-18	18	457
FI-F20-84-21-18	21	533
FI-F20-84-24-18	24	610
FI-F20-84-15-22	15	381
FI-F20-84-18-22	18	457
FI-F20-84-21-22	21	533
FI-F20-84-24-22	24	610

Armoire avec 1 porte sur pentures




FI-F21-84-30-14	30	762
FI-F21-84-36-14	36	914
FI-F21-84-42-14	42	1067
FI-F21-84-48-14	48	1219
FI-F21-84-30-18	30	762
FI-F21-84-36-18	36	914
FI-F21-84-42-18	42	1067
FI-F21-84-48-18	48	1219
FI-F21-84-30-22	30	762
FI-F21-84-36-22	36	914
FI-F21-84-42-22	42	1067
FI-F21-84-48-22	48	1219

Armoire avec 4 portes sur pentures




Les armoires pleine hauteur sont disponibles avec des profondeurs de 14", 18" et 22"

Armoire pleine hauteur de 84"




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-F30-84-15-14	15	381
FI-F30-84-18-14	18	457
FI-F30-84-21-14	21	533
FI-F30-84-24-14	24	610
FI-F30-84-15-18	15	381
FI-F30-84-18-18	18	457
FI-F30-84-21-18	21	533
FI-F30-84-24-18	24	610
FI-F30-84-15-22	15	381
FI-F30-84-18-22	18	457
FI-F30-84-21-22	21	533
FI-F30-84-24-22	24	610

Armoire avec 1 porte vitrée sur pentures




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-F31-84-15-14	15	381
FI-F31-84-18-14	18	457
FI-F31-84-21-14	21	533
FI-F31-84-24-14	24	610
FI-F31-84-15-18	15	381
FI-F31-84-18-18	18	457
FI-F31-84-21-18	21	533
FI-F31-84-24-18	24	610
FI-F31-84-15-22	15	381
FI-F31-84-18-22	18	457
FI-F31-84-21-22	21	533
FI-F31-84-24-22	24	610

Armoire avec 2 portes vitrées sur pentures



FI-F30-84-30-14	30	762
FI-F30-84-36-14	36	914
FI-F30-84-42-14	42	1067
FI-F30-84-48-14	48	1219
FI-F30-84-30-18	30	762
FI-F30-84-36-18	36	914
FI-F30-84-42-18	42	1067
FI-F30-84-48-18	48	1219
FI-F30-84-30-22	30	762
FI-F30-84-36-22	36	914
FI-F30-84-42-22	42	1067
FI-F30-84-48-22	48	1219

Armoire avec 2 portes vitrées sur pentures




FI-F31-84-30-14	30	762
FI-F31-84-36-14	36	914
FI-F31-84-42-14	42	1067
FI-F31-84-48-14	48	1219
FI-F31-84-30-18	30	762
FI-F31-84-36-18	36	914
FI-F31-84-42-18	42	1067
FI-F31-84-48-18	48	1219
FI-F31-84-30-22	30	762
FI-F31-84-36-22	36	914
FI-F31-84-42-22	42	1067
FI-F31-84-48-22	48	1219


Armoire avec 4 portes vitrées sur pentures

Particularités :

- Les portes en verre avec cadres en acier sont fournies avec du verre régulier de 3 mm d'épaisseur




Les armoires pleine hauteur sont disponibles avec des profondeurs de 14", 18" et 22"




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-F40-84-15-14	30	762
FI-F40-84-18-14	36	914
FI-F40-84-21-14	42	1067
FI-F40-84-24-14	48	1219
FI-F40-84-15-18	30	762
FI-F40-84-18-18	36	914
FI-F40-84-21-18	42	1067
FI-F40-84-24-18	48	1219
FI-F40-84-15-22	30	762
FI-F40-84-18-22	36	914
FI-F40-84-21-22	42	1067
FI-F40-84-24-22	48	1219

Armoire avec 2 portes coulissantes




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-F90-84-15-14	30	762
FI-F90-84-18-14	36	914
FI-F90-84-21-14	42	1067
FI-F90-84-24-14	48	1219
FI-F90-84-15-18	30	762
FI-F90-84-18-18	36	914
FI-F90-84-21-18	42	1067
FI-F90-84-24-18	48	1219
FI-F90-84-15-22	30	762
FI-F90-84-18-22	36	914
FI-F90-84-21-22	42	1067
FI-F90-84-24-22	48	1219

Armoire avec 4 portes coulissantes vitrées sans cadre



FI-F41-84-30-14	30	762
FI-F41-84-36-14	36	914
FI-F41-84-42-14	42	1067
FI-F41-84-48-14	48	1219
FI-F41-84-30-18	30	762
FI-F41-84-36-18	36	914
FI-F41-84-42-18	42	1067
FI-F41-84-48-18	48	1219
FI-F41-84-30-22	30	762
FI-F41-84-36-22	36	914
FI-F41-84-42-22	42	1067
FI-F41-84-48-22	48	1219

Armoire avec 4 portes coulissantes




FI-F50-84-30-14	30	762
FI-F50-84-36-14	36	914
FI-F50-84-42-14	42	1067
FI-F50-84-48-14	48	1219
FI-F50-84-30-18	30	762
FI-F50-84-36-18	36	914
FI-F50-84-42-18	42	1067
FI-F50-84-48-18	48	1219
FI-F50-84-30-22	30	762
FI-F50-84-36-22	36	914
FI-F50-84-42-22	42	1067
FI-F50-84-48-22	48	1219

Armoire avec 2 portes coulissantes vitrées


Particularités :

- Les portes en verre sans cadre sont fournies avec du verre régulier de 5 mm d'épaisseur avec des poignées encastrées dans le verre
- Les portes en verre avec cadres en acier sont fournies avec du verre régulier de 3 mm d'épaisseur



FI-F51-84-30-14	30	762
FI-F51-84-36-14	36	914
FI-F51-84-42-14	42	1067
FI-F51-84-48-14	48	1219
FI-F51-84-30-18	30	762
FI-F51-84-36-18	36	914
FI-F51-84-42-18	42	1067
FI-F51-84-48-18	48	1219
FI-F51-84-30-22	30	762
FI-F51-84-36-22	36	914
FI-F51-84-42-22	42	1067
FI-F51-84-48-22	48	1219

Armoire avec 4 portes coulissantes vitrées




Les armoires pleine hauteur sont disponibles avec des profondeurs de 14", 18" et 22"

Armoire murale de 24" de hauteur




Armoire ouverte

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-E10-24-15-14	15	381
FI-E10-24-18-14	18	457
FI-E10-24-21-14	21	533
FI-E10-24-24-14	24	610
FI-E10-24-30-14	30	762
FI-E10-24-36-14	36	914
FI-E10-24-42-14	42	1067
FI-E10-24-48-14	48	1219
FI-E10-24-15-18	15	381
FI-E10-24-18-18	18	457
FI-E10-24-21-18	21	533
FI-E10-24-24-18	24	610
FI-E10-24-30-18	30	762
FI-E10-24-36-18	36	914
FI-E10-24-42-18	42	1067
FI-E10-24-48-18	48	1219




Armoire avec 1 porte sur pentures

FI-E20-24-15-14	15	381
FI-E20-24-18-14	18	457
FI-E20-24-21-14	21	533
FI-E20-24-24-14	24	610
FI-E20-24-15-18	15	381
FI-E20-24-18-18	18	457
FI-E20-24-21-18	21	533
FI-E20-24-24-18	24	610




Armoire avec 1 porte vitrée sur pentures

FI-E30-24-15-14	15	381
FI-E30-24-18-14	18	457
FI-E30-24-21-14	21	533
FI-E30-24-24-14	24	610
FI-E30-24-15-18	15	381
FI-E30-24-18-18	18	457
FI-E30-24-21-18	21	533
FI-E30-24-24-18	24	610




Armoire avec 2 portes sur pentures

FI-E20-24-30-14	30	762
FI-E20-24-36-14	36	914
FI-E20-24-42-14	42	1067
FI-E20-24-48-14	48	1219
FI-E20-24-30-18	30	762
FI-E20-24-36-18	36	914
FI-E20-24-42-18	42	1067
FI-E20-24-48-18	48	1219




Armoire avec 2 portes vitrées sur pentures




# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-E30-24-30-14	30	762
FI-E30-24-36-14	36	914
FI-E30-24-42-14	42	1067
FI-E30-24-48-14	48	1219
FI-E30-24-30-18	30	762
FI-E30-24-36-18	36	914
FI-E30-24-42-18	42	1067
FI-E30-24-48-18	48	1219

Armoire avec 2 portes coulissantes vitrées sans cadre



FI-E40-24-30-14	30	762
FI-E40-24-36-14	36	914
FI-E40-24-42-14	42	1067
FI-E40-24-48-14	48	1219
FI-E40-24-30-18	30	762
FI-E40-24-36-18	36	914
FI-E40-24-42-18	42	1067
FI-E40-24-48-18	48	1219

Armoire avec 2 portes coulissantes




FI-E50-24-30-14	30	762
FI-E50-24-36-14	36	914
FI-E50-24-42-14	42	1067
FI-E50-24-48-14	48	1219
FI-E50-24-30-18	30	762
FI-E50-24-36-18	36	914
FI-E50-24-42-18	42	1067
FI-E50-24-48-18	48	1219


Armoire avec 2 portes coulissantes vitrées

Particularités :

- Les portes en verre sans cadre sont fournies avec du verre régulier de 5 mm d'épaisseur avec des poignées encavées dans le verre
- Les portes en verre avec cadres en acier sont fournies avec du verre régulier de 3 mm d'épaisseur




Armoire de 14"
de profondeur




Armoire de 18"
de profondeur

Des cabinets inversés sont disponible en ajoutant "RV" au numéro de modèle



# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FE22-24-30-14	30	762
FE22-24-36-14	36	914
FE22-24-42-14	42	1067
FE22-24-48-14	48	1219
FE22-24-30-18	30	762
FE22-24-36-18	36	914
FE22-24-42-18	42	1067
FE22-24-48-18	48	1219


Armoire de coin avec 1 porte sur pentures



Armoire de 14" de profondeur


Armoire de 18" de profondeur

Des cabinets inversés sont disponible en ajoutant "RV" au numéro de modèle



# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FE32-24-30-14	30	762
FE32-24-36-14	36	914
FE32-24-42-14	42	1067
FE32-24-48-14	48	1219
FE32-24-30-18	30	762
FE32-24-36-18	36	914
FE32-24-42-18	42	1067
FE32-24-48-18	48	1219


Armoire de coin avec 1 porte vitrée sur pentures



Armoire de 14" de profondeur


Armoire de 18" de profondeur

Des cabinets inversés sont disponible en ajoutant "RV" au numéro de modèle




FE23-24-14-14	14	365
FE23-24-18-18	18	457

Armoire de coin avec 1 porte sur pentures à 45°




FE33-24-14-14	14	365
FE33-24-18-18	18	457

Armoire de coin avec 1 porte vitrée sur pentures à 45°



Armoire de 14" de profondeur




Armoire de 18" de profondeur

Particularités :


- Les portes en verre avec cadres en acier sont fournies avec du verre régulier de 3 mm d'épaisseur

Armoire murale de 30" de hauteur




Armoire ouverte

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FE10-30-15-14	15	381
FE10-30-18-14	18	457
FE10-30-21-14	21	533
FE10-30-24-14	24	610
FE10-30-30-14	30	762
FE10-30-36-14	36	914
FE10-30-42-14	42	1067
FE10-30-48-14	48	1219
FE10-30-15-18	15	381
FE10-30-18-18	18	457
FE10-30-21-18	21	533
FE10-30-24-18	24	610
FE10-30-30-18	30	762
FE10-30-36-18	36	914
FE10-30-42-18	42	1067
FE10-30-48-18	48	1219




Armoire avec 1 porte sur pentures

FE20-30-15-14	15	381
FE20-30-18-14	18	457
FE20-30-21-14	21	533
FE20-30-24-14	24	610
FE20-30-15-18	15	381
FE20-30-18-18	18	457
FE20-30-21-18	21	533
FE20-30-24-18	24	610




Armoire avec 1 porte vitrée sur pentures

FE30-30-15-14	15	381
FE30-30-18-14	18	457
FE30-30-21-14	21	533
FE30-30-24-14	24	610
FE30-30-15-18	15	381
FE30-30-18-18	18	457
FE30-30-21-18	21	533
FE30-30-24-18	24	610




Armoire avec 2 portes sur pentures

FE20-30-30-14	30	762
FE20-30-36-14	36	914
FE20-30-42-14	42	1067
FE20-30-48-14	48	1219
FE20-30-30-18	30	762
FE20-30-36-18	36	914
FE20-30-42-18	42	1067
FE20-30-48-18	48	1219




Armoire avec 2 portes vitrées sur pentures

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FE30-30-30-14	30	762
FE30-30-36-14	36	914
FE30-30-42-14	42	1067
FE30-30-48-14	48	1219
FE30-30-30-18	30	762
FE30-30-36-18	36	914
FE30-30-42-18	42	1067
FE30-30-48-18	48	1219




Armoire avec 2 portes coulissantes vitrées sans cadre

FE90-30-30-14	30	762
FE90-30-36-14	36	914
FE90-30-42-14	42	1067
FE90-30-48-14	48	1219
FE90-30-30-18	30	762
FE90-30-36-18	36	914
FE90-30-42-18	42	1067
FE90-30-48-18	48	1219



Armoire avec 2 portes coulissantes

FE40-30-30-14	30	762
FE40-30-36-14	36	914
FE40-30-42-14	42	1067
FE40-30-48-14	48	1219
FE40-30-30-18	30	762
FE40-30-36-18	36	914
FE40-30-42-18	42	1067
FE40-30-48-18	48	1219




Armoire avec 2 portes coulissantes vitrées


FE50-30-30-14	30	762
FE50-30-36-14	36	914
FE50-30-42-14	42	1067
FE50-30-48-14	48	1219
FE50-30-30-18	30	762
FE50-30-36-18	36	914
FE50-30-42-18	42	1067
FE50-30-48-18	48	1219

Particularités :

- Les portes en verre sans cadre sont fournies avec du verre régulier de 5 mm d'épaisseur avec des poignées encavées dans le verre
- Les portes en verre avec cadres en acier sont fournies avec du verre régulier de 3 mm d'épaisseur




Armoire de 14" de profondeur




Armoire de 18" de profondeur

Des cabinets inversés sont disponible en ajoutant "RV" au numéro de modèle



# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FE22-30-30-14	30	762
FE22-30-36-14	36	914
FE22-30-42-14	42	1067
FE22-30-48-14	48	1219
FE22-30-30-18	30	762
FE22-30-36-18	36	914
FE22-30-42-18	42	1067
FE22-30-48-18	48	1219


Armoire de coin avec 1 porte sur pentures



Armoire de 14" de profondeur


Armoire de 18" de profondeur

Des cabinets inversés sont disponible en ajoutant "RV" au numéro de modèle



# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FE32-30-30-14	30	762
FE32-30-36-14	36	914
FE32-30-42-14	42	1067
FE32-30-48-14	48	1219
FE32-30-30-18	30	762
FE32-30-36-18	36	914
FE32-30-42-18	42	1067
FE32-30-48-18	48	1219


Armoire de coin avec 1 porte vitrée sur pentures



Armoire de 14" de profondeur


Armoire de 18" de profondeur

Des cabinets inversés sont disponible en ajoutant "RV" au numéro de modèle




FE23-30-14-14	14	365
FE23-30-18-18	18	457

Armoire de coin avec 1 porte sur pentures à 45°




FE33-30-14-14	14	365
FE33-30-18-18	18	457

Armoire de coin avec 1 porte vitrée sur pentures à 45°



Armoire de 14" de profondeur




Armoire de 18" de profondeur

Particularités :


- Les portes en verre avec cadres en acier sont fournies avec du verre régulier de 3 mm d'épaisseur

Armoire murale de 36" de hauteur




Armoire ouverte

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FE10-36-15-14	15	381
FE10-36-18-14	18	457
FE10-36-21-14	21	533
FE10-36-24-14	24	610
FE10-36-30-14	30	762
FE10-36-36-14	36	914
FE10-36-42-14	42	1067
FE10-36-48-14	48	1219
FE10-36-15-18	15	381
FE10-36-18-18	18	457
FE10-36-21-18	21	533
FE10-36-24-18	24	610
FE10-36-30-18	30	762
FE10-36-36-18	36	914
FE10-36-42-18	42	1067
FE10-36-48-18	48	1219




Armoire avec 2 portes vitrées sur pentures

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FE30-36-30-14	30	762
FE30-36-36-14	36	914
FE30-36-42-14	42	1067
FE30-36-48-14	48	1219
FE30-36-30-18	30	762
FE30-36-36-18	36	914
FE30-36-42-18	42	1067
FE30-36-48-18	48	1219




Armoire avec 2 portes coulissantes vitrées sans cadre

FE90-36-30-14	30	762
FE90-36-36-14	36	914
FE90-36-42-14	42	1067
FE90-36-48-14	48	1219
FE90-36-30-18	30	762
FE90-36-36-18	36	914
FE90-36-42-18	42	1067
FE90-36-48-18	48	1219




Armoire avec 1 porte sur pentures

FE20-36-15-14	15	381
FE20-36-18-14	18	457
FE20-36-21-14	21	533
FE20-36-24-14	24	610
FE20-36-15-18	15	381
FE20-36-18-18	18	457
FE20-36-21-18	21	533
FE20-36-24-18	24	610




Armoire avec 2 portes coulissantes

FE40-36-30-14	30	762
FE40-36-36-14	36	914
FE40-36-42-14	42	1067
FE40-36-48-14	48	1219
FE40-36-30-18	30	762
FE40-36-36-18	36	914
FE40-36-42-18	42	1067
FE40-36-48-18	48	1219




Armoire avec 1 porte vitrée sur pentures

FE30-36-15-14	15	381
FE30-36-18-14	18	457
FE30-36-21-14	21	533
FE30-36-24-14	24	610
FE30-36-15-18	15	381
FE30-36-18-18	18	457
FE30-36-21-18	21	533
FE30-36-24-18	24	610



Armoire avec 2 portes coulissantes vitrées

FE50-36-30-14	30	762
FE50-36-36-14	36	914
FE50-36-42-14	42	1067
FE50-36-48-14	48	1219
FE50-36-30-18	30	762
FE50-36-36-18	36	914
FE50-36-42-18	42	1067
FE50-36-48-18	48	1219




Armoire avec 2 portes sur pentures


FE20-36-30-14	30	762
FE20-36-36-14	36	914
FE20-36-42-14	42	1067
FE20-36-48-14	48	1219
FE20-36-30-18	30	762
FE20-36-36-18	36	914
FE20-36-42-18	42	1067
FE20-36-48-18	48	1219

Particularités :

- Les portes en verre sans cadre sont fournies avec du verre régulier de 5 mm d'épaisseur avec des poignées encavées dans le verre
- Les portes en verre avec cadres en acier sont fournies avec du verre régulier de 3 mm d'épaisseur




Armoire de 14" de profondeur




Armoire de 18" de profondeur

Des cabinets inversés sont disponibles en ajoutant "RV" au numéro de modèle



Armoire de coin avec 1 porte sur pentures




Armoire de 14" de profondeur


Armoire de 18" de profondeur

Des cabinets inversés sont disponible en ajoutant "RV" au numéro de modèle

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-E22-36-30-14	30	762
FI-E22-36-36-14	36	914
FI-E22-36-42-14	42	1067
FI-E22-36-48-14	48	1219
FI-E22-36-30-18	30	762
FI-E22-36-36-18	36	914
FI-E22-36-42-18	42	1067
FI-E22-36-48-18	48	1219



Armoire de coin avec 1 porte vitrée sur pentures




Armoire de 14" de profondeur

Armoire de 18" de profondeur


Des cabinets inversés sont disponible en ajoutant "RV" au numéro de modèle

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-E32-36-30-14	30	762
FI-E32-36-36-14	36	914
FI-E32-36-42-14	42	1067
FI-E32-36-48-14	48	1219
FI-E32-36-30-18	30	762
FI-E32-36-36-18	36	914
FI-E32-36-42-18	42	1067
FI-E32-36-48-18	48	1219




Armoire de coin avec 1 porte sur pentures à 45°

FI-E23-36-14-14	14	365
FI-E23-36-18-18	18	457




Armoire de coin avec 1 porte vitrée sur pentures à 45°

FI-E33-36-14-14	14	365
FI-E33-36-18-18	18	457



Armoire de 14" de profondeur




Armoire de 18" de profondeur

Particularités :


- Les portes en verre avec cadres en acier sont fournies avec du verre régulier de 3 mm d'épaisseur

Armoire murale de 48" de hauteur




Armoire ouverte

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FE10-48-15-14	15	381
FE10-48-18-14	18	457
FE10-48-21-14	21	533
FE10-48-24-14	24	610
FE10-48-30-14	30	762
FE10-48-36-14	36	914
FE10-48-42-14	42	1067
FE10-48-48-14	48	1219
FE10-48-15-18	15	381
FE10-48-18-18	18	457
FE10-48-21-18	21	533
FE10-48-24-18	24	610
FE10-48-30-18	30	762
FE10-48-36-18	36	914
FE10-48-42-18	42	1067
FE10-48-48-18	48	1219




Armoire avec 2 portes vitrées sur pentures

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FE30-48-30-14	30	762
FE30-48-36-14	36	914
FE30-48-42-14	42	1067
FE30-48-48-14	48	1219
FE30-48-30-18	30	762
FE30-48-36-18	36	914
FE30-48-42-18	42	1067
FE30-48-48-18	48	1219




Armoire avec 2 portes coulissantes vitrées sans cadre

FE90-48-30-14	30	762
FE90-48-36-14	36	914
FE90-48-42-14	42	1067
FE90-48-48-14	48	1219
FE90-48-30-18	30	762
FE90-48-36-18	36	914
FE90-48-42-18	42	1067
FE90-48-48-18	48	1219




Armoire avec 1 porte sur pentures

FE20-48-15-14	15	381
FE20-48-18-14	18	457
FE20-48-21-14	21	533
FE20-48-24-14	24	610
FE20-48-15-18	15	381
FE20-48-18-18	18	457
FE20-48-21-18	21	533
FE20-48-24-18	24	610




Armoire avec 2 portes coulissantes

FE40-48-30-14	30	762
FE40-48-36-14	36	914
FE40-48-42-14	42	1067
FE40-48-48-14	48	1219
FE40-48-30-18	30	762
FE40-48-36-18	36	914
FE40-48-42-18	42	1067
FE40-48-48-18	48	1219




Armoire avec 1 porte vitrée sur pentures

FE30-48-15-14	15	381
FE30-48-18-14	18	457
FE30-48-21-14	21	533
FE30-48-24-14	24	610
FE30-48-15-18	15	381
FE30-48-18-18	18	457
FE30-48-21-18	21	533
FE30-48-24-18	24	610



Armoire avec 2 portes coulissantes vitrées

FE50-48-30-14	30	762
FE50-48-36-14	36	914
FE50-48-42-14	42	1067
FE50-48-48-14	48	1219
FE50-48-30-18	30	762
FE50-48-36-18	36	914
FE50-48-42-18	42	1067
FE50-48-48-18	48	1219




Armoire avec 2 portes sur pentures


FE20-48-30-14	30	762
FE20-48-36-14	36	914
FE20-48-42-14	42	1067
FE20-48-48-14	48	1219
FE20-48-30-18	30	762
FE20-48-36-18	36	914
FE20-48-42-18	42	1067
FE20-48-48-18	48	1219

Particularités :


- Les portes en verre sans cadre sont fournies avec du verre régulier de 5 mm d'épaisseur avec des poignées encavées dans le verre
- Les portes en verre avec cadres en acier sont fournies avec du verre régulier de 3 mm d'épaisseur



Armoire de 14" de profondeur




Armoire de 18" de profondeur



Armoire de coin avec 1 porte sur pentures


# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-E22-48-30-14	30	762
FI-E22-48-36-14	36	914
FI-E22-48-42-14	42	1067
FI-E22-48-48-14	48	1219
FI-E22-48-30-18	30	762
FI-E22-48-36-18	36	914
FI-E22-48-42-18	42	1067
FI-E22-48-48-18	48	1219



Armoire de 14" de profondeur


Armoire de 18" de profondeur

Des cabinets inversés sont disponible en ajoutant "RV" au numéro de modèle




Armoire de coin avec 1 porte vitrée sur pentures

# de modèle	Largeur	
	pouces	mm
FI-E32-48-30-14	30	762
FI-E32-48-36-14	36	914
FI-E32-48-42-14	42	1067
FI-E32-48-48-14	48	1219
FI-E32-48-30-18	30	762
FI-E32-48-36-18	36	914
FI-E32-48-42-18	42	1067
FI-E32-48-48-18	48	1219




Armoire de 14" de profondeur

Des cabinets inversés sont disponible en ajoutant "RV" au numéro de modèle




Armoire de coin avec 1 porte sur pentures à 45°

FI-E23-48-14-14	14	365
FI-E23-48-18-18	18	457



FI-E33-48-14-14	14	365
FI-E33-48-18-18	18	457

Armoire de coin avec 1 porte vitrée sur pentures à 45°



Armoire de 14" de profondeur


Armoire de 18" de profondeur

Particularités :

- Les portes en verre avec cadres en acier sont fournies avec du verre régulier de 3 mm d'épaisseur

1 POIGNÉES**En standard - poignée de 4" c/c en acier fini nickel brossé**

- WP ☐ Poignée de 4" c/c en acier inoxydable
- PP ☐ Poignées encastrée noire de 4" x 2"
- AP ☐ Poignée encastrée en aluminium de 4" x 2"

**2 COULISSEAUX DE TIROIRS****En standard — Coulisseaux à fermeture automatique et ouverture de 75% du tiroir - SEFA 8M - 150 lb****En standard — Coulisseaux à pleine ouverture du tiroir sur les tiroirs classeur - SEFA 8M - 200 lb****En standard — Coulisseaux à pleine ouverture du tiroir sur les tiroirs de plus de 36" de largeur - SEFA 8M - 200 lb**

- TX ☐ Coulisseaux à pleine ouverture du tiroir sur tous les tiroirs du projet - SEFA 8M - 200 lb

3 PENTURES**En standard — penture à 5 articulations en acier inoxydable fini mat**

- BH ☐ Penture noire à 5 articulations
- SH ☐ Penture à 5 articulations en acier inoxydable

**4 SERRURES****En standard — aucune serrure n'est fournie**

- KA ☐ Serrure à cylindre 8 rondelles sur toutes les portes et tous les tiroirs du projet
- KT ☐ Serrure à cylindre 8 rondelles sur tous les tiroirs du projet
- KP ☐ Serrure à cylindre 8 rondelles sur toutes les portes du projet
- K1 ☐ Serrure à cylindre 8 rondelles sur tous les premiers tiroirs du haut des cabinets
- KF ☐ Serrure à cylindre 8 rondelles sur tous les tiroirs classeur seulement
- KC ☐ Quincaillerie pour cadenas sur toutes les portes et tous les tiroirs du projet
- XI ☐ Système de verouillage ne permettant que l'ouverture d'un tiroir à la fois (avec coulisseaux pleine ouverture seulement) - standard sur les meubles mobiles
- TP ☐ Panneaux séparateurs de sécurité entre les tiroirs
- L1 ☐ Pour des serrures différentes avec clé maitresse pour le projet
- L2 ☐ Pour des serrures identiques par cabinet avec clé maitresse pour le projet
- L3 ☐ Pour des serrures identiques par local et avec clé maitresse par local
- L4 ☐ Pour des serrures identiques pour tout le projet

5 LOQUETS DE PORTE**En standard — loquet de porte à ressort****6 PORTE-CARTES****En standard — aucune porte-carte n'est fournie**

- CH ☐ Porte-carte en aluminium de 4" x 2" sur tous les tiroirs
- CD ☐ Porte-carte en aluminium de 4" x 2" sur toutes les portes



7 TABLETTES DE MEUBLE**En standard — Une (1) tablette pleine profondeur et réglable aux 1/2" c/c**

- T1 ☐ Une tablette additionnelle par cabinet
- P1 ☐ Tirette dans le haut des meubles de 15", 18", 21" et 24" seulement
- PR ☐ Tirette dans le haut sur le côté droit du meuble
- PL ☐ Tirette dans le haut sur le côté gauche du meuble
- S2 ☐ Tablette divisée en profondeur (2 morceaux) et réglable aux 1/2" c/c
- FS ☐ Tablette sur coulisseaux pleine ouverture - 200 lb

8 PANNEAUX DE FINITION**En standard — Panneaux amovibles dans le dos des meubles sur les sections avec portes (ouvert sur les sections avec tiroirs)**

- BP ☐ Panneaux amovibles sur les meubles avec tiroirs
- FO ☐ Panneau plat en acier peint soudé sur l'arrière du meuble
- FT ☐ Panneaux plats en acier peint soudés sur le dessus et l'arrière du meuble

9 OPTIONS DES SUPPORTS DE MEUBLES AU SOL**En standard — Espace coup-de-pied de 3" x 4" de haut intégré à l'avant des meubles avec des niveleurs de 3/8" x 2 1/2" de haut**

- PN ☐ Meuble fourni avec capuchon de protection en caoutchouc gris sur les niveleurs
- SS ☐ Meuble fourni avec quatre roulettes de 4" en caoutchouc avec frein sur les deux roulettes avant - 175 lb
- WB ☐ Meuble fourni sans coup-de-pied (meuble 4" moins haut)
- RT ☐ Meuble fourni avec coup-de-pied de 3" x 4" sur le côté droit (non disponible sur les armoires pleine hauteur)
- LT ☐ Meuble fourni avec coup-de-pied de 3" x 4" sur le côté gauche (non disponible sur les armoires pleine hauteur)
- VT ☐ Meuble fourni avec une grille d'aération dans l'espace coup-de-pied

10 OPTIONS ADDITIONNELLES SUR LES MEUBLES

- RV ☐ Inversement de l'arrangement des portes et tiroirs
- SK ☐ Meuble fourni avec support pour évier incluant 2 profilés en acier et 4 tiges d'ajustement filetées
- LG ☐ Pour du verre laminé de sécurité de 6 mm au lieu du verre régulier de 3 mm
- TG ☐ Pour du verre trempé de 6 mm au lieu du verre régulier de 3 mm
- SB ☐ Contenant en acier inoxydable inséré dans les cabinet-poubelle
- GB ☐ Contenant en acier galvanisé inséré dans les cabinets-poubelle
- LP ☐ Contenant étanche inséré dans les cabinet-poubelle
- WC ☐ Grille(s) d'aération insérée(s) dans la(les) porte(s) du cabinet
- SS4 ☐ Même construction de meuble, mais fourni en acier inoxydable qualité 304
- SS6 ☐ Même construction de meuble, mais fourni en acier inoxydable qualité 316



BEDCOLAB LTD

**2305, Francis-Hugues Avenue
Laval, Quebec, Canada H7S 1N5**

Téléphone : 514.384.2820 / 1.800.461.6414

Télécopieur : 514.384.9210

Courriel : information@bedcolab.com

Site Web : www.bedcolab.com



Agent autorisé :