

(bedcolab)

Systèmes de mobilier de laboratoire et hottes chimiques



MEZZO

Table polyvalente

Conçue pour performer. Partout.

Bien plus qu'un simple plan de travail, cette table polyvalente est conçue pour accompagner les idées en mouvement. Que ce soit pour éveiller les esprits dans un laboratoire scolaire ou pour faire progresser l'innovation dans un centre de recherche, sa conception robuste et adaptable offre la solidité et la flexibilité que tout espace de travail mérite.



Emory University HSRB II
Réalisé en collaboration avec H2I Group

FICHE TECHNIQUE

MEZZO



Dimensions (po)

Inclus comptoir 1"

Largeur: 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72

Profondeur: 24, 30, 36

Hauteur fixe: 36

Hauteur ajustable: 30 à 37 (incrémentations 1")

Construction

Structure entièrement soudée

Pattes, tube carré 2"x2"

Tabliers de côté et arrière, 4" de haut

Rail de suspension pour cabinets, 1¼" de haut

Barres transversales, 1"x2"

Niveleurs

Acier peint, 20 choix de couleurs certifiées SEFA

Options

Roulettes (quatre roulettes, pattes avant avec freins)

Acier inoxydable 304

Comptoir

Fourni par le distributeur

Époxy

Phénolique

Stratifié

Certification


SEFA 8M (capacité maximale 600 lbs)

Produits connexes

Cabinets suspendus Forte Inset, Forte Flush Overlay et Harmony Flush Overlay.

- Cabinets hauteur OC compatibles avec toutes les profondeurs de table Mezzo
- Cabinets hauteur OB compatibles avec les tables de 30" et 36" de profond.

Style de patte compatible avec le système Aria



CONFIGURATIONS MEZZO



ME-FX

Table à hauteur fixe sur niveleurs



ME-AJ

Table à hauteur ajustable sur niveleurs



ME-FX avec l'option CT

Table à hauteur fixe sur roulettes




ME-AJ avec l'option CT

Table à hauteur ajustable sur roulettes

STRUCTURE DU CODE PRODUIT

Cette page a été créée pour expliquer la structure du code de produits et la signification de chacun des éléments qui le composent. L'utilisation d'un code produit standard dans vos documents de projet nous permet de traiter votre commande rapidement et avec précision afin que vous receviez exactement ce que vous attendez, à chaque fois.

La liste complète des codes produits se trouve dans notre [librairie en ligne](#) sous la section « Listes de codes produits ».



Type de patte

BB FX: Hauteur Fixe
AJ: Hauteur Ajustable

Dimensions (pouces)

CC Largeur
DD Profondeur

Options

EE CT: Roulettes
FFF SS4: Acier inoxydable 304

**Trouvez un
distributeur Bedcolab**

